



Glide™

HAIR REMOVAL

- EN INSTRUCTIONS FOR USE
- DE BEDIENUNGSANLEITUNG
- BG ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА
- HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
- RO INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
- CS POKYNY K POUŽITÍ
- SL BRUKSANVISNING
- PL INSTRUKCJA UŻYCIA



Home Skinovations Ltd. reserves the right to make changes to its products or specifications to improve performance, reliability, or manufacturability. Information furnished by Home Skinovations Ltd. is believed to be accurate and reliable at the time of publication. However, Home Skinovations Ltd. assumes no responsibility for its use. No license is granted by its implication or otherwise under any patent or patent rights of Home Skinovations Ltd.

No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, for any purpose, without the express written permission of Home Skinovations Ltd.  
Data is subject to change without notification.

Home Skinovations Ltd. has patents and pending patent applications, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights covering subject matter in this document. The furnishing of this document does not give you any license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights except as expressly provided in any written agreement from Home Skinovations Ltd. Specifications are subject to change without notice.

Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 20692, ISRAEL [www.silk'n.com](http://www.silk'n.com), [info@silk'n.com](mailto:info@silk'n.com)

## Table of Contents

1. Before You Start.....	2
1.1. Silk'n Glide™ device description .....	2
1.2. Package contents .....	2
2. Silk'n Glide™ Intended Use .....	3
3. Safety with Silk'n Glide™ .....	3
4. Contraindications .....	4
5. Do not use Silk'n Glide™ if: .....	6
6. Avoid using Silk'n Glide™ if any of the following applies: .....	7
7. Possible Side Effects using Silk'n Glide™ .....	8
8. Long Term Hair Removal the Silk'n Glide™ Way .....	9
9. Get Started! .....	10
9.1. What to Expect when treating with Silk'n Glide™? .....	13
9.2. After treating with Silk'n Glide™ .....	13
10. Maintenance of Silk'n Glide™ .....	13
10.1. Cleaning Silk'n Glide™ .....	13
11. Troubleshooting .....	14
11.1. "My Silk'n Glide™ does not start." .....	14
11.2. "A light pulse is not emitted when I press the PULSE SWITCH" .....	14
12. Customer Service .....	15
13. Specifications .....	15

Before using Silk'n Glide™ for the first time, please read this User Manual in its entirety. Pay particular attention to sections on device use procedures, device operation, and after-use procedures. We recommend you re-familiarize yourself with this User Manual before each use of Silk'n Glide™. Silk'n Glide™ is a powerful electrical device. As such, it should be used with special attention to safety. Please read all warnings and safety precautions before use, and strictly follow them when using Silk'n Glide™


## 1. Before You Start

**Silk'n Glide™ is a light-based device for permanent hair reduction designed for home-use.**

### 1.1 Silk'n Glide™ device description

The Silk'n Glide™ HAIR REMOVAL DEVICE has a TREATMENT SURFACE, a CONTROL PAD and a PULSE TRIGGER.

- ① Control pad
- ② Pulse Trigger
- ③ Skin Color Sensor
- ④ Treatment Surface
- ⑤ Central button
- ⑥ Energy level indicator lights
- ⑦ Ready/Skin tone warning indicator light



### 1.2. Package contents

Upon opening the Silk'n Glide™ package, you will find the following parts:

- Silk'n Glide™ Hair Removal Device
- Adaptor
- This User's Manual
- Silk'n warranty card

## 2. Silk'n Glide™ Intended Use

Silk'n Glide™ is intended for removal of unwanted hair. Silk'n Glide™ is also intended to effect long term, or permanent hair reduction. Permanent hair reduction is defined as a long-term stable reduction in the number of hairs re-growing after a treatment regime.

Silk'n Glide™ may be used to remove unwanted body hair. Ideal body areas for Silk'n Glide™ use include the underarms, bikini line, arms, legs, face, back, shoulders and chest.

## 3. Safety with Silk'n Glide™

**With Silk'n Glide™ Safety Comes First.**

**HPL™ technology in Silk'n Glide™ - Superior safety with lower energy level:**

Home Pulsed Light™ technology is able to achieve long-term hair removal results at a fraction of the energy level used in other light-based hair removal equipment. The low energy used in Silk'n Glide™ reduces its potential to cause harm or complications, and contributes to your overall safety.

**Silk'n Glide™ protects your skin:**

Light based hair removal is not suitable for naturally darker skin tones or tanned skin. Silk'n Glide™ comes with a built-in SKIN COLOR SENSOR that is designed to measure the complexion of the applied surface and enable application only on suitable skin complexions. This unique safety feature will not let you treat where your skin is too dark or too tanned.

Furthermore, the 3cm<sup>2</sup> TREATMENT SURFACE through which pulses of light are delivered is recessed inside the device. This enables Glide™ to protect your skin by avoiding direct contact between the TREATMENT SURFACE and the skin.


**Silk'n Glide™ protects your eyes:**

Silk'n Glide™ has a built-in safety feature for eye protection. It has been designed so that a light pulse can not be emitted when the TREATMENT SURFACE is facing open air. The safety feature enables treatment only when the TREATMENT SURFACE is in contact with the tissue.

## 4. Contraindications

### Important Safety Information – Read Before Use!

Silk'n Glide™ is not designed for everyone. Please read and consider the information in the following section before use. For further information and personalized advice you may also visit [www.silkn.com](http://www.silkn.com) or your local Silk'n™ domain. Hair removal by lasers or intense pulse light sources can cause increased hair growth in some individuals. Based upon currently available data, the highest risk groups for this response are females of Mediterranean, Middle Eastern and South Asian heritage treated on the face and neck.

Warning	Possible results	Safety Tip
<p>Do not use Silk'n Glide™ on the naturally darkest skin complexion. <b>Not Safe!</b></p>  <p>See hair and skin color chart on the package.</p>	<p>Treating dark skin with Silk'n Glide™ can result in adverse effects such as redness and skin discomfort</p>	<p>A unique SKIN COLOR SENSOR is embedded in Silk'n Glide™ to measure the treated skin complexion at the beginning of each session and occasionally during the session. The SKIN COLOR SENSOR ensures that pulses will only be emitted on suitable skin tones.</p>
<p>Do not use Silk'n Glide™ energy levels 2-5 on tanned skin or after recent sun exposure (including artificial tanning machines). Do not expose treated areas to the sun.</p>	<p>Treating with Silk'n Glide™ energy levels 2-5 before or after any sun exposure can result in adverse effects such as redness and skin discomfort. Tanned skin particularly following sun exposure, contains large quantities of the pigment Melanin. This applies to all skin types and complexions, including those which don't seem to tan quickly. The presence of large quantities of Melanin exposes the skin to higher risk when using any method of light based hair removal.</p>	<p>If you are using any energy level higher than the lowest, avoid exposure to the sun for 4 weeks before and 2 weeks after your Silk'n Glide™ treatment! Sun exposure includes unprotected exposure to direct sunlight of over 15 minutes constantly, or unprotected exposure to diffused sunlight of over 1 hour constantly. To protect recently treated skin when exposed to sunlight, be sure to thoroughly apply sunscreen SPF 30 or higher, for 2 weeks after each hair removal session. Silk'n Glide's lowest energy level (1) is designed especially for safe use even after sun exposure. After sun exposure you may continue using Silk'n Glide™, but</p>

Warning	Possible results	Safety Tip
Never use Silk'n Glide™ around or near the eyes.	Although, Silk'n Glide™ can be used for the treatment of facial hair, extra caution should be used on the face to avoid the eyes.	Silk'n Glide™ has a built-in safety feature for eye protection. It has been designed so that a light pulse can not be emitted when the TREATMENT SURFACE is facing open air. The Pulse Trigger enables treatment only when the TREATMENT SURFACE is in contact with the tissue.
Do not treat on tattoos or permanent makeup, dark brown or black spots, (such as large freckles, birth marks, moles or warts), nipples, genitals or lips.	Treating any area with the Silk'n Glide™ that is dark in color or has more pigment can result in adverse effects such as burns, blisters, and skin color changes (hyper- or hypopigmentation).	Cover area with material that will not absorb the light such as a white cloth or white medical tape.
Do not treat on active eczema, psoriasis, lesions, open wounds or infections (cold sores), abnormal skin conditions caused by systemic or metabolic diseases (diabetes for example)	Light based treatments can cause adverse reactions on already sensitive areas.	Wait for the effected area to heal before using Silk'n Glide™.
A treatment area that has a history of herpes outbreaks.	Light based treatments can cause adverse reactions on already sensitive areas.	Consult your physician to received preventative treatment before using Silk'n Glide™.
Do not treat with Silk'n Glide™ if you are pregnant or nursing.	Hormonal changes during pregnancy could increase skin sensitivity and the risk of adverse effects.	
Do not treat on areas where you may want hair to grow.	Results are permanent.	
Keep Silk'n Glide™ away from water! Do not place or store Silk'n Glide™ where it can fall, be pushed or placed into a tub, sink or any other vessel containing water.	This may cause severe electrocution.	Do not use Silk'n Glide™: while bathing or if it becomes damp or wet. Unplug immediately if it has fallen into water.

Warning	Possible results	Safety Tip
Do not attempt to open or repair your Silk'n Glide™ device.	Opening Silk'n Glide™ may expose you to dangerous electrical components and to pulsed light energy, either of which may cause serious bodily damage and/or permanent eye injury. It may also damage your device and will void your warranty.	Please contact Silk'n™ Customer Service if you have a broken or damaged device in need of repair.

## 5. Do not use Silk'n Glide™ if:

The device is operated by any plugs, attachments, or accessories other than those provided with your Glide™	the attachments or accessories are not recommended by Home Skinovations Ltd.	Stop use immediately and contact Silk'n™ Customer Service.
it has a damaged cord or plug.	Keep the power cord away from heated surfaces.	Stop use immediately and contact Silk'n™ Customer Service.
you see or smell smoke when it is in use.		Stop use immediately and contact Silk'n™ Customer Service.
it is not working properly or if it appears damaged.		Stop use immediately and contact Silk'n™ Customer Service.
its SKIN COLOR SENSOR is cracked, or broken.		Stop use immediately and contact Silk'n™ Customer Service.
the outer shell is cracked or is coming apart.		Stop use immediately and contact Silk'n™ Customer Service.

## 6. Avoid using Silk'n Glide™ if any of the following applies:

History of keloidal scar formation.	Consult with your physician prior to using the Silk'n Glide™.
If you suffer from epilepsy.	
If you have a disease related to photosensitivity, such as porphyria, polymorphic light eruption, solar urticaria, lupus, etc.	
If you have a history of skin cancer or areas of potential skin malignancies.	
If you have received radiation therapy or chemotherapy treatments within the past 3 months.	
If you have any other condition which in your physician's opinion would make it unsafe for you to be treated.	
If your skin was treated with a physician-prescribed drug within the past 6 months, please consult with your physician.	

## 7. Possible side effects using Silk'n Glide™

When used according to the instructions, side effects and complications associated with use of Silk'n Glide™ are uncommon. However every cosmetic procedure, including those designed for home use, involves some degree of risk. Therefore it is important that you understand and accept the risks and complications that can occur with pulsed light hair removal systems designed for home use.

Adverse Reaction	Degree of Risk
<p><b>Minor Skin Discomfort –</b> Although home pulsed light hair removal is generally very well-tolerated, most users do feel some mild discomfort during use, usually described as being a mild stinging sensation on the treated skin areas. The stinging sensation usually lasts during the time of the application itself or for a few minutes thereafter. Anything beyond this minor discomfort is abnormal and means that either you should not continue to use Silk'n Glide™ because you are unable to tolerate the hair removal application, or that the energy level setting is too high.</p>	Minor
<p><b>Skin Redness –</b> Your skin may become red right after using Silk'n Glide™ or within 24 hours of using Silk'n Glide™. Redness generally clears up within 24 hours. See your doctor if redness does not go away within 2 to 3 days.</p>	Minor
<p><b>Increased Sensitivity to Skin –</b> The skin of the treated area is more sensitive so you may encounter dryness or flaking of the skin.</p>	Minor
<p><b>Pigment Changes –</b> Silk'n Glide™ targets the hair shaft, in particular the pigmented cells in the hair follicle and the hair follicle itself. Nevertheless there is risk of temporary hyperpigmentation (increased pigment or brown discoloration) or hypopigmentation (whitening) to the surrounding skin. This risk of changes in skin pigmentation is higher for people with darker skin tones. Usually discoloration or changes to skin pigment are temporary and permanent hyperpigmentation or hypopigmentation rarely occur.</p>	Rare
<p><b>Excessive Redness and Swelling –</b> In rare cases treated skin may become very red and swollen. This is more common in sensitive areas of the body. The redness and swelling should subside within 2 to 7 days and should be treated with frequent applications of ice. Gentle cleansing is OK, but one should avoid exposure to sun.</p>	Rare

## 8. Long Term Hair Removal the Silk'n Glide™ Way

A typical full hair growth cycle may take 18-24 months. During this time multiple Glide™ sessions may be required in order to achieve permanent hair removal.

The efficiency of hair removal varies from person to person according to body area, hair color, and how Silk'n Glide™ is used.

Typical Silk'n Glide™ hair removal plan during a full hair growth cycle:

Treatments 1-4 – plan two weeks apart

Treatments 5-7 – plan four weeks apart

Treatments 8 + – treat as needed, until desired results are achieved.

### Expected Treatment Outcome for Hair Removal

Fitzpatrick skin type	Hair Color	Light Fluence [J/cm <sup>2</sup> ]	Anatomic area of the body <sup>2</sup>	Average Number of Treatments <sup>1</sup>	Effectiveness (% of hair removal/regrowth) <sup>1</sup>
I-IV	Light brown to brown	3-4.5	Lower or upper legs	Session 10-12, approx. four weeks apart.	60% Hair reduction
			Arms		50% Hair reduction
			Bikini Line		60% Hair reduction
			Underarms		55% Hair reduction
I-IV	Brown to black	3-4.5	Lower or upper legs	Session 8-10, approx. four weeks apart.	70% Hair reduction
			Arms		60% Hair reduction
			Bikini Line		70% Hair reduction
			Underarms		65% Hair reduction

1. Individual response depends on hair type as well as biological factors that may affect hair growth patterns. Some users may respond quicker or slower than the average number of treatments.

2. One cannot expect permanent hair removal in a single or even double treatment sessions. The duration of the resting period for hair follicles also depends on the body area.

## 9. Get Started!

1. Remove Silk'n Glide™ HAIR REMOVAL DEVICE and other components from box.
2. Plug the ADAPTOR cord into the Silk'n Glide™ HAIR REMOVAL DEVICE socket.
3. Plug the ADAPTOR into an electrical outlet. All indicator lights in the CONTROL PAD will turn on and off repeatedly in a circular motion.

Your Silk'n Glide™ is now ready to start.

### Treat with Silk'n Glide™ safely and properly!

Choose areas to treat that have not had recent exposure to the sun.

4. The skin of the treatment areas should be shaved, clean, dry and free of any powders, antiperspirants or deodorants. Do not wax, pluck or tweeze the hair out. Shaving is an important step to get the results you want! Best results will be reached when you shave 3 days prior to the treatment or when the hair is 1-2 mm - 3/32 inch.
5. Press the CENTRAL BUTTON. The device will turn on, the Energy Level 1 INDICATOR LIGHT will turn on and a fan sound will start.
6. Approximately 1 second after pressing the CENTRAL BUTTON, the READY/SKIN TONE WARNING INDICATOR LIGHT will turn on. The device is then ready for you to trigger the first pulse at the lowest energy level.
7. If this is your first treatment - Choose the energy level. Glide™ offers 5 levels of energy from 1 (the lowest) to 5 (the highest). To choose the right energy level for your first treatment, test each treatment area separately:

- Place the TREATMENT SURFACE on the skin and press the trigger to deliver one pulse. If you did not experience abnormal discomfort press the CENTRAL BUTTON again. This will increase the energy level. Deliver one pulse on a different spot at energy level 2.
- Continue testing at increased energy levels until you have reached the highest level that you feel comfortable with. If within one hour you experience no adverse effects, you can start your full treatment at that energy level.
- Repeat this test for each body part you intend to treat.

8. Set the energy level. To set an energy level higher or lower, press the CENTRAL BUTTON repeatedly to increase the energy level from 1 to 5 and from 5 directly back to 1, until the desired energy level is set. The ENERGY LEVEL INDICATOR LIGHTS will indicate the energy level setting. (For details see "Energy Level" chapter inside this user manual).

### Energy Level

Energy level determines the intensity of the Silk'n Glide™ light pulse delivered to your skin. As energy level increases, so does hair removal results as well as the risk of possible side effects and complications. Glide™ offers 5 levels of energy from 1 (the lowest) to 5 (the highest), represented by 5 ENERGY LEVEL INDICATOR LIGHTS.

Whenever Silk'n Glide™ is turned on its energy level will automatically be reset to the lowest energy level. Only one ENERGY LEVEL INDICATOR LIGHT will be on. To set the energy level, press the CENTRAL BUTTON repeatedly to increase the energy level from 1 to 5 and from 5 directly back to 1.

9. Apply the TREATMENT SURFACE to the skin, making sure the skin is spread evenly and smoothly. As soon as the TREATMENT SURFACE is in full contact with the skin, the READY/SKIN TONE WARNING INDICATOR LIGHT will start blinking slowly.
10. Press the PULSE TRIGGER. The device will first determine the color of your skin. If the color of the skin is light enough for safe application, the device will flash a pulse of light onto your skin, and the READY/SKIN TONE WARNING INDICATOR LIGHT will turn off. You will see a bright flash of light and simultaneously hear a subtle pop sound, which is a normal noise for the device. You will feel a mild sensation of warmth and tingling.  
Silk'n Glide™ will immediately recharge for the next pulse.  
After a few seconds (depending on the set energy level) the READY/SKIN TONE WARNING INDICATOR LIGHT will turn on again, and start blinking slowly when attached again to the skin.
11. Remove the TREATMENT SURFACE from the treated area of skin.
12. Choose a method of application for your session. Glide™ can be applied in two ways: "Pulsing" and "Gliding" (for more details see application methods frame below).
  - For the PULSING method, follow steps 9-11 above on another spot repeatedly until the entire area is fully covered.
  - For the GLIDING method, hold the PULSE TRIGGER down continuously, and slide the device smoothly along the treated area.



If your skin blisters or burns, STOP USE IMMEDIATELY!

### Methods of application

#### PULSING

PULSING is the best technique for working with higher energy levels as it enables better control of skin coverage. When pulsing, Glide™ pulses should be administered in rows, starting at one end of each row and progressing sequentially towards the other end helping you avoid treating the same area more than once or overlapping skin areas. When pulsing, the Silk'n Glide™ TREATMENT SURFACE is designed to create

temporary pressure marks on the treated area. In every repositioning of the TREATMENT SURFACE use these pressure marks to guide you for proper positioning of the next pulse, avoiding both gaps and overlaps between pulses.



Try to avoid overlapping pulses!



Do not treat the same area of skin more than once per hair removal session!  
Treating the same area of skin more than once per session increases the likelihood of adverse effects.

## GLIDING

GLIDING is the best way to work within the low energy levels and achieve a fast and more efficient session. When Gliding, hold the PULSE TRIGGER down continuously, and using a slow sliding motion while keeping contact with the skin, smoothly move the device along the treated area. In the lower energy levels the device takes only 1-1.5 seconds to recharge between pulses and provides a nonstop sequence of flashes.



If your skin blisters or burns, STOP USE IMMEDIATELY!

## The Skin Color Sensor

Light-based hair removal on darker skin tones can result in adverse effects such as burns, blisters, and skin color changes (hyper- or hypo-pigmentation).

To prevent such misuse, a unique SKIN COLOR SENSOR in Silk'n Glide™ measures the treated skin complexion at the beginning of each session and occasionally during the session. If the SKIN COLOR SENSOR detects a skin tone that is too dark for Silk'n Glide™ application, the device will automatically stop emitting pulses.

If you see no light pulse and the READY/SKIN TONE WARNING INDICATOR LIGHT is rapidly blinking, this is an indication that your skin tone, measured by the SKIN COLOR SENSOR, is too dark for safe application. Try using the device on a different body part or contact the Silk'n™ support.

### 9.1. What to Expect when treating with Silk'n Glide™?

For many people, using Silk'n Glide™ may be their first experience with a light-based device designed for home use. Silk'n Glide™ is simple to use, and hair removal sessions go by quickly. During a Silk'n Glide™ session it is normal to experience and feel:

- **A Fan Noise** – The cooling fan in Silk'n Glide™ makes noise similar to a hairdryer. This is normal.
- **A Pop Sound with Each Pulse** – When a pulse of HPL™ light is activated, it is normal to hear a subtle pop sound simultaneously with the flash of light.
- **A Sensation of Warmth and Tingling** – During each pulse of light it is normal to feel a mild sensation of warmth and tingling from the light energy.
- **Some Mild Red or Pink Color** – During and just after your Silk'n Glide™ session it is not uncommon to see some very mild, pink-like color of the skin. This is usually most noticeable around the hairs themselves. However if you see full redness of the skin, blistering or burns stop use of Silk'n Glide™ immediately.

### 9.2. After treating with Silk'n Glide™

1. When Glide™ session has been completed turn Glide™ off by giving the CENTRAL BUTTON an extended press. Be sure to remember the last energy level setting you used, as it will not be restored when turning Glide™ on again.
2. Unplug the ADAPTOR cord from the electrical outlet.
3. After each hair removal session it is recommended that you clean your Silk'n Glide™ device, especially the TREATMENT SURFACE (See: "Cleaning Silk'n Glide™").
4. After cleaning, it is recommended to store your Silk'n Glide™ device in its original box, and keep it away from water.



#### Skin care following hair removal session

Do not expose areas of skin treated in energy levels 2-5 to the sun. Be sure to carefully protect the treated skin with sunscreen, throughout the hair removal period and for at least 2 weeks following the last Silk'n Glide™ session.

## 10. Maintenance of Silk'n Glide™

### 10.1. Cleaning Silk'n Glide™

After each hair removal session, it is recommended to clean your Silk'n Glide™ device, and especially the TREATMENT SURFACE.

1. Unplug Silk'n Glide™ before cleaning.
2. Use a dry, clean cloth and a specially formulated cleaning detergent for electronic equipment to gently wipe Silk'n Glide™ surface, and especially the TREATMENT SURFACE.

Never immerse Silk'n Glide™ or any of its parts in water!

# 11. Troubleshooting

## 11.1. “My Silk’n Glide™ does not start.”

- Make sure the ADAPTOR is properly connected to the Glide™ device.
- Make sure the ADAPTOR is plugged into an electrical outlet on the wall.

## 11.2. “A light pulse is not emitted when I press the PULSE TRIGGER”

Make sure that the READY/SKIN TONE WARNING INDICATOR LIGHT is blinking slowly to ensure you have good contact with the skin and that the TREATMENT SURFACE is evenly and firmly pressed to the skin. For your safety, the PULSE TRIGGER will activate a pulse only if the TREATMENT SURFACE is firmly pressed against the skin.

- Check the SKIN TONE WARNING INDICATOR LIGHT. If it blinks rapidly, this is an indication that your skin tone, measured by the SKIN COLOR SENSOR, is too dark for safe application. Try using the device on a different body part or contact the Silk’n™ support.
- If the light is constantly on, together with any number of indicator lights, you have a system error. If this problem persists, contact your local Glide™ Customer Service Center.
- If these problems persist, contact your local Silk’n™ Customer Service Center.
- Check if all lights are blinking together in a circle. If so, unplug the device from its power source. The device has reached its End of Life stage. This device is to be orderly disposed of. Deliver your old equipment to the nearest electronic waste collection point for safe and efficient disposal.



Do not attempt to open or repair your Silk’n Glide™ device. Only authorized Silk’n™ repair centers are permitted to perform repairs.

Opening Silk’n Glide™ may expose you to dangerous electrical components and to pulsed light energy, either of which may cause serious bodily damage and/or permanent eye injury.

Trying to open Silk’n Glide™ may also damage the device and will void your warranty.

Please contact Silk’n™ Customer Service if you have a broken or damaged device in need or repair.

## 12. Customer Service

For more information about Silk'n™ products please enter your local Silk'n™ website, [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu) or [www.silkn.com](http://www.silkn.com).

If your device is broken, damaged, in need of repair, or for any other user assistance, please contact your local Silk'n™ Customer Service:

For USA and Canada customers: 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, [contact@silkn.com](mailto:contact@silkn.com)

For customers in other countries: [info@silkn.com](mailto:info@silkn.com)

## 13. Specifications

Spot Size	0.9cm x 3cm [2.7cm <sup>2</sup> ]	
Speed	energy level 1 - 1 pulse every 1 second	
	energy level 2 - 1 pulse every 1.5 seconds	
	energy level 3 - 1 pulse after 2.3 seconds	
	energy level 4 - 1 pulse after 3 seconds	
	energy level 5 - 1 pulse after 3.4 seconds	
Technology	Home Pulsed Light™	
Max Energy Level	Max 5J/cm <sup>2</sup>	
Wavelength	475-1200nm	
Charging Time/Power Source	Continuous operation	
Electrical Requirements	100-240VAC, 2A	
Time Needed to Treat Lower Legs	10 minutes on evergae	
Operation and Safety	Skin Color Sensor seamlessly ensures use only on appropriate skin types	
Package Size	180x180x100cm	
System weight	200gr	
Temperature	Operating	10°C to 35°C
	Storage	-40 to +70°C
Relative Humidity	Operating	30 to 75%rH
	Storage	10 to 90%rH
Atmospheric pressure	Operating	700 to 1060hPa
	Storage	500 to 1060hPa
Adaptor Rated Model	KSA24A1200150HE In the UK KSA24A1200150HK   100-240V; 50-60Hz; 0.5A	

Home Skinovations Ltd. behält sich das Recht vor, Veränderungen an seinen Produkten oder Spezifikationen vorzunehmen, um die Leistungsfähigkeit, Betriebssicherheit oder Herstellbarkeit zu verbessern. Die Informationen, die von Home Skinovations Ltd. bereitgestellt werden, gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als genau und verlässlich. Dennoch übernimmt Home Skinovations Ltd. keine Verantwortung für deren Verwendung. Es werden keine Nutzungsrechte durch deren Einbeziehung unter einem Patent oder Patentrechten von Home Skinovations Ltd. eingeräumt.

Dieses Dokument darf zu keinem Teil in jedweder Form, elektronisch oder mechanisch für irgendeinen Zweck ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Home Skinovations Ltd. vervielfältigt oder übermittelt werden.

Die Änderungen von Daten sind ohne Ankündigung vorbehalten.

Home Skinovations Ltd. besitzt Patente und vorbehaltlich Patentanmeldungen, Schutzmarken, Urheberrechte oder andere Rechte an geistigem Eigentum, die den Gegenstand dieses Dokuments behandeln. Die Bereitstellung dieses Dokuments erteilt Ihnen keine Lizenz für diese Patente, Schutzmarken, Urheberrechte oder andere Rechte an geistigem Eigentum, mit Ausnahme einer ausdrücklichen Verordnung jedweder schriftlichen Vereinbarung von Home Skinovations Ltd.

Spezifikationen sind ohne Ankündigung je nach Änderung vorbehalten.

Home Skinovations Ltd. Tavor Gebäude, Shaar Yokneam Postfach 533 Yokneam 20692 ISRAEL [www.silkn.com](http://www.silkn.com), [info@silkn.com](mailto:info@silkn.com)

## Inhaltsverzeichnis

<b>1. Vor Behandlungsbeginn</b> .....	<b>17</b>
1.1. Beschreibung des Silk'n Glide™ Elektrogeräts .....	17
1.2. Verpackungsinhalt .....	17
<b>2. Der Verwendungszweck von Silk'n Glide™</b> .....	<b>18</b>
<b>3. Sicherheit mit Silk'n Glide™</b> .....	<b>18</b>
<b>4. Gegenanzeigen</b> .....	<b>19</b>
<b>5. Verwenden Sie Silk'n Glide™ in folgenden Fällen nicht:</b> .....	<b>21</b>
<b>6. Verzichten Sie in folgenden Fällen auf die Verwendung von Silk'n Glide™:</b> .....	<b>22</b>
<b>7. Mögliche Nebenwirkungen bei der Verwendung von Silk'n Glide™</b> .....	<b>23</b>
<b>8. Langfristige Haarentfernung mit Silk'n Glide™</b> .....	<b>24</b>
<b>9. Erste Schritte</b> .....	<b>25</b>
9.1. Was Sie von einer Behandlung mit Silk'n Glide™ erwarten können .....	28
9.2. Nach der Behandlung mit Silk'n Glide™ .....	28
<b>10. Die Instandhaltung von Silk'n Glide™</b> .....	<b>28</b>
10.1. Die Reinigung von Silk'n Glide™ .....	28
<b>11. Fehlerbehebung</b> .....	<b>29</b>
11.1. "Mein Silk'n Glide™ schaltet sich nicht ein" .....	29
11.2. "Ein Lichtpuls wird nicht ausgesandt, wenn ich den Pulsschalter drücke" .....	29
<b>12. Kundendienst</b> .....	<b>30</b>
<b>13. Technische Daten</b> .....	<b>30</b>


Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch vor der ersten Verwendung von Silk'n Glide™ genau durch. Bitte schenken Sie den Abschnitten über die Vorgehensweise während und nach der Verwendung des Geräts sowie über die Inbetriebnahme, besondere Aufmerksamkeit. Wir empfehlen, dass Sie sich mit diesem Benutzerhandbuch jedes Mal, wenn Sie Silk'n Glide™ wieder verwenden, erneut vertraut machen. Silk'n Glide™ ist ein leistungsstarkes Elektrogerät und sollte als solches mit besonderer Beachtung der Sicherheit verwendet werden. Bitte lesen Sie alle Warnhinweise und Sicherheitsvorsorgungen vor dem Gebrauch und befolgen Sie diese auch während der Verwendung von Silk'n Glide™ genau!

## 1. Vor Behandlungsbeginn

**Silk'n Glide™ ist ein auf Licht basierendes Elektrogerät für eine langzeitliche Haarentfernung, das für den Gebrauch zu Hause entwickelt wurde.**

### 1.1 Beschreibung des Silk'n Glide™ Elektrogeräts

Das Silk'n Glide™-HAARENTFERNUNGSGERÄT verfügt über eine BEHANDLUNGSFLÄCHE, ein STEUERPAD und einen PULSAUSLÖSER.



- ① Steuerpad
- ② Pulsauslöser
- ③ Hautfarben-Sensor
- ④ Behandlungsfläche
- ⑤ Zentrale Taste
- ⑥ Anzeige der Energiehöhe
- ⑦ Bereit-/Hauttyp-Warnanzeige

### 1.2 Verpackungsinhalt

Beim Öffnen der Verpackung von Silk'n Glide™ werden Sie die folgenden Teile vorfinden:

- Silk'n Glide™-Haarentfernungsggerät
- Adapter
- Dieses Benutzerhandbuch
- Silk'n-Garantiekarte

## 2. Der Verwendungszweck von Silk'n Glide™

Silk'n Glide™ ist für die Entfernung ungewollten Körperhaars vorgesehen. Silk'n Glide™ ist außerdem für langzeitliche oder dauerhafte Haarentfernung vorgesehen. Unter einer dauerhaften Haarentfernung versteht man die langzeitliche, beständige Reduzierung der nachwachsenden Haare nach einem Behandlungszyklus.

Silk'n Glide™ kann für die Entfernung ungewollten Körperhaars verwendet werden. Für die Verwendung von Silk'n Glide™ stellen Achselhöhlen, Bikinizone, Arme, Beine, Gesicht, Rücken, Schultern und Brust die idealen Körperstellen dar.

## 3. Sicherheit mit Silk'n Glide™

**Mit Silk'n Glide™ steht die Sicherheit an erster Stelle**

**HPL™- Technologie bei Silk'n Glide™ – Ausgezeichnete Sicherheit bei einer niedrigeren Energiehöhe:** Die Home Pulsed Light™ Technologie ist im Stande, langfristige Haarentfernungsergebnisse zu einem Bruchteil der Energiehöhe zu erreichen, die andere auf Licht basierende Haarentfernungsvorrichtungen benötigen. Die geringe Energie, die von Silk'n Glide™ verwendet wird, vermindert das Potenzial, Schaden oder Komplikationen zuzufügen, und trägt zu Ihrer allgemeinen Sicherheit bei.

**Silk'n Glide™ schützt Ihre Haut:**

Eine auf Licht basierende Haarentfernung ist nicht für eine natürlich dunkle Haut oder sonnengebräunte Haut geeignet. Silk'n Glide™ besitzt einen Hautfarben-Sensor, der die Hautpigmentation auf der zu behandelnden Fläche misst und die Verwendung nur bei einer geeigneten Hautpigmentation ermöglicht. Diese einzigartige Sicherheitsvorrichtung wird Ihnen eine Behandlung auf zu dunkler oder sonnengebräunter Haut verweigern. Darüber hinaus ist die 3cm<sup>2</sup>-BEHANDLUNGSFLÄCHE, durch die die Lichtpulse abgegeben werden, in das Gerät eingelassen. Dadurch schützt das™ Ihre Haut, da ein direkter Kontakt der BEHANDLUNGSFLÄCHE mit der Haut vermieden wird.

**Silk'n Glide™ schützt Ihre Augen:**


Das Silk'n Glide™ verfügt über eine integrierte Sicherheitsfunktion zum Schutz der Augen. Es ist so konzipiert, dass die Lichtpulse nicht ausgesendet werden können, wenn die BEHANDLUNGSFLÄCHE in die Luft zeigt. Durch diese Sicherheitsfunktion ist eine Behandlung nur möglich, wenn sich die BEHANDLUNGSFLÄCHE in Kontakt mit Gewebe befindet.

## 4. Gegenanzeigen

### Wichtige Sicherheitsinformationen - Bitte lesen Sie sie vor dem Gebrauch!

Silk'n Glide™ ist nicht für jede Person geeignet. Bitte lesen und beachten Sie die Informationen des nachfolgenden Abschnitts vor dem Gebrauch. Für weitere Informationen und für eine personalisierte Auskunft können Sie [www.silk'n.com](http://www.silk'n.com) oder Ihren örtlichen Kundendienst von Silk'n Glide™ aufsuchen.

Ontharing met behulp van lasers of intense lichtbronnen kan bij sommige personen leiden tot een toegenomen haargroei. Op basis van de thans beschikbare gegevens, lopen vrouwen van Mediterrane, Midden-Oostelijke en Zuid-Aziatische afkomst die hun gezicht of nek behandelen, het grootste risico op deze reactie.

Warnung	Mögliche Resultate	Sicherheitshinweis
<p>Verwenden Sie Silk'n Glidenicht auf einer natürlichen dunklen Hautfarbe.</p> <p>Nicht sicher!</p>  <p>Siehe die Haar- und Hautfarbentabelle auf der Verpackung.</p>	<p>Das Behandeln einer dunklen Haut mit Silk'n Glide kann zu negativen Auswirkungen wie zum Beispiel Rötungen oder Schmerzen auf der Haut führen</p>	<p>Ein einzigartiger HAUTFARBEN-SENSOR ist in dem Silk'n Glide™ Gerät eingeschlossen, um die behandelte Hautpigmentierung zu Beginn jeder Sitzung und gelegentlich nach einer Sitzung zu messen. Der HAUTFARBEN-SENSOR sorgt dafür, dass Pulse nur auf geeignete Hauttypen abgegeben werden.</p>
<p>Verwenden Sie die Energiestufen 2-5 des auf gebräunter Haut oder direkt nach dem Sonnenbad (auch bei Sonnenbänken und Sonnenstudios). Setzen Sie die behandelten Hautflächen nicht der Sonne aus.</p>	<p>Die Behandlung mit den Energiestufen 2-5 des Silk'n Glide vor und nach dem Sonnenbad kann zu Nebenwirkungen wie Rötungen und Hautreizungen führen. Gebräunte Haut, insbesondere nach dem Sonnenbad, enthält große Mengen des Pigments Melanin. Dies gilt für sämtliche Hauttypen und -farben, auch für diejenigen, die anscheinend nicht schnell bräunen. Die Präsenz einer großen Menge an Melanin setzt die Haut einem höheren Risiko aus, wenn Sie auf Licht basierende Haarentfernungsverfahren verwenden.</p>	<p>Wenn Sie eine höhere Energiestufe als die niedrigste verwenden, müssen Sie vor der Silk'n Glide™-Behandlung mindestens 4 und nach der Silk'n Glide™-Behandlung mindestens 2 Wochen lang ein Sonnenbad vermeiden! Eine Sonnenexposition stellt eine ungeschützte, konstante Exposition mit direktem Sonnenlicht für über 15 Minuten, oder eine ungeschützte Exposition mit diffusem Licht für über eine Stunde dar. Gehen Sie sicher, dass Sie die behandelte Haut sorgfältig mit Sonnencreme mit einem Lichtschutzfaktor von 30 oder höher während der Zeit der Haarentfernung und mindestens 2 Wochen im Anschluss der letzten Haarentfernungssitzung schützen. Die niedrigste Energiestufe (1) des Silk'n Glide ist speziell für eine sichere Verwendung nach einem Sonnenbad entwickelt worden. Nach einem Sonnenbad können Sie das Silk'n Glide weiter verwenden, jedoch nur auf der niedrigsten Energiestufe.</p>

Warnung	Mögliche Resultate	Sicherheitshinweis
Verwenden Sie Silk'n Glide niemals an oder in der Nähe der Augen.	Obwohl Silk'n Glide™ für die Behandlung von Gesichtshaaren verwendet werden kann, muss mit äußerster Vorsicht vorgegangen werden, um einen Kontakt mit den Augen zu vermeiden.	Das Silk'n Glide™ verfügt über eine integrierte Sicherheitsfunktion zum Schutz der Augen. Es ist so konzipiert, dass die Lichtpulse nicht ausgesendet werden können, wenn die BEHANDLUNGSFLÄCHE in die Luft zeigt. Durch den Pulsauslöser ist eine Behandlung nur möglich, wenn sich die BEHANDLUNGSFLÄCHE in Kontakt mit Gewebe befindet.
Tätowierungen oder ein permanentes Make-up, dunkelbraune oder schwarze Flecken (wie große Sommersprossen, Muttermale, Leberflecken oder Warzen), der Bereich der Brustwarzen, Genitalien oder Lippen dürfen nicht behandelt werden.	Das Behandeln einer dunklen oder stärker pigmentierten Haut mit Silk'n Glide kann zu negativen Auswirkungen wie Brandwunden, Blasen oder Veränderungen der Hautfarbe (Hyper- oder Hypopigmentierung) führen.	Decken Sie den Bereich mit einem nicht lichtabsorbierenden Material wie einem weißen Tuch oder einem weißen medizinischen Klebeband ab.
Aktive Hautausschläge, Schuppenflechte, Läsionen, offene Wunden oder Infektionen (Fieberbläschen), krankhafte Hautzuständen durch systemische oder Stoffwechselerkrankungen (zum Beispiel Diabetes) dürfen nicht behandelt werden	Auf Licht basierende Behandlungen können zu negativen Auswirkungen an bereits empfindlichen Bereichen führen.	Warten Sie, bis die betroffene Stelle verheilt ist, bevor Sie Silk'n Glide™ verwenden.
Ein Behandlungsbereich mit einer Vorgeschichte an Herpesausbrüchen.	Auf Licht basierende Behandlungen können zu negativen Auswirkungen an bereits empfindlichen Bereichen führen.	Ziehen Sie Ihren Arzt zu Rate, um eine vorbeugende Behandlung vor der Verwendung von Silk'n Glide™ zu erhalten.
Verwenden Sie Silk'n Glide nicht, wenn Sie schwanger sind oder stillen.	Hormonelle Veränderungen in der Schwangerschaft können die Empfindlichkeit der Haut und das Risiko von negativen Auswirkungen erhöhen.	
Bereiche, in denen Sie das Haar wachsen lassen möchten, dürfen nicht behandelt werden.	Die Ergebnisse sind dauerhaft.	
Halten Sie Silk'n Glide von Wasser fern! Platzieren oder bewahren Sie Silk'n Glide™ nicht an Orten auf, an denen es herunterfallen oder in eine Badewanne, ein Waschbecken oder in ein anderes Gefäß, das Wasser enthält, gestoßen oder gelegt werden könnte.	Dies kann zu einem ernsthaften Stromschlag führen.	Verwenden Sie Silk'n Glide™ nicht: wenn Sie ein Bad nehmen oder wenn das Gerät nass oder feucht werden könnte. Ziehen Sie den Netzschalter sofort aus der Steckdose, wenn das Gerät ins Wasser gefallen ist.

Warnung	Mögliche Resultate	Sicherheitshinweis
Versuchen Sie nicht, Ihr Silk'n Glide™ Gerät zu öffnen oder zu reparieren.	Das Öffnen eines Silk'n Glide™ Geräts kann Sie mit gefährlichen elektrischen Bestandteilen und der gepulsten Lichtenergie aussetzen, die Ihnen einen ernsthaften körperlichen Schaden und/oder eine bleibende Verletzung des Auges zuführen können. Außerdem kann das Gerät beschädigt werden und Sie verlieren Ihren Garantianspruch.	Wenden Sie sich bitte an die Kundenbetreuung von Silk'n Glide™, für den Fall, dass Sie ein defektes oder beschädigtes Gerät besitzen, das eine Reparatur benötigt.

## 5. Verwenden Sie Silk'n Glide in folgenden Fällen nicht:

Das Gerät darf mit keinen anderen Steckern, Anschlüssen oder Zubehörteilen verwendet werden, als mit den mit Ihrem Glide-Gerät mitgelieferten.	die Anschlüsse oder Zubehörteile werden nicht von Home Skinovations Ltd. empfohlen.	Beenden Sie die Anwendung umgehend und wenden Sie sich an die Kundenbetreuung von Silk'n™.
das Netzkabel oder der Netzstecker ist beschädigt.	Halten Sie das Netzkabel von heißen Oberflächen fern.	Beenden Sie die Anwendung umgehend und wenden Sie sich an die Kundenbetreuung von Silk'n™.
im Gebrauch ist Rauch zu sehen oder zu riechen.		Beenden Sie die Anwendung umgehend und wenden Sie sich an die Kundenbetreuung von Silk'n™.
das Gerät funktioniert nicht einwandfrei oder scheint beschädigt zu sein.		Beenden Sie die Anwendung umgehend und wenden Sie sich an die Kundenbetreuung von Silk'n™.
der HAUTFARBEN-SENSOR ist rissig oder beschädigt.		Beenden Sie die Anwendung umgehend und wenden Sie sich an die Kundenbetreuung von Silk'n™.
das Außengehäuse ist rissig oder fällt auseinander.		Beenden Sie die Anwendung umgehend und wenden Sie sich an die Kundenbetreuung von Silk'n™.

## 6. Verzichten Sie in folgenden Fällen auf die Verwendung von Silk'n Glide™:

Vorgeschichte einer Bildung von Narbengeschwüren.	Ziehen Sie vor der Verwendung von Silk'n Glide Ihren Arzt zu Rate.
Sie leiden an Epilepsie.	
Sie haben eine Krankheit, die mit Fotosensibilität im Zusammenhang steht, wie zum Beispiel Polymorphe Lichtdermatose, Nesselsucht, Lupus usw.	
Sie haben eine Vorgeschichte von Hautkrebs oder besitzen Körperstellen mit potenziellen bösartigen Hauttumoren.	
Sie haben in den letzten 3 Monaten eine Strahlentherapie oder Chemotherapie erhalten.	
Bei Ihnen trifft eine weitere Gegebenheit zu, die nach Ansicht Ihres Arztes eine Behandlung unsicher erscheinen lässt.	
Wenn Sie in den vergangenen 6 Monaten mit einem ärztlich verordneten Medikament behandelt wurden, ziehen Sie bitte Ihren Arzt zu Rate.	

## 7. Mögliche Nebenwirkungen bei der Verwendung von Silk'n Glide™

Sobald Silk'n Glide™ in Übereinstimmung mit den Anleitungen verwendet wird, sind Nebenwirkungen und Komplikationen, die mit der Verwendung von Silk'n Glide™ in Verbindung gebracht werden, ungewöhnlich. Dennoch ist jede kosmetische Behandlungsmethode, einschließlich jener, die für die Verwendung zu Hause entwickelt worden ist, mit einem gewissen Risiko verbunden. Es ist daher wichtig, dass Sie die Risiken und die Komplikationen, die bei Haarentfernungssystemen mit gepulstem Licht für den Hausgebrauch auftreten können, verstehen und akzeptieren.

Negative Auswirkung	Risiko
<b>Leichte Schmerzen auf der Haut</b> - Obwohl eine im Haus durchgeführte Haarentfernung mit gepulstem Licht im Allgemeinen sehr gut vertragen wird, empfinden die meisten Benutzer während der Verwendung ein leichtes Unbehagen, das meist als leicht stechendes Gefühl auf den behandelten Hautflächen beschrieben wird. Dieses stechende Gefühl hält in der Regel während der Anwendung selbst oder für einige Minuten danach an. Alles, was über dieses leichte Unbehagen hinausgeht, ist nicht normal, und bedeutet, dass Sie entweder nicht mit der Verwendung von Silk'n Glide™ fortfahren sollten, da Sie die Haarentfernungsanwendung nicht vertragen oder, dass die Einstellung der Energiehöhe zu hoch ist.	Gering
<b>Rötung der Haut</b> - Ihre Haut könnte direkt nach der Verwendung von Silk'n Glide™ oder innerhalb von 24 Stunden nach der Verwendung rot werden. Eine Rötung verblasst in der Regel innerhalb von 24 Stunden. Sollte die Rötung nach 2 bis 3 Tagen nicht verschwunden ist, suchen Sie Ihren Arzt auf.	Gering
<b>Erhöhte Hautempfindlichkeit</b> – Die Haut der behandelten Fläche ist empfindlicher, so dass Sie eine Trocknung oder Abblättern der Haut antreffen können.	Gering
<b>Pigmentänderungen</b> - Silk'n Glide™ zielt den Haarschaft, insbesondere die pigmentierten Zellen im Haarfollikel und den Haarfollikel selbst an. Es besteht für die umgebende Haut dennoch ein Risiko der Hyperpigmentierung (verstärkte Pigmentierung oder braune Verfärbung) oder der Hypopigmentierung (Blasswerden). Das Risiko der Veränderungen bei der Hautpigmentierung ist bei Personen mit einer dunklen Hautfarbe höher. Normalerweise ist eine Verfärbung und Pigmentveränderung der Haut kurzzeitig, und eine dauerhafte Hyperpigmentierung oder Hypopigmentierung tritt nur selten auf.	Selten
<b>Übermäßige Rötung und Schwellung</b> - In seltenen Fällen kann die behandelte Haut sehr rot werden und stark anschwellen. Das ist bei empfindlichen Gegenden des Körpers üblicher. Die Rötung und Schwellung sollte innerhalb von 2 bis 7 Tagen abklingen, und sie sollte durch ein häufiges Aufbringen von Eis behandelt werden. Eine sanfte Reinigung ist in Ordnung, eine Sonnenexposition sollte allerdings vermieden werden.	Selten

## 8. Langfristige Haarentfernung mit Silk'n Glide™

Ein typischer Haarwuchszyklus kann 18-24 Monate dauern. Während dieser Zeit könnten mehrfache Sitzungen mit Glide™ vonnöten sein, um eine langzeitliche Haarentfernung zu erlangen.

Die Wirksamkeit der Haarentfernung variiert von Mensch zu Mensch, je nach Fläche des Körpers, Haarfarbe und je nach Verwendungsart von Silk'n Glide™.

Der typische Plan der Haarentfernung mit Silk'n Glide™ während eines vollständigen Haarwuchszyklus:

Behandlungen 1-4 – zwei Wochen Zeitabstand

Behandlungen 5-7 – vier Wochen Zeitabstand

Behandlungen 8 + – wie erforderlich, bis die gewünschten Resultate erreicht sind.

### Zu erwartende Behandlungsergebnisse für Ihre Haarentfernung

Fitzpatrick Hauttyp	Haarfarbe	Lichtstärke [J/cm <sup>2</sup> ]	Anatomischer Körperbereich <sup>2</sup>	Durchschnittliche Anzahl der Behandlungen	Effektivität (% Haarrückgang/ erneutes Wachstum)
I-IV	Hellbraun bis braun	3-4,5	Ober-oder Unterbeine	Ungefähr 10 – 12 Sitzungen mit 4 auseinander liegenden Wochen	60% Rückgang des Haarwuchses
			Arme		50% Rückgang des Haarwuchses
			Bikinizone		60% Rückgang des Haarwuchses
			Achselhöhle		55% Rückgang des Haarwuchses
I-IV	Braun bis schwarz	3-4,5	Ober-oder Unterbeine	Ungefähr 8 - 10 Sitzungen mit 4 auseinander liegenden Wochen	70% Rückgang des Haarwuchses
			Arme		60% Rückgang des Haarwuchses
			Bikinizone		70% Rückgang des Haarwuchses
			Achselhöhle		65% Rückgang des Haarwuchses

<sup>1</sup> Eine individuelle Reaktionen hängt sowohl vom Haartyp als auch von den biologischen Faktoren, welche das Haarwuchsmuster beeinflussen können, ab. Manche Patienten können nach der durchschnittlichen Anzahl der Behandlungen schneller oder langsamer reagieren.

<sup>2</sup> Nach nur ein oder zwei Behandlungen darf noch keine dauerhafte Haarentfernung erwartet werden. Die Dauer der Ruhephase einzelner Haarfollikel hängt auch von der Körperstelle ab.

## 9. Erste Schritte

1. Nehmen Sie das Silk'n Glide™-HAARENTFERNUNGSGERÄT und die anderen Teile aus der Schachtel.
2. Stecken Sie das ADAPTERkabel in die entsprechende Buchse des Silk'n Glide™-HAARENTFERNUNGSGERÄTS ein.
3. Schließen Sie den ADAPTER an die Steckdose an. Sämtliche Anzeigen auf dem STEUERPAD schalten sich wiederholt kreisförmig ein und aus.  
Ihr Silk'n Glide™ ist jetzt einsatzbereit.

### Sichere und vorschriftsmäßige Behandlung mit Silk'n Glide™!

Wählen Sie nur solche Behandlungsbereiche, die nicht kurz zuvor der Sonne ausgesetzt waren.

4. Die Haut im Behandlungsbereich sollte rasiert, sauber, trocken und frei von jeglichen Antiperspirantien oder Deodorants sein. Die Haare dürfen nicht mit Wachs entfernt, herausgerissen oder mit einer Pinzette ausgezupft werden. Die Rasur ist eine wichtige Voraussetzung, um die gewünschten Resultate zu erzielen! Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie den Bereich 3 Tage vor der Behandlung rasieren oder wenn die Haare eine Länge von 1-2 mm aufweisen!
5. Betätigen Sie die ZENTRALE TASTE. Das Gerät schaltet sich ein, die WARNANZEIGE für die Energiestufe 1 leuchtet auf und ein Gebläseton ertönt.
6. Nach ca. 1 Sekunde nach dem Betätigen der ZENTRALEN TASTE leuchtet die BEREIT-/HAUPTTYP-WARNANZEIGE auf. Das Gerät ist dann betriebsbereit. Sie können den ersten Puls auf der niedrigsten Energiestufe auslösen.
7. Falls dies Ihre erste Behandlung ist – Wählen Sie die Energiestufe. Glide bietet 5 Energiestufen von 1 (am niedrigsten) bis 5 (am höchsten). Zur Auswahl der passenden Energiestufe testen Sie jeden Behandlungsbereich einzeln:
  - Halten Sie die BEHANDLUNGSFLÄCHE auf die Haut und drücken Sie auf den Auslöser, um einen Puls zu versenden. Wenn Sie keinen Beschwerden feststellen, können Sie die ZENTRALE TASTE erneut betätigen. Hierdurch wird die Energiestufe erhöht. Geben Sie einen Puls an einer anderen Stelle mit der Energiestufe 2 ab.
  - Setzen Sie diesen Test mit höheren Energiestufen fort, bis Sie die höchste Energiestufe, auf der eine Behandlung für Sie noch angenehm ist, erreichen. Wenn innerhalb einer Stunde nach der Behandlung keine Beschwerden auftreten, können Sie die volle Behandlung mit dieser Energiestufe fortsetzen.
  - Wiederholen Sie diesen Test für jeden Körperbereich, den Sie behandeln möchten.
8. Stellen Sie die Energiestufe ein. Um die Energiestufe höher oder niedriger einzustellen, betätigen Sie wiederholt die ZENTRALE TASTE, um die Energiestufe von 1 auf 5 zu erhöhen und von 5 direkt zu 1 zu verringern, bis die gewünschte Energiestufe erreicht ist. Die ENERGIESTUFEN-WARNANZEIGEN geben die Energiestufeneinstellung an. (Für Einzelheiten Sie das Kapitel "Energiestufe" in diesem Benutzerhandbuch).

## Energiehöhe

Die Energiestufe bestimmt die Intensität des auf Ihre Haut abgegebenen Silk'n Glide™-Lichtpulses. Mit einer höheren Energiestufe werden auch die Haarentfernungsergebnisse besser, es steigt jedoch auch die Gefahr möglicher Nebenwirkungen und Komplikationen. Das Glide bietet 5 Energiestufen von 1 (niedrigste Energiestufe) bis 5 (höchste Energiestufe), die durch 5 Anzeigeluchten für die Energiestufe dargestellt werden: Die Energiestufe für die Behandlung legt die Anzahl von Pulsen fest, die das Gerät erzeugen kann.

Wann immer Silk'n Glide™ eingeschaltet wird, wird sich seine Energiehöhe automatisch auf die niedrigste Energiestufe zurückstellen. Nur eine Anzeigelampe der Energiehöhe wird eingeschaltet sein.

Um die Energiestufe einzustellen, betätigen Sie wiederholt die ZENTRALE TASTE, um die Energiestufe von 1 auf 5 zu erhöhen und von 5 direkt zu 1 zu verringern.

9. Wenden Sie die BEHANDLUNGSFLÄCHE auf der Haut an, und achten Sie dabei darauf, dass die Haut gleichmäßig und eben verteilt ist. Sobald sich die BEHANDLUNGSFLÄCHEN in vollständigem Kontakt mit der Haut befindet, beginnt die BEREIT-/HAUTTYP-WARNANZEIGE langsam zu blinken.
10. Betätigen Sie den PULSAUSLÖSER. Das Gerät bestimmt zunächst Ihre Hautfarbe. Wenn Ihre Hautfarbe für eine sichere Anwendung nicht hell genug ist, gibt das Gerät einen Lichtpuls auf Ihre Haut ab, und die BEREIT-/HAUTTYP-WARNANZEIGE schaltet sich ab. Sie werden dann einen Lichtblitz sehen und ein leichtes Knallgeräusch hören. Das ist ein normaler Lichtpuls dieses Geräts. Sie werden ein mildes Wärmegefühl und Kribbeln verspüren. Silk'n Glide™ wird sich für den nächsten Puls gleich wieder aufladen.  
Nach ein paar Sekunden (je nach eingestellter Energiestufe) schaltet sich die BEREIT-/HAUTTYP-WARNANZEIGE wieder ein und beginnt langsam zu blinken, wenn Sie wieder auf die Haut aufgebracht wird.
11. Entfernen Sie die BEHANDLUNGSFLÄCHE von der behandelten Hautfläche.
12. Wählen Sie eine Anwendungsmethode für Ihre Sitzung aus. Das Glide kann auf zwei Arten angewendet werden: "Pulsierend" und "Gleitend" (für weitere Einzelheiten siehe den Kasten mit Anwendungsmethoden unten).
  - Bei der PULSIERENDEN Methode befolgen Sie die Schritte 9-11 oben wiederholt an einer anderen Stelle, bis die gesamte Region vollständig behandelt ist.
  - Bei der GLEITENDEN Methode halten Sie den PULSAUSLÖSER fortwährend nach unten und schieben Sie das Gerät vorsichtig über die behandelte Region.



Wenn Ihre Haut Blasen bildet oder verbrennt, BEENDEN SIE DIE ANWENDUNG UMGEHEND!

## Anwendungsmethoden

### PULSIEREND

Die PULSIERENDE Methode ist die beste Technik für höhere Energiestufen, da sie eine bessere Kontrolle der behandelten Haut ermöglicht. Beim Pulsieren sollten Glide™-Pulse nur in Reihen abgegeben werden.

Dabei sollte man stets auf der einen Seite der Reihe beginnen, und sich nach und nach zur anderen Seite vorarbeiten. Dies verhindert, dass dieselbe Region mehrfach behandelt wird, oder dass Hautregionen sich überlappen. Für das Pulsieren ist die Silk'n Glide™-BEHANDLUNGSFLÄCHE so konzipiert, dass sie zeitweilige Druckstellen auf der bereits behandelten Hautregion hinterlässt. Bei jeder Neupositionierung der BEHANDLUNGSFLÄCHE können Sie diese Druckstellen dazu verwenden, den nächsten Puls richtig zu positionieren, sodass Lücken und Überlappungen von Pulsen vermieden werden.



Versuchen Sie, sich überschneidende Pulse zu vermeiden!



Behandeln Sie dieselbe Hautfläche nicht mehr als einmal pro Sitzung!  
Eine mehrfache Behandlung einer Hautfläche während einer Haarentfernungssitzung kann die Wahrscheinlichkeit zu Nebenwirkungen erhöhen.

## GLEITEN

Das GLEITEN ist die beste Methode für die Behandlung mit niedrigen Energiestufen und für schnelle und effizientere Sitzungen. Halten Sie beim Gleiten den PULSAUSLÖSER fortwährend nach unten und gleiten Sie mit dem Gerät langsam und vorsichtig über die behandelte Hautregion. Hierbei sollte direkter Kontakt zwischen dem Gerät und der Haut bestehen. Bei niedrigen Energiestufen benötigt das Gerät nur 1-1,5 Sekunden, um sich zwischen den Pulsen wiederaufzuladen und liefert eine kontinuierliche Sequenz von Blitzen.



Wenn Ihre Haut Blasen bildet oder verbrennt, **BEENDEN SIE DIE ANWENDUNG UMGEHEND!**

## Der Hautfarben-Sensor

Eine auf Licht basierende Haarentfernung kann bei dunkleren Hauttypen zu Nebenwirkungen, wie Verbrennungen, Blasen und zu einer Änderung der Hautfarbe (Hyper- oder Hypopigmentation) führen. Um solche Nebenwirkungen zu vermeiden, besitzt Silk'n Glide™ einen einzigartigen Hautfarben-Sensor, der die Hautpigmentation während und zu Beginn jeder Sitzung misst. Der Sensor wird das Silk'n Glide™ Gerät außer Betrieb setzen, wenn es auf einer Haut verwendet wird, die für eine sichere Anwendung zu dunkel ist. Wenn Sie keinen Lichtpuls sehen und die **BEREIT-/HAUTTYP-WARNANZEIGE** schnell blinkt, ist dies ein Hinweis darauf, dass Ihr vom **HAUTFARBENSSENSOR** gemessener Hautton für eine sichere Anwendung zu dunkel ist. Versuchen Sie, das Gerät auf einem anderen Körperteil einzusetzen oder wenden Sie sich an den Silk'n™-Kundendienst.

## 9.1 Was Sie von einer Behandlung mit Silk'n Glide™ erwarten können?

Für viele Personen, die Silk'n Glide™ verwenden, kann es Ihre erste Erfahrung mit einem auf Licht basierenden Gerät sein, das für den Heimgebrauch entwickelt wurde. Silk'n Glide™ ist einfach zu bedienen, und Haarentfernungsitzungen gehen schnell vorüber: Während einer Sitzung mit Silk'n Glide™ ist es normal, dass Sie das Folgende wahrnehmen:

- **Ein rauschendes Gebläses** – Das Kühlungsgebläse in Silk'n Glide™ macht ein rauschendes Geräusch, das einem Fön ähnlich ist. Das ist normal.
- **Ein Knallgeräusch mit jedem Puls** – Wenn ein Puls des HPL™ Lichts aktiviert wird, dann ist es normal, wenn man eine Art Plopp-Geräusch gleichzeitig mit dem Lichtblitz hört.
- **Eine Empfindung von Wärme und Kribbeln** – Während jedes Lichtpuls ist es normal, dass Sie ein sanftes Empfinden von Wärme und Kribbeln von der Lichtenergie spüren.
- **Eine leichte rote oder rosa Farbe der Haut** – Während oder direkt nach Ihrer Sitzung mit Silk'n Glide™ ist es nicht ungewöhnlich, wenn Sie eine sehr leichte, rosa Verfärbung der Haut sehen. Das ist normalerweise um die Haare herum am sichtbarsten. Sollten Sie allerdings eine vollständige Rötung der Haut, eine Blasenbildung oder Verbrennungen wahrnehmen, dann beenden Sie die Verwendung von Silk'n Glide™ umgehend.

## 9.2. Nach der Behandlung mit Silk'n Glide™

1. Wenn die Glide™-Sitzung beendet ist, schalten Sie das Glide™ durch längeres Betätigen der ZENTRALEN TASTE ab. Merken Sie sich bitte die letzte Energiestufe, die Sie verwendet haben, da diese beim Wiedereinschalten des Glide™ nicht wiederhergestellt wird.
2. Ziehen Sie das Adapterkabel aus der Steckdose heraus.
3. Nach jeder Sitzung wird empfohlen, dass Sie Ihr Silk'n Glide™ Gerät, besonders die Behandlungsfläche, reinigen (siehe "Die Reinigung von Silk'n Glide™").
4. Nach dem Reinigen wird empfohlen, dass Sie Ihr Silk'n Glide™ Gerät in seiner Originalschachtel aufbewahren und dass Sie es von Wasser fern halten.



**Hautpflege nach der Haarentfernungssitzung:** Setzen Sie die mit den Energiestufen 2-5 behandelte Haut nicht der Sonne aus. Achten Sie darauf, Ihre Haut während des gesamten Zeitraums des Haarentfernungsprozesses sowie mindestens 2 Wochen nach der letzten Silk'n Glide™-Behandlungssitzung durch Sonnencreme zu schützen.

# 10. Die Instandhaltung von Silk'n Glide™

## 10.1 Die Reinigung von Silk'n Glide™

Nach jeder Haarentfernungssitzung wird empfohlen, dass Sie Ihr Silk'n Glide™ Gerät und insbesondere die Behandlungsfläche reinigen.

1. Ziehen Sie Silk'n Glide™ vor der Reinigung aus der Steckdose heraus.
2. Verwenden Sie ein trockenes, sauberes Tuch und ein spezielles, für Elektrogeräte geeignetes Reinigungsmittel, um die Oberfläche des Silk'n Glide™ und insbesondere die BEHANDLUNGSFLÄCHE vorsichtig abzuwischen. Tauchen Sie Silk'n Glide™ oder eines seiner Teile niemals ins Wasser ein!

## 11. Fehlerbehebung

### 11.1 "Mein Silk'n Glide™ schaltet sich nicht ein"

- Vergewissern Sie sich, dass der ADAPTER richtig mit dem Glide™ Gerät verbunden ist.
- Vergewissern Sie sich, dass der ADAPTER mit einer Steckdose in der Wand verbunden ist.

### 11.2. "Ein Lichtpuls wird nicht abgegeben, wenn ich den PULSAUSLÖSER betätige"

Stellen Sie sicher, dass die BEREIT-/HAUTTYP-WARNANZEIGE langsam blinkt, um zu gewährleisten, dass ein guter Hautkontakt besteht, und dass die BEHANDLUNGSFLÄCHE gleichmäßig und fest gegen die Haut gedrückt wird. Zu Ihrer eigenen Sicherheit aktiviert der PULSAUSLÖSER einen Puls nur dann, wenn die BEHANDLUNGSFLÄCHE fest gegen die Haut gedrückt wird.

- Überprüfen Sie die HAUTTYP-WARNANZEIGE. Wenn sie schnell blinkt, ist das ein Hinweis darauf, dass Ihr vom HAUTFARBENSSENSOR gemessener Hautton für eine sichere Anwendung zu dunkel ist. Versuchen Sie, das Gerät auf einem anderen Körperteil einzusetzen oder wenden Sie sich an den Silk'n™-Kundendienst.
- Wenn die Warnanzeige zusammen mit anderen Warnanzeigen dauerhaft leuchtet, handelt es sich um einen Systemfehler: Wenden Sie sich an ein Kundenbetreuungszentrum von Glide™ in Ihrer Nähe, wenn dieses Problem bestehen bleibt.
- Wenden Sie sich an ein Kundenbetreuungszentrum von Silk'n™ in Ihrer Nähe, wenn diese Probleme bestehen bleiben.
- Überprüfen Sie, ob die Systemwarnanzeige leuchtet und sämtliche anderen Leuchten blinken. Wenn dies der Fall ist, trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung. Die Lebensdauer des Geräts ist abgelaufen. Dieses Gerät muss sachgemäß entsorgt werden. Zur sicheren und effizienten Entsorgung geben Sie Ihr Altgerät bitte am nächstgelegenen Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten ab.



Versuchen Sie nicht, Ihr Silk'n Glide™ Gerät zu öffnen oder zu reparieren. Nur autorisierten Reparaturzentren von Silk'n™ ist es gestattet, Reparaturen durchzuführen.

Das Öffnen eines Silk'n Glide™ Geräts kann Sie mit gefährlichen elektrischen Bestandteilen und der gepulsten Lichtenergie aussetzen, die Ihnen einen ernsthaften körperlichen Schaden und/oder eine bleibende Verletzung des Auges zuführen können. Der Versuch ein Silk'n Glide™ zu öffnen, könnte das Gerät beschädigen und macht Ihre Garantie ungültig. Wenden Sie sich bitte an die Kundenbetreuung von Silk'n™, wenn Sie ein zerbrochenes oder beschädigtes Gerät besitzen, das repariert werden muss.

## 12. Kundendienst

Suchen Sie bitte für weitere Informationen über Silk'n™ Produkte Ihre regionale Website, [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu) oder [www.silkn.com](http://www.silkn.com) auf.

Wenden Sie sich bitte an Ihre regionale Silk'n™ Kundenbetreuung, für den Fall, dass Ihr Gerät zerbrochen, beschädigt oder reparaturbedürftig ist oder für jede weitere Hilfe:

Für Kunden in den USA und Kanada: 1 877 - DO-SLIKIN / 1-877-367- 4556, [contact@silkn.com](mailto:contact@silkn.com)

Für Kunden in anderen Ländern: [info@silkn.com](mailto:info@silkn.com).

## 13. Technische Daten

Größe der Körperstelle	1,3 cm x 3 cm [3,9 cm <sup>2</sup> ]	
Geschwindigkeit	Energistufe 1 - 1 Puls alle 1 Sekunden	
	Energistufe 2 - 1 Puls alle 1,5 Sekunden	
	Energistufe 3 - 1 Puls alle 2,3 Sekunden	
	Energistufe 4 - 1 Puls alle 3 Sekunden	
	Energistufe 5 - 1 Puls alle 3,4 Sekunden	
Technologie	Home Pulsed Light™	
Maximale Energiehöhe	Max 5J/cm <sup>2</sup>	
Wellenlänge	475-1200nm	
Ladezeit/ Stromquelle	Dauerbetrieb	
Elektrische Eigenschaften	100-240VAC, 2A	
Zeitdauer der Behandlung von Unterschenkeln	10 Minuten	
Bedienung und Sicherheit	Der Hautfarbensenor gewährleistet eine sichere Verwendung nur auf hierfür geeigneten Hauttypen	
Größe der Verpackung	180x180x100cm	
Gewicht des Systems	200g	
Temperatur	Betrieb	10°C bis 35°C
	Lagerung	-40 bis +70 °C
Relative Feuchtigkeit	Betrieb	30 bis 75 % rF
	Lagerung	10 bis 90 % rF
Atmosphärischer Druck	Betrieb	700 bis 1060 hPa
	Lagerung	500 bis 1060 hPa
Adaptor Rated Model	KSA24A1200150HE In the UK KSA24A1200150HK   100-240V; 50-60Hz; 0.5A	

Home Skinovations Ltd. запазва правото си да извършва промени в продуктите или спецификациите си с цел подобряване на техническите показатели, надеждността или възможностите за производство. Счита се, че подадената от Home Skinovations Ltd. информация е точна и надеждна по време на публикуването ѝ. Home Skinovations Ltd. обаче не поема отговорност за използването ѝ. Не се счита, че Home Skinovations Ltd. предоставя никакъв лиценз посредством използването ѝ, или по друг начин, произтичащ от техният патент или патентни права. Никаква част от настоящия документ не може да бъде възпроизвеждана или предавана под каквато и да е форма или чрез каквито и да са средства - електронни или механични - за каквато и да е цел, без изричното писмено съгласие на Home Skinovations Ltd.

Данните подлежат на промяна без уведомяване.

Home Skinovations Ltd. очаква издаването на патенти, притежава патенти, търговски марки, авторски и други права върху интелектуална собственост, които обхващат предмета в настоящия документ. Снабдяването с този документ не ви предоставя лиценз за тези патенти, търговски марки, авторски и други права върху интелектуална собственост, освен ако това е изрично предвидено в някое писмено споразумение от Home Skinovations Ltd. Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

Home Skinovations Ltd. Apolo Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 20692, ISRAEL [www.silkn.com](http://www.silkn.com), [info@silkn.com](mailto:info@silkn.com)

## Съдържание

1. Преди да започнете .....	32
1.1. Описание на уреда Silk'n Glide™ .....	32
1.2. Съдържание на опаковката .....	32
2. Предназначение на Silk'n Glide™ .....	33
3. Безопасността със Silk'n Glide™ .....	33
4. Противопоказаня .....	34
5. Не използвайте Glide™, ако: .....	36
6. Избягвайте употребата на Glide™ при наличие на следното .....	37
7. Възможни странични ефекти при използване на Silk'n Glide™ .....	38
8. За да постигнете най-добрите резултати, планирайте епилацията си със Silk'n Glide™ .....	39
9. Първи стъпки със Silk'n Glide™ .....	40
9.1. Какво да очаквате при третиране със Silk'n Glide™?™ .....	43
9.2. След третиране със Silk'n Glide™ .....	43
10. Поддръжка на Silk'n Glide™ .....	44
10.1. Почистване на Silk'n Glide™ .....	44
11. Намиране и отстраняване на неизправности .....	44
11.1. "Моят Silk'n Glide™ не стартира." .....	44
11.2. "Когато натисна КЛЮЧА PULSE (ИМПУЛС), не се излъчва светлинен импулс" .....	44
12. Обслужване на клиенти .....	45
13. Спецификации .....	45

Преди да използвате Silk'n Glide™ за първи път, прочетете цялото ръководство за потребителя. Обърнете особено внимание на разделите за процедурите за използване на уреда, работата му и процедурите, които са необходими след употреба.

Препоръчва се да прегледате настоящото ръководство за потребителя преди всяко използване на Silk'n Glide™.

Silk'n Glide™ представлява мощен електрически уред. Като такъв, той трябва да се използва със специално внимание към безопасността.

Преди употреба прочетете всички предупреждения и свързани с безопасността предпазни мерки, и ги спазвайте стриктно, когато използвате Silk'n Glide™


## 1. Преди да започнете

**Silk'n Glide™ е светлинен уред за постоянно намаляване на окосмяването, който е предназначен за домашна употреба.**

### 1.1 Описание на уреда Silk'n Glide™

ЕПИЛАТОРЪТ Silk'n Glide™ притежава ТРЕТИРАЩА ПОВЪРХНОСТ, КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ и ИМПУЛСЕН БУТОН.

- ① Контролен панел
- ② Импулсен бутон
- ③ Сензор за цвета на кожата
- ④ Третиреща повърхност
- ⑤ Централен бутон
- ⑥ Светлинни индикатори за енергийни нива
- ⑦ Светлинен индикатор за готовност/предупреждение за цвят на кожата



### 1.2 Съдържание на опаковката

При отваряне на опаковката на Silk'n Glide™ ще намерите следните части

- Епилатор Silk'n Glide™
- Адаптер
- Настоящото ръководство за потребителя
- Гаранционна карта на Silk'n

## 2. Предназначение на Silk'n Glide™

Silk'n Glide™ е предназначен за епилация на нежеланото окосмяване. Silk'n Glide™ е предназначен и за дълготрайно или постоянно редуциране на окосмяването. Постоянното редуциране на окосмяването се дефинира като дългосрочно устойчиво редуциране на броя на отново порасналите косми след редовен курс на третиране.

Silk'n Glide™ може да се използва за епилация на нежеланото окосмяване по тялото. Идеални зони по тялото при използване на Silk'n Glide™ са лице, подмишници, бикини линия, ръце и крака, гръб, рамене и гърди.

## 3. Безопасността със Silk'n Glide™

Със Silk'n Glide™ безопасността е на първо място.

**Технологията HPL™ в Silk'n Glide™ - превъзходна безопасност с по-ниско енергийно ниво**

Технологията Home Pulsed Light™ (Импулсна светлина за домашна употреба) може да постигне дълготрайни резултати от епилация за част от енергийното ниво, използвано при други уреди за светлинна епилация. Ниското потребление на енергия в Silk'n Glide™ намалява потенциала му да причинява вреда или усложнения и допринася за цялостната ви безопасност.

**Silk'n Glide™ защитава вашата кожа**

Светлинната епилация не е подходяща за кожа с естествено по-тъмен тон или за кожа с тен. Silk'n Glide™ се доставя с вграден СЕНЗОР ЗА ЦВЕТА НА КОЖАТА, който е предназначен да измерва тен на третираната повърхност и да разрешава третиране само на подходяща по цвят кожа. Тази уникална функция за безопасност няма да ви позволи да третирате там, където кожата ви е твърде тъмна или със силен тен.

Още повече, ТРЕТИРАЩАТА ПОВЪРХНОСТ от 3 см<sup>2</sup> чрез която импулсите светлина се доставят, е вградена вътре в устройството. Това позволява на Glide™ да защитава вашата кожа като избягва директен контакт между ТРЕТИРАЩАТА ПОВЪРХНОСТ и кожата.

**Silk'n Glide™ защитава вашите очи**

Silk'n Glide™ притежава вградена защитна функция за предпазване на очите. Разработен е така, че светлинните импулси не могат да бъдат излъчени, когато ТРЕТИРАЩАТА ПОВЪРХНОСТ сочи във въздуха. Защитната функция позволява третиране само когато ТРЕТИРАЩАТА ПОВЪРХНОСТ е в контакт с тъкан.

## 4. Противопоказания

### Важна информация за безопасност - прочетете преди употреба!

Silk'n Glide™ не е предназначен за всеки. Преди да го използвате прочетете и обмислете информацията в следващия раздел. За допълнителна информация и личен съвет може да посетите и [www.silk'n.com](http://www.silk'n.com), [www.silk'n.eu](http://www.silk'n.eu) или Silk'n™ на вашата територия.

Премахването на окосмяване с лазер или източници на интензивна импулсна светлина може да доведе до засилване растежа на космите при някои хора. Въз основа на наличните към момента данни, групите с най-висок риск за тази реакция са жени, произхождащи от региони като Средиземноморието, Близкия изток и Южна Азия, третирани по лицето и шията.

Предупреждение	Възможни резултати	Съвет за безопасност
<p>Не използвайте Silk'n Glide™ на естествено най-тъмни видове кожа.</p> <p><b>Не ебезопасно!</b></p>  <p>Вижте таблицата за цвят на опаковката.</p>	<p>Третирането на тъмна кожа със Glide™ може да доведе до нежелани ефекти, като зачервяване и дискомфорт</p>	<p>В Glide™ е вграден уникален СЕНЗОР ЗА ЦВЕТА НА КОЖАТА, който измерва тенна на третиранията кожа в началото на всяка сесия и от време на време през сесията. СЕНЗОРЪТ ЗА ЦВЕТА НА КОЖАТА гарантира, че импулсите ще се подават само към подходяща по тон кожа.</p>
<p>Не използвайте енергийните нива 2-5 на Silk'n Glide™ върху кожа с придобит тен или след скорошно излагане на слънце (включително след посещения на солариум). Не излагайте третиранияте зони на слънце.</p>	<p>Третирането с енергийните нива 2-5 на Silk'n Glide™ преди и след излагане на слънце може да предизвикат нежелани реакции като зачервяване и дискомфорт на кожата. Кожата с придобит тен, особено непосредствено след излагане на слънце, съдържа големи количества от пигмента меланин.</p> <p>Това се отнася за всички видове и цветове кожа, включително тези, които като цяло не потъмняват бързо.</p> <p>Неличието на големи количества меланин излага кожата на по-голям риск, когато се използва някой от методите за светлинна епиляция.</p>	<p>Ако използвате енергийно ниво по-високо от най-ниското, избягвайте излагане на слънце за 4 седмици преди и 2 седмици след третирането със Silk'n Glide™<sup>TM</sup>. Излагане на слънце означава незащитено излагане на пряка слънчева светлина за повече от 15 минути без прекъсване, или незащитено излагане на разсеяна слънчева светлина за повече от 1 час без прекъсване.</p> <p>За да защитите наскоро третиранията кожа при излагане на слънце, непременно нанесяйте обилно слънцезащитен препарат с SPF 30 или по-висок, 2 седмици след всяка епилираща сесия.</p> <p>Най-ниското ниво (1) на Silk'n Glide™ е предназначено специално за безопасна употреба, дори и след излагане на слънце. След излагане на слънце, можете да продължите да използвате Silk'n Glide™, но само на най-ниското енергийно ниво.</p>

Предупреждение	Възможни резултати	Съвет за безопасност
Никога не използвайте Glide™ около очите или близо до тях.	Въпреки че Glide™ може да се използва за третиране на лице, вниманието трябва да бъде повишено и да се избягват очите.	Silk'n Glide™ притежава вградена защитна функция за предпазване на очите. Разработен е така, че светлинните импулси не могат да бъдат излъчени, когато ТРЕТИРАЩАТА ПОВЪРХНОСТ сочи във въздуха. Импулсният спусък позволява третиране, само когато ТРЕТИРАЩАТА ПОВЪРХНОСТ е в контакт с тъкан.
Не третирайте върху татуировки или постоянен грим, тъмно кафяви или черни точки (като например големи лунички, рождени петна, бенки или брадавици), зърна на гърди, гениталии или устни.	Третирането със Glide™ на всяка зона, която е тъмна по цвят или е с повече пигменти, може да доведе до нежелани ефекти, като например изгаряне, мехури и промяна на цвета на кожата (хипер- или хипопигментация).	Покривайте зоната с материал, който не абсорбира светлина, като например бяла кърпа или бяла медицинска лента.
Не третирайте активна екзема, псориазис, лезии, открити рани или инфекции (херпеси), ненормално състояние на кожата, причинено от системни или метаболитни заболявания (например диабет)	Светлинното третиране може да предизвика нежелани реакции върху вече чувствителни зони.	Преди да използвате Glide™ изчакайте засегнатата зона да заздравее.
Зона, която е със стари огнища на херпес.	Светлинното третиране може да предизвика нежелани реакции върху вече чувствителни зони.	Преди да използвате Glide™ се консултирайте с вашия лекар за превантивно третиране.
Не третирайте със Glide™, ако сте бременна или кърмите.	Хормоналните промени по време на бременност биха могли да увеличат чувствителността на кожата и риска от нежелани ефекти.	
Не третирайте зони, където може да пожелаете окосмяване.	Резултатите са постоянни.	
Пазете всички части на Glide™ от вода! Не поставяйте и не съхранявайте Glide™ на места, от които може да падне, да бъде блъснат или да попадне в тръба, мивка или друг съд с вода.	Това може да предизвика сериозен ток от удар.	Не използвайте Glide™ : докато се къпете, или ако стане влажен или мокър. Ако попадне във вода, незабавно изключете щепсела.

Предупреждение	Възможни резултати	Съвет за безопасност
Не правете опити да отворите или ремонтирате своя уред Glide™.	Отварянето на Glide™ може да ви изложи на опасни електрически компоненти и импулсна светлинна енергия, като и двата случая може да причинят сериозна травма и/или посоянно увреждане на очите. Възможна е и повреда на уреда и анулиране на гаранцията.	Ако уредът ви се счупи или повреди и има нужда от ремонт, обърнете се към "Обслужване на клиенти" на Silk'n™

## 5. Не използвайте Glide™, ако:

При работа с устройството, използвайте само контактите, приставките и аксесоарите, предоставени с вашия Glide™	приставки и аксесоари не се препоръчват от Home Skinovations Ltd.	Незабавно прекратете употребата и се обърнете към "Обслужване на клиенти" на Silk'n™.
има повреден кабел или щепсел.	Пазете захранващия кабел от нагreti повърхности.	Незабавно прекратете употребата и се обърнете към "Обслужване на клиенти" на Silk'n™.
виждате или подушвате дим по време на употреба.		Незабавно прекратете употребата и се обърнете към "Обслужване на клиенти" на Silk'n™.
не работи нормално, или изглежда повреден.		Незабавно прекратете употребата и се обърнете към "Обслужване на клиенти" на Silk'n™.
СЕНЗОРЪТ ЗА ЦВЕТА НА КОЖАТА е пукнат или счупен.		Незабавно прекратете употребата и се обърнете към "Обслужване на клиенти" на Silk'n™.
външният корпус е пукнат, или се отделя.		Незабавно прекратете употребата и се обърнете към "Обслужване на клиенти" на Silk'n™.

## 6. Избягвайте употребата на Glide™ при наличие на следното:

<p>Ако имате келоидни образувания.</p>	<p>Преди да използвате Glide™ се консултирайте с вашия лекар.</p>
<p>Если страдате епилепсией.</p>	
<p>ако имате заболяване, свързано с фоточувствителност, като например порфирия, полиморфна светлинна ерупция, слънчева уртикария, лупус и др.</p>	
<p>ако сте имали рак на кожата или зони с кожни злокачествени новообразувания.</p>	
<p>ако сте били подлагани на лъчева терапия или химиотерапия през последните 3 месеца.</p>	
<p>ако сте изпадали в други състояния, които от гледна точка на вашия лекар биха попречили на безопасността ви при третиране.</p>	
<p>ако кожата ви е била третирана с предписани от лекар лекарствени средства през последните 6 месеца, консултирайте се с вашия лекар.</p>	

## 7. Възможни странични ефекти при използване на Silk'n Glide™

Когато се използва съобразно инструкциите, страничните ефекти и усложнения, свързани с употребата на Silk'n Glide™ са редки. Всяка козметична процедура обаче, включително и тези, които са предназначени за домашно приложение, включват известен риск. Ето защо е важно да разберете и приемете рисковете и усложненията, които може да се появят със системите за импулсна светлинна епилация, предназначени за домашна употреба.

Нежелана реакция	Степен на риска
<b>Незначителен дискомфорт</b> – Въпреки че домашната импулсна светлинна епилация е общо взето много добре толерирана, повечето потребители в действителност изпитват известен дискомфорт по време на употреба, обикновено описван като леко щипане по третираните зони на кожата. Усещането за пощипване обикновено трае по време на самото третиране или няколко минути след него. Всичко извън този незначителен дискомфорт е ненормално и означава или че не трябва да продължавате да използвате Glide™, защото не можете да понесате епилацията, или че настройката на енергийното ниво е много висока.	Незначителен
<b>Зачервяване на кожата</b> – Кожата ви може да се зачерви веднага след употребата на Glide™, или до 24 часа след използването на Glide™. Зачервяването обикновено преминава до 24 часа. Ако зачервяването не премине до 2-3 дни, посетете своя лекар.	Незначителен
<b>Увеличена чувствителност на кожата</b> – Кожата на третираната зона е по-чувствителна, така че може да се появи сухота или лющене.	Незначителен
<b>Пигментни изменения</b> – Glide™ се цели в ствола на косъма, по-точно в пигментираните клетки на фоликула на косъма и в него самия. Въпреки всичко съществува риск от временна пигментация (усилен пигмент или кафяво потъмняване), или хипопигментация (избеляване) на околната кожа. Този риск от изменения в пигментацията на кожата е по-висок при хора с по-тъмна кожа. Обикновено потъмняването или измененията в пигмента на кожата са временни и постоянна хипер- или хипопигментация се случват рядко.	Рядко
<b>Силно зачервяване и подуване</b> – В редки случаи кожата може да се зачерви силно и да се подуе. Това се отнася повече за чувствителните зони на тялото. Зачервяването и подуването трябва да преминат до 2-7 дни и местата следва да се третират често с лед. Внимателното измиване не създава проблеми, но трябва да се избягва излагане на слънце.	Рядко

## 8. Дългосрочната епилация със Silk'n Glide™

Обичайният цикъл на растеж на косъма може да трае 18-24 месеца. За да се постигне дългосрочна епилация, през това време е възможно да се наложат многократни сесии със Silk'n Glide™.

Ефикасността на епилацията варира при различните хора в зависимост от зоната на тялото, цвета на косъма и начина на използване на Silk'n Glide™.

Типичен план за епилация със Silk'n Glide™ по време на един пълен цикъл на растежа на косъма:

Третираня 1-4 – планирайте през две седмици

Третираня 5-7 – планирайте през четири седмици

Третираня 8+ – съобразно необходимостта, до постигане на желаните резултати.

### Очакван резултат от третиране за епилация

Тип на кожата по скалата на Фицпатрик	Цвят на косъма	Енергия на лъчението на единица площ [J/cm <sup>2</sup> ]	Анатомична зона на тялото <sup>2</sup>	Среден брой третираня <sup>1</sup>	Ефективност (% премахнати/отново пораснали косми) <sup>1</sup>
I-IV	Светло кафяв до кафяв	3-4.5	Долна или горна част на краката	Сесия 10-12, през около четири седмици.	60% редуциране на окосмяването
			Ръце		50% редуциране на окосмяването
			Бикини линия		60% редуциране на окосмяването
			Подмишници		55% редуциране на окосмяването
I-IV	Кафяв до черен	3-4.5	Долна или горна част на краката	Сесия 8-10, през около четири седмици.	70% редуциране на окосмяването
			Ръце		60% редуциране на окосмяването
			Бикини линия		70% редуциране на окосмяването
			Подмишници		65% редуциране на окосмяването

- Индивидуалната реакция зависи от типа на космите, както и от биологичните фактори, които може да влияят върху модела на растеж на космите. Възможно е някои пациенти да реагират по-бързо или по-бавно в сравнение със средния брой третираня.
- Не трябва да се очаква трайно премахване на космите след една или две сесии. Продължителността на фазата на покой на фоликулите на космите зависи и от зоната на тялото.

## 9. Да започнем!

1. Извадете от кутията ЕПИЛАТОРА Silk'n Glide™ и другите компоненти.
2. Включете АДАПТЕРНИЯ кабел в гнездото на ЕПИЛАТОРА Silk'n Glide™.
3. Включете АДАПТЕРА в ел. контакт. Всички светлинни индикатори на КОНТРОЛНИЯ ПАНЕЛ ще светнат и изгаснат последователно в кръг.  
Сега вашият Glide™ е готов за старт.

### Третирайте със Glide™ безопасно и правилно!

**Избирайте зони за третиране, които не са били скоро излагани на слънце.**

4. Кожата на третираните зони трябва да бъде обръсната, чиста, суха и без пудра, антиперспирант или дезодорант. Не епилирайте с восък, не скубете и не използвайте пинцети. Бръсненето е важна стъпка към резултатите, които желаете! Най-добри резултати ще бъдат постигнати ако избърснете 3 дни преди третирането или когато космите са с дължина 1-2 мм.
5. Натиснете ЦЕНТРАЛНИЯ БУТОН. Устройството ще се включи, СВЕТЛИННИЯТ ИНДИКАТОР за Енергийно ниво 1 ще светне и ще чуете звука на вентилатора.
6. Около 1 секунда след като натиснете ЦЕНТРАЛНИЯ БУТОН, СВЕТЛИННИЯТ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЕН ИНДИКАТОР за ГОТОВНОСТ/ЦВЯТ НА КОЖАТА ще светне. Устройството вече е готово за пускане на първия импулс на ниско енергийно ниво.
7. Ако това е първото ви третиране - изберете енергийното ниво. Glide™ предлага 5 енергийни нива: от 1 (най-ниското) до 5 (най-високото). За да изберете подходящото енергийно ниво за вашето първо третиране, пробвайте отделно всяка зона за третиране:

- **Поставете ТРЕТИРАЩАТА ПОВЪРХНОСТ върху кожата и натиснете спусъка, за да подадете един импулс. Ако не чувствате необичаен дискомфорт, натиснете отново ЦЕНТРАЛНИЯ БУТОН. Това ще увеличи енергийното ниво. Доставя един импулс на различен участък на енергийно ниво 2.**
- **Продължете теста увеличавайки енергийните нива, докато стигнете най-високото ниво, при което се чувствате комфортно. Ако до един час не изпитате нежелани ефекти, можете да започнете пълното третиране при това енергийно ниво.**
- **Повторете този тест за всяка част от тялото, която желаете да третирате.**

8. Задаване на енергийно ниво. За да увеличите или намалите енергийното ниво, натиснете ЦЕНТРАЛНИЯ БУТОН няколко пъти за да увеличите енергийното ниво от 1 до 5 и от 5 директно на 1, докато зададете желаното ниво. СВЕТЛИНЕН ИНДИКАТОР ЗА ЕНЕРГИЙНО РАВНИЩЕ ще посочи настройката за енергийно равнище. (за подробности, вж. глава "Енергийно равнище" в това ръководство на потребителя).

### Енергийно ниво

Енергийното ниво определя интензивността на светлинния импулс Silk'n Glide™, който се подава към Вашата кожа. С повишаването на енергийните нива се увеличават резултатите от обезкосмянването, така както и риска от възможни нежелани реакции и усложнения.

Glide™ предлага 5 енергийни нива, от 1 (най-ниското) до 5 (най-високото), показвани от 5 светлинни индикатора за енергийно ниво.

При всяко включване на Silk'n Glide™ енергийното му ниво автоматично се възстановява на най-ниската степен. Светва само един СВЕТЛИНЕН ИНДИКАТОР ЗА ЕНЕРГИЙНО НИВО.

За да зададете енергийно ниво, натиснете ЦЕНТРАЛНИЯ БУТОН няколко пъти за да увеличите енергийното ниво от 1 до 5 и от 5 директно на 1.

9. Приложете ТРЕТИРАЩАТА ПОВЪРХНОСТ върху кожата, като се уверите, че тя се разполага равномерно и гладко. Щом ТРЕТИРАЩАТА ПОВЪРХНОСТ установи пълен контакт с кожата СВЕТЛИННИЯТ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЕН ИНДИКАТОР ЗА ГОТОВНОСТ/ЦВЯТ НА КОЖАТА ще замига бавно.
10. Натиснете ИМПУЛСНИЯТ БУТОН. Устройството първо ще определи цвета на Вашата кожа. Ако цветът на кожата е достатъчно светъл за безопасно третиране, уредът подава светлинен импулс към кожата ви и СВЕТЛИННИЯТ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЕН ИНДИКАТОР ЗА ГОТОВНОСТ/ЦВЯТ НА КОЖАТА угасва. Ще видите ярко присветване, придружено от лек пукащ звук, който е нормален шум за уреда. Ще усетите лека топлина и изтръпване. Glide™ се зарежда незабавно за следващия импулс. След няколко секунди (в зависимост от установеното енергийно равнище) СВЕТЛИНЕН ПРЕДУПРЕДИТЕЛЕН ИНДИКАТОР ЗА ГОТОВНОСТ/ЦВЯТ НА КОЖАТА ще се включи отново и ще замига бавно, когато отново встъпи в контакт с кожата.
11. Отстранете ТРЕТИРАЩАТА ПОВЪРХНОСТ от третираната зона на кожата.
12. Изберете метод на приложение за Вашата процедура. Glide™ може да се използва по два начина:
  - "Импулсен" и "Плъзгач" (за повече подробности вж. методите на приложение по-долу).
  - За ИМПУЛСНИЯ метод, следвайте описаните по-горе стъпки 9-11 многократно, докато не покриете докрай цялата зона.
  - За ПЛЪЗГАЩИЯ метод, задържете натиснат ИМПУЛСНИЯ БУТОН и приплъзнете устройството бавно по протежение на третираната зона.



**Ако по кожата ви се появят мехури или изгаряния,  
НЕЗАБАВНО ПРЕКРАТЕТЕ УПОТРЕБАТА!**

### Методи на приложение

#### ИМПУЛСНО

ИМПУЛСЕН е най-добрата техника за работа при по-високи енергийни нива, тъй като това позволява по-добър контрол върху обгръщането на кожата.

При импулсия метод Glide™ импулсите следва да се извършват поредово, като се започне от единия край на всеки ред и постъпателно се стига до другия ред, като това Ви помага да не третираме същата зона повече от веднъж и да не дублираме кожните зони. Когато използвате импулсия метод ТРЕТИРАЩАТА ПОВЪРХНОСТ на Silk'n Glide™ създава временни белези от натиск върху третираната зона. При всяко преместване на ТРЕТИРАЩАТА ПОВЪРХНОСТ, използвайте следите от натиск, които уредът оставя по кожата ви като ориентир за правилното насочване на следващия импулс, за да избегнете както нетретиранни места, така и препокриване на импулсите.



**Опитайте да не допускате препокриване на импулсите!**



**Не третирайте една и съща зона от кожата повече от един път през една сесия на епилиране! Третирането на една и съща зона от кожата повече от един път на сесия увеличава вероятността за нежелани ефекти.**

## ПЛЪЗГАНЕ

ПЛЪЗГАНЕТО е най-добрият начин за работа при ниски енергийни нива, ако искате да постигнете бърза и ефективна сесия.

По време на плъзгането, задръжте натиснат ИМПУЛСНИЯ БУТОН и като използвате бавно приплъзващо движение, поддържайки същевременно контакт с кожата, бавно придвижвайте устройството по третираната зона. При по-ниски енергийни нива на устройството са необходими само 1-1,5 секунди за презареждане между отделните импулси предоставя непрекъсната последователност от примигвания.



**Ако по кожата ви се появят мехури или изгаряния, НЕЗАБАВНО ПРЕКРАТЕТЕ УПОТРЕБАТА!**

## Сензор за цвета на кожата

При по-тъмна кожа светлинната епиляция може да доведе до нежелани ефекти, като например изгаряне, мехури и промяна в цвета на кожата (хипер- или хипопигментация).

За да се предотврати подобно неправилно използване, един уникален СЕНЗОР ЗА ЦВЕТА НА КОЖАТА в Glide™ измерва тенна на третираната кожа в началото на всяка сесия и от време на време през сесията. Ако СЕНЗОРЪТ ЗА ЦВЕТА НА КОЖАТА установи, че тонът ѝ е много тъмен за

прилагането на Silk'n Glide™, уредът автоматично ще прекрати излъчването на импулси. Ако не виждате светлинен импулс и СВЕТЛИННИЯТ ИНДИКАТОР ЗА ГОТОВНОСТ/ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ТОНА НА КОЖАТА мига непрекъснато, това е показател, че тонът на вашата кожа, измерен от СЕНЗОРА ЗА ЦВЯТ НА КОЖАТА, е прекалено тъмен за безопасна третиране. Опитайте се да използвате устройството на различно място по тялото или се свържете със службата за поддръжка на Silk'n™.

### 9.1. Какво да очаквате при третиране със Silk'n Glide™?

Для многих людей использование эпилятора Silk'n Glide™ станет первым опытом проведения фотоэпиляции в домашних условиях. Эпилятор Silk'n Glide™ прост в использовании, сеансы эпиляции проходят быстро. Во время использования эпилятора Silk'n Glide™ нормально:

- **Шум на вентилатор** – охлаждащият вентилатор в Silk'n Glide™ шуми подобно на сешоар. Това е нормално.
- **Пуккач звук при всеки импулс** – при активиране на импулс по технологията HPL™ е нормално, заедно с присветването, да се чуе леко изпукване.
- **Усещане за топлина и изтръпване** – нормално е при всеки светлинен импулс да усещате топлина и изтръпване от светлинната енергия.
- **Леко зачервяване или порозовяване** – по време на сесията със Silk'n Glide™ и непосредствено след нея нерядко се появява много леко порозовяване на кожата. Това обикновено се забелязва най-вече около самите косми.
- Ако обаче се появи пълно зачервяване на кожата, мехури или изгаряне, незабавно прекратете употребата на Silk'n Glide™.

### 9.2. След третиране със Silk'n Glide™

1. Когато процедурата с Glide™ приключи, изключете Glide™, като натиснете продължително ГЛАВНИЯ БУТОН. Уверете се, че сте запомнили последната използвана настройка за енергийно ниво, тъй като тя няма да се възстанови при следващото включване на Glide™.
2. Изключете АДАПТЕРНИЯ кабел от електрическия контакт.
3. Препоръчва се, след всяка сесия за епиляция, да почитвате своя уред Silk'n Glide™, особено ТРЕТИРАЩАТА ПОВЪРХНОСТ (Вижте: "Почитване на Silk'n Glide™").
4. След почитването се препоръчва да приберете вашия уред Silk'n Glide™ в оригиналната му кутия и да го пазите от вода.



#### Грижи за кожата след епиляция

**Не излагайте на слънце зоните кожа, които сте третирали при енергийни нива 2-5. Уверете се, че внимателно сте защитили третираната кожа със слънцезащитен крем и за период от поне 2 седмици след последната Silk'n Glide™ сесия.**

## 10. Поддръжка на Silk'n Glide™

### 10.1. Почистване на Silk'n Glide™

Препоръчва се, след всяка сесия за епилация, да почиствате своя уред Silk'n Glide™, и особено ТРЕТИРАЩАТА ПОВЪРХНОСТ.

1. Преди да пристъпите към почистване, извадете щепсела на Silk'n Glide™.
2. Използвайте суха, чиста кърпа и специален препарат за почистване на електронно оборудване, за да почистите внимателно повърхността на Silk'n Glide™, и особено ТРЕТИРАЩАТА ПОВЪРХНОСТ. Никога не потапяйте във вода Silk'n Glide™ или някоя от неговите части!

## 11. Намиране и отстраняване на неизправности

### 11.1. “Моят Silk'n Glide™ не стартира”

- Проверете дали АДАПТЕРЪТ е свързан правилно с уреда Silk'n Glide™.
- Проверете дали АДАПТЕРЪТ е включен в електрически контакт на стената.

### 11.2. “Когато натисна КЛЮЧА PULSE (ИМПУЛС), не се излъчва светлинен импулс”

Уверете се, че СВЕТЛИНЕН ПРЕДУПРЕДИТЕЛЕН ИНДИКАТОР ЗА ГОТОВНОСТ/ЦВЯТ НА КОЖАТА премигва бавно, за да се уверите, че имате добър контакт с кожата и че ТРЕТИРАЩАТА ПОВЪРХНОСТ е равномерно и плътно прилегла към кожата. С цел безопасност ИМПУЛСНИЯТ БУТОН ще активира импулс, само ако ТРЕТИРАЩАТА ПОВЪРХНОСТ е плътно прилегла към кожата.

- Проверете СВЕТЛИННИЯ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЕН ИНДИКАТОР ЗА ЦВЯТ НА КОЖАТА. Ако премигва бързо, това е показател, че цветът на Вашата кожа, измерен от ДАТЧИКА ЗА ЦВЯТ НА КОЖАТА е твърде тъмен, затова процедурата не е безопасна за Вас. Опитайте се да използвате устройството на различно място по тялото или се свържете със службата за поддръжка на Silk'n™.
- Ако светлина свети непрекъснато, заедно с определен брой индикатори, това означава, че има системна грешка. Ако проблемът продължава, свържете се с местния Център за обслужване на клиенти на Glide™.
- Ако проблемите не бъдат отстранени, свържете се с местния Център за обслужване на клиенти на Silk'n™.
- Проверете дали е включен светлинният индикатор за системна грешка и че всички останали индикатори премигват. Ако това е така, извадете кабела на устройството от контакта. Устройството е достигнало до етап край на полезен живот. Това устройство трябва да бъде изхвърлено по надлежащия ред. Предайте старото оборудване до най-близкия пункт за събиране на електронни битови отпадъци за безопасно и ефикасно депониране.



Не правете опити да отворите или ремонтирате своя уред Silk'n Glide™. Само на оторизирани от Silk'n Glide™ ремонтни центрове е позволено да извършват ремонти.

Отварянето на Silk'n Glide™ може да ви изложи на опасни електрически компоненти и импулсна светлинна енергия, като и двата случая може да причинят сериозна травма и/или постоянно увреждане на очите. Опитът за отваряне на Silk'n Glide™ може също така да повреди уреда и ще анулира вашата гаранция. Ако уредът ви се счупи или повреди и има нужда от ремонт, обърнете се към "Обслужване на клиенти" на Silk'n Glide™.

## 12. Обслужване на клиенти

За повече информация относно продуктите Silk'n™ влезте в местния уебсайт на Silk'n™, [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu) или [www.silkn.com](http://www.silkn.com).

Ако вашият уред е счупен, повреден, нуждае се от ремонт, или ако имате нужда от някаква помощ, обръщайте се към местния сервиз "Обслужване на клиенти" на Silk'n™ Customer Service, или пишете до: [info@silkn.com](mailto:info@silkn.com).

За клиенти от САЩ и Канада: 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, [contact@silkn.com](mailto:contact@silkn.com)

За клиенти от други държави: [info@silkn.com](mailto:info@silkn.com)

## 13. Спецификации

Спец. големина на светлинното петно	1,3 cm x 3 cm [3,9cm <sup>2</sup> ]	
Скорост	енергийно ниво 1 - 1 импулс на всяка 1 секунда енергийно ниво 2 - 1 импулс на всяка 1,5 секунда енергийно ниво 3 - 1 импулс на всеки 2,3 секунди енергийно ниво 4 - 1 импулс на всеки 3 секунди енергийно ниво 5 - 1 импулс на всеки 3,4 секунди*	
Технология	Home Pulsed Light™	
Макс. енергийно ниво	Макс. 5 J/cm <sup>2</sup>	
Дължина на вълната	475-1 200 nm	
Време за заряд/Захранващ източник	Непрекъсната работа	
Изисквания към електрозахранването	100-240 VAC, 2 A	
Време, необходимо за третиране на долната част на краката	10 минути	
Работа и безопасност	Сензорът за цвят на кожата непосредствено осигурява използването само върху правилния тип кожа	
Големина на опаковката	180x180x100cm	
Тегло на системата	200gr	
Температура	При работа	10°C до 35°C
	При съхраняване	-40 до +70°C
Относителна влажност	При работа	30 до 75% rH
	При съхраняване	10 до 90% rH
Атмосферно налягане	При работа	700 до 1 060 hPa
	При съхраняване	500 до 1 060 hPa
Adaptor Rated Model	KSA24A1200150HE In the UK KSA24A1200150HK   100-240V; 50-60Hz; 0.5A	

A Home Skinovations Ltd. a termék teljesítményének és megbízhatóságának növelése és a gyártás leegyszerűsítése érdekében fenntartja a termékek vagy a specifikációk módosításának jogát. A Home Skinovations Ltd. által nyilvánosságra hozott információk pontosak és megbízhatóak a publikálás időpontjában. A Home Skinovations Ltd. azonban nem vállal felelősséget azok használatáért. A Home Skinovations Ltd tulajdonában lévő szabadalmak és szabadalmi jogok következtében a felhasználó a termék használatával semmilyen licenst nem kap meg.

A Home Skinovations Ltd. előzetes írásos engedélye nélkül jelen dokumentum részei semmilyen célból sem sokszorosíthatók semmiféle elektronikus vagy mechanikus módszerrel.

Az adatok előzetes értesítés nélkül módosíthatók.

A Home Skinovations Ltd. a jelen dokumentum technológiáját lefedő szabadalmakkal, függőben lévő szabadalmakkal, védjegyekkel, szerzői jogokkal és egyéb, szellemi tulajdonra vonatkozó jogokkal rendelkezik. Jelen dokumentum nem ruházza Önt fel a szabadalmakra, védjegyekre, szerzői jogokra és egyéb, szellemi tulajdonra vonatkozó jogokra vonatkozó licensszel, kivéve, ha a Home Skinovations Ltd. ezt írásban nem garantálja.

A specifikációk előzetes értesítés nélkül módosíthatók.

**Home Skinovations Ltd.** Apolo Building, ShaarYokneam POB 533, Yokneam 20692, ISRAEL [www.silkn.com](http://www.silkn.com), [info@silkn.com](mailto:info@silkn.com)

## Tartalomjegyzék

1. A készülék használata előtt .....	47
1.1. A Silk'n Glide™ eszköz leírása .....	47
1.2. A csomag tartalma .....	47
2. A Silk'n Glide™ rendeltetési célja .....	48
3. A Silk'n Glide™ készülékkel kapcsolatos biztonsági információk .....	48
4. Ellenjavallatok .....	49
5. Ne használja a Glide™ készüléket, ha: .....	51
6. Kerülje a Glide™ használatát az alábbi esetekben .....	52
7. A Silk'n Glide™ készülék használatának lehetséges mellékhatásai .....	53
8. Tervezze meg a Silk'n Glide™ szűrletlenítést a legjobb eredmények elérése érdekében .....	54
9. A Silk'n Glide™ használatának első lépései .....	55
9.1. Mire számíthatok a Silk'n Glide™ kezelés során? .....	58
9.2. A Silk'n Glide™ készülék használata után .....	58
10. A Silk'n Glide™ karbantartása .....	59
10.1 A Silk'n Glide™ tisztítása .....	59
11. Hibaelhárítás .....	59
11.1. "A Silk'n Glide™ készülékem nem indul el." .....	59
11.2. "A VILLANTÁS KAPCSOLÓ megnyomásakor a készülék nem bocsájt ki villanófényt" .....	59
12. Ügyfélszolgálat .....	60
13. Specifikációk .....	60

A Silk'n Glide™ első használata előtt kérjük, olvassa el a teljes Felhasználói Kézikönyvet. Szenteljen különös figyelmet az eszköz használatára, működtetésére és a használatot követő eljárásokra vonatkozó fejezetekre. Azt javasoljuk, hogy a Silk'n Glide™ minden használata előtt nézze át újra a Felhasználói Kézikönyvet. A Silk'n Glide™ egy erős elektromos eszköz. Ezért mindig a biztonságot szem előtt tartva kell használni. Kérjük, használat előtt olvassa el a figyelmeztetéseket és biztonsági óvintézkedéseket és mindig tartsa be azokat a Silk'n Glide™ használatokor


## 1. A készülék használata előtt

**A Silk'n Glide™ otthoni használatra tervezett, fény alapú tartós szőrtelenítő eszköz.**

### 1.1. A Silk'n Glide™ eszköz leírása

A Silk'n Glide™ SZŐRTELENÍTŐ KÉSZÜLÉK része a KEZELŐFELÜLET, a KEZELŐPANEL és a VILLANTÁS-GOMB.

- 1 Kezelőpanel
- 2 Villantás-gomb
- 3 Bőrszín érzékelő
- 4 Kezelőfelület
- 5 Központi gomb
- 6 Energiaszint-jelző LED
- 7 Kész/ Bőrtónus figyelmeztető jelző LED



### 1.2. A csomag tartalma

A Silk'n Glide™ csomagjában az alábbi alkatrészeket találja:

- Silk'n Glide™ Szőrtelenítő egység
- Adapter
- Felhasználói kézikönyv
- Silk'n garancia kártya

## 2. A Silk'n Glide™ rendeltetési célja

A Silk'n Glide™ a nemkívánatos szőrszálak eltávolítására használatos. A Silk'n Glide™ szőrnövekedés hosszú távú vagy végeleges csökkentésére is szolgál. A tartós szőrtelenítő kezelés után a visszanövő szőrszálak száma hosszú távon folyamatosan csökken.

A Silk'n Glide™ a nemkívánatos testszőrzet eltávolítására szolgál.

A Silk'n Glide™ használható az arcon, a hónaljban, a bikini vonalon, a karokon, a lábakon, a háton és mellkason is.

## 3. A Silk'n Glide™ készülékkel kapcsolatos biztonsági információk

A Silk'n Glide™ készülékkel a biztonság az első.

HPL™ technológia a Silk'n Glide™ készülékekben - Kimagasló biztonság alacsonyabb energiaszintekkel

A Home Pulsed Light™ technológia a más szőrtelenítő készülékekben használt energiaszint töredékével képes hosszú távú szőrtelenítési eredményeket elérni. Az Silk'n Glide™ készülékben használt alacsony energiaszint lecsökkenti a sérülések és komplikációk kockázatát és biztonságos használatot garantál.

**A Silk'n Glide™ védi bőrét**

A fényalapú szőrtelenítés nem alkalmas természetesen sötétebb vagy leburnult bőrhöz. A Silk'n Glide™ beépített BŐRSZÍN ÉRZÉKELŐVEL van ellátva, mely a kezelt bőrfelület színének érzékelésével csak a megfelelő bőrszínen engedélyezi az alkalmazást. Ez az egyedülálló funkció biztosítja, hogy a túl sötét vagy leburnult bőrfelületeken ne használhassa a készüléket.

Ezen kívül, a készülék villanófényt közvetítő 3cm<sup>2</sup> KEZELŐFELÜLETE a készülékbe sülyesztve került elhelyezésre. Ennek révén a Glide™ készülék az Ön bőrét védi, hiszen a KEZELŐFELÜLET és a bőr közvetlenül nem érintkeznek.

**A Silk'n Glide™ védi bőrét**


A Silk'n Glide™ készüléken beépített biztonsági funkció található a szem védelmére. Kialakítása révén biztosított, hogy csak akkor történik fényvillanás, amikor a KEZELŐFELÜLET a bőrre irányul. A biztonsági funkció csak akkor teszi lehetővé a kezelést, ha a KEZELŐFELÜLET a bőrszövettel érintkezik.

## 4. Ellenjavallatok

### Fontos biztonsági információk – Olvassa el használat előtt!

A Silk'n Glide™ nem alkalmas mindenkinek. Kérjük, használat előtt olvassa el és vegye figyelembe a következő fejezetben leírt információkat. Személyre szabott tanácsokért látogasson el a [www.silkn.com](http://www.silkn.com), [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu) vagy a helyi Silk'n™ weboldalra.

A lézeres szőrtelenítés avagy a mélyreható pulzáló fényforrások felfokozhatják néhány személy esetében a szőrnövekedést. A jelenlegi adatok szerint, a leginkább így reagálók legnagyobb kockázati csoportja a mediterráni, közép keleti és dél ázsiai hölgyek, kik az arcukon és nyakukon kezeltetik magukat.

Figyelmeztetés	Lehetséges eredmények	Biztonsági tanács
<p>Ne használja a Silk'n Glide™ készüléket természetesen barna bőrön.</p> <p><b>Nem biztonságos!</b></p>  <p>Lásd a csomagoláson található szőr- és bőrszín-táblázatot.</p>	<p>Sötétebb bőrön a Glide™ készülékkel történő kezelés mellékhatásokat, például kipirosodást vagy kellemetlen érzést okozhat.</p>	<p>A Glide™ készülékek egyedülálló BŐRSZÍN ÉRZÉKELŐJE a kezelés előtt és a kezelés során meghatározza a kezelt bőrfelület tónusát. A BŐRSZÍN ÉRZÉKELŐ biztosítja, hogy csak a megfelelő bőrtónusú bőrfelületeket kezelje a villanófényvel.</p>
<p>Lebarnult, vagy nemrégiben a napnak kitétt bőrön (beleértve a szoláriumozott bőrt) ne használja a Silk'n Glide™ készüléket 2-5 energiaszinten.</p> <p>A kezelt felületeket óvja a napfénytől.</p>	<p>A napozás előtt vagy után a Silk'n Glide™ készülékkel 2-5 energiaszinten végzett kezelés mellékhatásokat, például bőrpírt és kellemetlen érzetet eredményezhet.</p> <p>A lebarnult bőr, különösen közvetlenül a napozás után, nagy mennyiségű melanint tartalmaz.</p> <p>Ez minden bőrtípusra és bőrtónusra vonatkozik, beleértve a nehezen barnuló bőrtípusokat is.</p> <p>A nagy mennyiségű melanin jelenléte fényalapú szőrtelenítéskor nagyobb kockázatnak teszi ki a bőrt.</p>	<p>Amennyiben a legalacsonyabbat meghaladó bármelyik energiaszintet alkalmazza, kerülje el, hogy a Silk'n Glide™ kezelést megelőző 4 hetes és azt követő 2 hetes időszakban bőrtét napfény érje!</p> <p>A napfénynek való kitétségről akkor beszélünk, ha a védelem nélküli bőrt 15 percig közvetlen, vagy 1 óráig szőrt napfény éri. A kezelt bőrfelület fényvédelme érdekében a kezelést követő 2 hétig használjon legalább 30-as védőfaktorú fényvédő krémet.</p> <p>Silk'n Glide™ legalacsonyabb energiaszintje (1) olyan módon került kialakításra, hogy az még napfényvel való érintkezést követően is biztonságosan használható legyen.</p> <p>Napfényvel való érintkezést követően a Silk'n Glide™ továbbra is használható, de kizárólag a legalacsonyabb energiaszinten.</p>

Figyelmeztetés	Lehetséges eredmények	Biztonsági tanács
Soha ne használja a Glide™ készüléket a szemek környékén.	Bár a Glide™ használható az arcszövet eltávolítására, különös gondtal kell eljárni a szemkörnyék elkerülése érdekében.	A Silk'n Glide™ készüléken beépített biztonsági funkció található a szem védelmére. Kialakítása révén biztosított, hogy csak akkor történik fényvillanás, amikor a KEZELŐFELÜLET a bőrre irányul. A Villantás-kapcsoló csak akkor tesztelhető a kezelést, ha a KEZELŐFELÜLET a bőrszövetet érintkezik.
Ne kezeljen tetovált vagy sminktetovált és foltos bőrfelületeket (például nagy szeplők, anyajegyek, májfoltok vagy szemölcsök), a mellbimbót, a nemi szervek környékét és az ajkakat.	A sötétebb vagy pigmentáltabb bőrfelületeken a Glide™ alkalmazása olyan mellékhatásokat okozhat, mint az égés, hólyagosodás és a bőrszín változása (hiper- vagy hipopigmentáció).	Fedje le a bőrfelületet a fényt nem átengedő anyaggal, például fehér ruhadarral vagy fehér orvosi tapasszal.
Ne végezzen kezelést ekcémás, pikkelysömörös, sérült bőrfelületeken, nyílt sérüléseken, fertőzött bőrön (herpesz), valamint szervi vagy emésztőrendszeri betegségekkel (például diabétesz) járó bőrállapot esetén.	A fény alapú kezelések az egyébként is érzékeny területek kellemetlen reakcióját idézhetik elő.	A Glide™ használata előtt várja meg, amíg az érintett terület regenerálódik.
Korábban herpeszes bőrfelületen ne alkalmazza a kezelést.	A fény alapú kezelések az egyébként is érzékeny területek kellemetlen reakcióját idézhetik elő.	A Glide™ kezelés megkezdése előtt a megelőző kezelés érdekében forduljon orvosához.
Ne használja a Glide™ készüléket, ha terhes vagy szoptat.	A terhesség során bekövetkező hormonális változások megnövelhetik a bőr érzékenységét és a lehetséges mellékhatások előfordulásának kockázatát.	
Ne használja a készüléket olyan területeken, ahol nem szeretné eltávolítani a szőrt.	Az eredmények véglegesek.	
S Glide™ minden alkatrészét óvja a víztől! Ne tegye a Glide™ készüléket olyan helyre, ahonnan az beleeshet a fürdőkádba, a mosdóba vagy a lavórba.	Ez súlyos áramütéshez vezethet.	Ne használja a Glide™ készüléket: fürdés közben, vagy ha az nedves vagy vizes lett. Ha a készülék vízbe esett, húzza azt ki azonnal a konnektorból!

<b>Figyelmeztetés</b>	<b>Lehetséges eredmények</b>	<b>Biztonsági tanács</b>
Soha ne próbálja meg felnyitni és megjavítani a Glide™ készüléket.	A Glide™ felnyitásakor veszélyes elektromos alkatrészekhez, illetve a villanó fényhez férhet hozzá, melyek súlyos sérüléseket és/vagy maradandó szemsérüléseket okozhatnak. Ily módon a készülék is károsodhat, és érvényét veszti a garancia.	Amennyiben a készülék megsérült vagy javítást igényel kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Silk'n ügyfélszolgálatával.

## 5. Ne használja a Glide™ készüléket, ha:

A készülék kizárólag a Glide™ készülékhez adott csatlakozókkal, kiegészítővel vagy tartozékokkal működtethető	kiegészítők és tartozékok használatát nem ajánlja a Home Skinovations Ltd.	Azonnal hagyja abba a készülék használatát és vegye fel a kapcsolatot a Silk'n™ ügyfélszolgálatával.
megsérült a tápkábele vagy a dugója.	A tápkábelt tartsa távol a hőforrásoktól.	Azonnal hagyja abba a készülék használatát és vegye fel a kapcsolatot a Silk'n™ ügyfélszolgálatával.
használat közben füstöt érzékel.		Azonnal hagyja abba a készülék használatát és vegye fel a kapcsolatot a Silk'n™ ügyfélszolgálatával.
nem működik rendesen, vagy ha sérültnek tűnik.		Azonnal hagyja abba a készülék használatát és vegye fel a kapcsolatot a Silk'n™ ügyfélszolgálatával.
<b>BŐRSZÍN ÉRZÉKELŐJE</b> megrepedt vagy elromlott.		Azonnal hagyja abba a készülék használatát és vegye fel a kapcsolatot a Silk'n™ ügyfélszolgálatával.
a külső burok megrepedt vagy kezd szétjőnni.		Azonnal hagyja abba a készülék használatát és vegye fel a kapcsolatot a Silk'n™ ügyfélszolgálatával.

## 6. Kerülje a Glide™ használatát az alábbi esetekben:

Ha korábban keloid hegeképződése volt.	A Glide™ használata előtt konzultáljon orvosával.
ha epilepsziában szenved.	
ha fényérzékenységgel kapcsolatos betegségben szenved (pl. porfíria, polimorfikus fényerupció, csalánkiütés, lupus stb.)	
ha korábban bőrrákban szenvedett, vagy ha vannak a bőrén potenciálisan rosszindulatú elváltozások.	
ha az elmúlt 3 hónapban sugárterápiás vagy kemoterápiás kezelésben részesült.	
ha bármilyen olyan egyéb betegsége van, ami orvosa véleménye szerint veszélyessé teheti a kezelést az Ön esetében.	
ha az elmúlt fél évben bőrét vényre kapható gyógyszerrel kezelte, kérjük, forduljon orvoshoz.	

## 7. A Silk'n Glide™ készülék használatának lehetséges mellékhatásai

Ha az utasításoknak megfelelően használja a Silk'n Glide™ készüléket, akkor ritkán fordulnak csak elő mellékhatások és komplikációk. Minden kozmetikai beavatkozás – így az otthoni használatra szántak is – magában hordoz azonban bizonyos fokú kockázatot. Ezért fontos, hogy ismerje és elfogadja az otthon használható villanófényes szőrtelenítővel kapcsolatos kockázatokat és komplikációkat.

Mellékhatás	Kockázat mértéke
<b>Gyenge bőrdiszkomfort</b> – Jóllehet az otthoni villanófényes szőrtelenítést alapvetően jól tűri a bőr, mégis a felhasználók többsége enyhe kellemetlenséget érez az ilyen eljárás közben, amit általában a kezelt területen jelentkező, enyhe szúró érzésként írnak le. A szúró érzés rendszerint az alkalmazás idején jelentkezik, vagy legfeljebb az azt követő néhány percben. Ezen apró kellemetlenségen kívül minden más rendellenesnek tekinthető, ami azt jelenti, hogy ilyen esetben nem szabad folytatnia a Glide™ használatát, mert bőre nem tűri a szőrtelenítést, vagy mert túl erős fokozatra van állítva a gép.	Gyenge
<b>Bőrpír</b> – Közvetlenül a Glide™ használatát követően, vagy a Glide™ használatát követő 24 órán belül bőre kipirosodhat. Ez a bőrpír rendszerint 24 órán belül elmúlik. Ha a bőrpír 2-3 napon belül nem múlik el, forduljon orvoshoz!	Gyenge
<b>Fokozott bőrzékenység</b> – A bőr a kezelt területen sokkal érzékenyebb, így előfordulhat bőrszárazság vagy hámlás.	Gyenge
<b>Fokozott bőrpír és verejtékezés</b> – A Glide™ a szőrszálakat célozza meg, azon belül is elsősorban a szőrtüsző pigmentált sejtjeit és magát a szőrtüszőt. Ettől függetlenül előfordulhat, hogy ideiglenesen hiperpigmentáció (fokozott pigmentáció vagy barna elszíneződés) vagy hipopigmentáció (kifehéredés) jelentkezik a környező bőrterületen. A bőrpigmentációt érintő elváltozások nagyobb arányban fordulhatnak elő a sötétebb bőrű egyéneknél. A bőrszín-elváltozás rendszerint ideiglenes; permanens hiperpigmentáció vagy hipopigmentáció ritkán fordul elő.	Ritka
<b>Fokozott bőrpír és verejtékezés</b> – Ritka esetekben előfordulhat, hogy a kezelt bőrfelület erőteljesen kipirosodik és elkezd verejtékezni. Ez a test érzékenyebb részein gyakrabban előfordulhat. A bőrpírnak és a verejtékezésnek 2-7 napon belül el kell múlnia. Az érintett bőrfelületet rendszeresen jegelni kell. A bőr ilyenkor finoman tisztítható, de a naptól óvni kell.	Ritka

## 8. Tartós szőrtelenítés a Silk'n Glide™ segítségével

A teljes szőrnövekedési ciklus jellemzően 18-24 hónapig tart. Ez idő alatt a Silk'n Glide™ kezeléseket többször is el kell végezni annak érdekében, hogy tartós szőrtelenítést érjünk el.

A szőrtelenítés hatékonysága egyénenként eltér, és függ az adott testrésztől, a szőr színétől és a Silk'n Glide™ alkalmazásának módjától.

A Silk'n Glide™ jellemző szőrtelenítési ütemterve egy teljes szőrnövekedési ciklus során:

1-4. kezelés – a kezelésekek között két hét teljen el

5-7. kezelés – a kezelésekek között négy hét teljen el

A 8. kezelés után – végezze a kezelést szükség szerint a kívánt eredmények eléréséig.

### Várható eredmény a szőrtelenítő kezelés után

Fitzpatrick szerinti bőrtípus	Szőrszín	Fényfluens [ $J/cm^2$ ]	A test anatómiai felülete <sup>2</sup>	Kezelések száma átlagosan <sup>1</sup>	Hatékonyság (eltávolított szőr/visszanőtt szőr %-os aránya)
I-IV	Világosbarna – barna	3-4,5	Lábszár vagy comb	10-12 kezelés, kb. négyhetente.	60%-os szőrcsökkenés
			Kar		50%-os szőrcsökkenés
			Bikínivonal		60%-os szőrcsökkenés
			Hónalj		55%-os szőrcsökkenés
I-IV	Barna – fekete	3-4,5	Lábszár vagy comb	8-10 kezelés, kb. négyhetente.	70%-os szőrcsökkenés
			Kar		60%-os szőrcsökkenés
			Bikínivonal		70%-os szőrcsökkenés
			Hónalj		65%-os szőrcsökkenés

1. Az egyéni reakció a szőrtípustól, valamint a szőrnövekedési mintát befolyásoló biológiai tényezőktől függ. Egyesek gyorsabban, míg mások lassabban reagálnak a kezelésekre.

2. Egyetlen vagy akár dupla kezelési munkamenettől nem várható tartós szőrtelenítés. A szőrtűszők nyugalmi periódusának időtartama a testrészekről is függ.

## 9. Kezdjük el!

1. Vegye ki a dobozból a Silk'n Glide™ SZŐRTELENÍTŐ EGYSÉGET és a többi alkatrészt.
  2. Dugja be az ADAPTER kábelt a Silk'n Glide™ SZŐRTELENÍTŐ EGYSÉG foglalatába.
  3. Csatlakoztassa az ADAPTERT egy konnektorba. A VEZÉRLŐPANELEN minden jelzőfény körülvevő ismételt felvillan és kialszik.
- A Glide™ készen áll a használatra.

### Mindig biztonságosan és megfelelő módon kezelje Glide™ készülékét!

#### Olyan kezelendő területet válasszon, melyet nem érte nem mostanában nap

4. A kezelt bőrfelületnek borotváltnak, tisztának, száraznak és minden portól, izzadság gátlótól és dezodortól mentesnek kell lennie. Ne gyantázza vagy húzza ki a szőrt. A borotválkozás rendkívül fontos lépés a megfelelő eredmények eléréséhez.  
A legjobb eredményeket akkor éri el, amikor a borotválást 3 nappal a kezelés előtt végzi el, vagy amikor a szőr hossza 1-2 mm - 3/32 inch.
5. Nyomja meg a KÖZPONTI GOMBOT A készülék bekapcsol, a 1. sz. energiaszint-jelzőfény bekapcsol, és a ventilátor hangja hallható lesz.
6. A KÖZPONTI GOMB megnyomása után körülbelül egy másodperccel a KÉSZ ÁLLAPOT-JELZŐFÉNY felvillan. A készülék ezt követően kész a legalacsonyabb energiaszintű első villanás kibocsátására.
7. Ha ez az első kezelése – Válassza ki az energiaszintet. A Glide™ 5 energiaszinttel rendelkezik, 1-től (legalacsonyabb) 5-ig (legmagasabb). Az első kezelés megfelelő energiaszintjének kiválasztásához végezzen tesztet minden kezelt felületen:

- **Tegye a KEZELŐFELÜLETET a bőrre, és egy villantás elvégzéséhez nyomja meg nyomja meg a gombot. Amennyiben nem érez szokatlan kellemetlen érzést, nyomja meg ismét a KÖZPONTI GOMBOT. Ez az energiaszint növelését eredményezi. A 2. energiaszinten indítson egy villantást a bőrfelület másik részére**
- **Folytassa a tesztelést nagyobb energiaszintekkel, amíg el nem éri azt a legmagasabb energiaszintet, ami még nem okoz kellemetlenségeket. Ha egy órán belül semmilyen mellékhatást nem tapasztal, megkezdheti ezen az energiaszinten a teljes kezelést.**
- **Ismételje meg a tesztet minden kezelendő testrészén.**

8. Állítsa be az energiaszintet. Ha az energiaszintet növelni vagy csökkenteni kívánja, nyomja meg röviden és ismételtlen a KÖZPONTI GOMBOT, ezzel az energiaszint 1 - 5 érték között növelhető, majd az 5-ös értékről 1-ig csökkenthető. A gombot mindaddig nyomogassa, amíg el nem éri a kívánt energiaszintet. A ENERGIASZINT JELZŐFÉNY jelzi, hogy éppen milyen energiaszintre van a készülék beállítva. (további részletek ezen felhasználói útmutató Energiaszint c. fejezetében olvashatók).

## Energiaszint

Az energiaszint meghatározza, hogy a Silk'n Glide™ milyen intenzitású fényvillanást bocsát a bőrfelületre. Az energiaszint növekedésével és a szőreltávolítási eredmények javulásával az esetleges mellékhatások és komplikációk kockázata is megnő.

A Glide 5 energiaszintet kínál, 1-től (leggyengébb) 5-ig (legerősebb), amit 5 energiaszint-jelzőfény mutat. A kezelésekhez megadott energiaszint határozza meg azt, hogy a készülék ténylegesen hány villantás leadására lesz képes.

A Silk'n Glide™ bekapcsolásakor az energiaszint automatikusan visszaáll a legalacsonyabb energiaszintre. Csak egy ENERGIASZINT-JELZŐ LED fog világítani.

Az energiaszint beállításához nyomja meg röviden és ismételten a KÖZPONTI GOMBOT, ezzel az energiaszint 1 - 5 érték között növelhető, majd az 5-ös értékről 1-ig csökkenthető.

9. Tegye a KEZELŐFELÜLETET a bőrre, ügyelve arra, hogy az sima és egyenletes legyen alatta. Ha a KEZELŐFELÜLET megfelelően érintkezik a bőrrel, lassú ütemben felvilan és kialszik a KÉSZ ÁLLAPOTOT/ BŐRTÓNUS-FIGYELMEZTETŐ JELZŐ LED.
10. Nyomja meg a VILLANTÓ-KAPCSOLÓT. A készülék először is meghatározza a bőr színét. Ha a bőr színe elég világos a biztonságos használatához, az eszköz egy impulzusnyi fényt villant a bőrre, és felvilan a KÉSZ ÁLLAPOTOT JELZŐ LED / BŐRTÓNUS FIGYELMEZTETŐ JELZŐ LED.  
Éles fényt és ezzel egy időben halk pattanást fog hallani, ami az eszköz normális hangja. Enyhe meleget és bizsergést fog érezni.  
A Glide™ azonnal újratölti magát a következő villantáshoz.  
A megadott energiaszinttől függően, pár másodperc elteltével a KÉSZ ÁLLAPOTOT JELZŐ LED /BŐRTÓNUS FIGYELMEZTETŐ JELZŐ LED ismét felvilan, majd lassú ütemben ki- és bekapcsol mindaddig, amíg az a bőrrel érintkezik.
11. Vegye le a KEZELŐFELÜLETET a kezelt bőrfelületről.
12. Válassza ki a kezeléshez használni kívánt alkalmazási módot. A Glide™ készülék kétféle üzemmódban alkalmazható: "Villantás" és "Siklás" (további adatok az alkalmazási módokról szóló lenti tájékoztatóban található).
  - A villantás üzemmód alkalmazásához ismételten hajtsa végre egy másik bőrfelületen a fenti 9. - 11. pontokban foglaltakat mindaddig, amíg a teljes bőrfelületet nem kezelte le.
  - A siklás üzemmód alkalmazása esetén, tartsa folyamatosan lenyomva a VILLANTÁS-KAPCSOLÓT, és húzza el a készüléket a kezelni kívánt felületen.



**A bőr hólyagosodása vagy égése esetén AZONNAL FÜGGESSZE FEL A HASZNÁLATOT!**

## Alkalmazási mód

### VILLANTÁS

A VILLANTÁS a legjobb módszer a legmagasabb energiaszinteken való kezelések elvégzésére, mivel ennek révén biztosítható legjobban a bőrfelületek szabályszerű kezelése.

A villantási üzemmódban a Glide™ villantásokat sorokban kell elvégezni, az egyik sor végénél kezdve a sor másik végéig folyamatosan haladva. Ez a technika segít elkerülni, hogy ugyanazt a területet vagy egymást átfedő területeket egymás után többször is kezelje.

A villantások alkalmazása esetén a Silk'n Glide™ KEZELŐFELÜLETE úgy van kialakítva, hogy ideiglenes nyomásnyomokat hagyjon a kezelt területen. A KEZELŐFELÜLET és a következő villantás helyének helyes meghatározásához figyelje meg az eszköz által a bőrön hagyott nyomásjeleket, hogy elkerülje a villantások közötti átfedéseket és hézagokat.



**Ügyeljen arra, hogy a villantások ne fedjék egymást!**



**Szörtelenítéseként egy bőrfelületet mindig csak egyszer kezeljen!  
Ha egy alkalommal ugyanazt a bőrfelületet többször kezeli, azzal megnő a lehetséges mellékhatások valószínűsége.**

### SIKLÁS

A SIKLÁS a legalkalmasabb üzemmód az alacsony energiaszinteken való gyors és hatékony kezelések elvégzésére.

A sikló üzemmód a VILLANTÁS-KAPCSOLÓ folyamatos lenyomása mellett alkalmazható. Ebben az esetben könnyed mozdulattal kell elhúzni a készüléket a kezelendő felület felett úgy, hogy az a bőrrel érintkezzen. Az alacsonyabb energiaszintek alkalmazása esetén a készülék a villanások között mindössze egy-másfél másodperc alatt ismét feltöltődik, és folyamatos villanásokat produkál.



**A bőr hólyagosodása vagy égése esetén AZONNAL FÜGGESSZE FEL A HASZNÁLATOT!**

### A bőrszín érzékelő

A sötétebb bőrön végzett fényalapú szörtelenítés olyan mellékhatásokat okozhat, mint az égések, a hólyagok és a bőrszín megváltozása (hiper- vagy hipo-pigmentáció).

Ennek elkerülése érdekében a Silk'n Glide™ készülék egyedülálló BŐRSZÍN ÉRZÉKELŐJE az egyes kezelések előtt és a kezelés során néhány alkalommal meghatározza a bőr tónusát. Amennyiben a BŐRSZÍN ÉRZÉKELŐ azt érzékeli, hogy a bőrszín túlságosan sötét a Silk'n Glide™ készülékkel történő alkalmazáshoz, abban az esetben a készülék automatikusan lekapcsolja a villogást. Amennyiben a készülék nem villog és a BŐRTÓNUS FIGYELMEZTETŐ JELZŐ LED gyors ütemben villog, az azt jelzi, hogy BŐRSZÍN ÉRZÉKELŐ által mért bőrszín túlságosan sötét a biztonságos alkalmazáshoz. Próbálja meg a készüléket más testrészekben használni, vagy vegye fel a kapcsolatot a Silk'n™ ügyfélszolgálatával.

### 9.1. Mire számíthat a Silk'n Glide™ készülékkel történő kezelést követően?

Számos ember számára a Silk'n Glide™ használata az első otthoni használatra készült villanófényes kezelést jelenti. A Silk'n Glide™ könnyen használható és a szörtelenítési művelet gyorsan elvégezhető. A Silk'n Glide™ kezelés során a következő dolgok és érzések teljesen normálisak:

- **Ventilátor hang** – A Silk'n Glide™ készülékben található hűtőventilátor a hajszáritóhoz hasonló hangot ad ki. Ez teljesen normális.
- **Pattanó hang minden egyes villanásnál** – A HPL™ villanásának aktiválásakor egy halk pattanó hang hallható a fény felvillanásakor.
- **Melegség vagy csiklandozó érzés** – Az egyes villanásoknál teljesen normális, ha enyhe melegséget vagy csiklandozást érez, melyet a fény energiája okoz.
- **Halvány piros vagy pink szín** – A Silk'n Glide™ kezelés során és azt követően nagyon ritka esetekben a bőre halvány pinkszerű színűvé változhat. Általában ez a legészrevehetőbb maguk a szőrszálak körül. Amennyiben azonban a bőr teljesen bepirosodik, felhólyagosodik vagy megég, azonnal hagyja abba a Glide™ használatát.
- Amennyiben azonban a bőr teljesen bepirosodik, felhólyagosodik vagy megég, azonnal hagyja abba a Silk'n Glide™ használatát.

### 9.2. A Silk'n Glide™ készülék használata után

1. A Glide™ (siklás) üzemmód befejeztét követően, a KÖZPONTI GOMB hosszabb idejű lenyomásával kapcsolja ki a Glide™-et. Ne felejtse el felírni, hogy legutóbb milyen energiaszintet használt, mivel nem kerül elmentésre a Glide™ ismételt bekapcsolásakor.
2. Húzza ki az ADAPTER kábelét a konnektorból.
3. Az egyes szörtelenítési kezeléseket után azt javasoljuk, hogy tisztítsa meg a Silk'n Glide™ készüléket, különösen a KEZELÉSI FELÜLETET (lásd: "A Silk'n Glide™ tisztítása").
4. A tisztítást követően azt javasoljuk, hogy helyezze vissza a Silk'n Glide™ készüléket az eredeti dobozába, és víztől távoli helyen tárolja.



**A bőr ápolása a szörtelenítést követően**

**A 2 - 5 energiaszinttel kezelt bőrfelületeket ne tegye ki a napfény hatásának. A kezelt bőrfelületet naptejjel gondosan védje a szörtelenítés teljes tartama alatt és a Glide™ kezelést követő két hét során.**

## 10. A Silk'n Glide™ karbantartása

### 10.1. A Silk'n Glide™ tisztítása

Az egyes szőrtelenítési kezelések után azt javasoljuk, hogy tisztítsa meg a Silk'n Glide™ készüléket, különösen a KEZELÉSI FELÜLETET.

1. A tisztítás előtt húzza ki a Silk'n Glide™ készüléket.
2. Egy száraz, tiszta ruha és az elektronikus berendezésekhez készült, speciális összetevőjű tisztítószer segítségével óvatosan törölje le a Silk'n Glide™ felületét, különösen a KEZELÉSI FELÜLETET. Soha ne merítse vízbe a Silk'n Glide™ készüléket vagy annak részeit.

## 11. Hibaelhárítás

### 11.1. "A Silk'n Glide™ készülékem nem indul el."

- Győződjön meg arról, hogy a Silk'n Glide™ ADAPTER megfelelően van-e csatlakoztatva a Silk'n Glide™ készülékhez.
- Győződjön meg arról, hogy az ADAPTER csatlakoztatva van-e fali konnektorhoz.

### 11.2 "Nem villan fel a fény, amikor megnyomom a VILLANTÁS-KAPCSOLÓT"

Ellenőrizze, hogy a KEZELÉSI FELÜLET egyenletesen és kellően hozzá van-e nyomva a bőrhöz. Ezt a KÉSZ ÁLLAPOTOT JELZŐ LED / BŐRTÓNUS FIGYELMEZTETŐ JELZŐ LED lassú ütemű villogása jelzi. A biztonsága érdekében a VILLANTÁS-KAPCSOLÓ csak abban az esetben aktiválja a villantást, amennyiben a KEZELÉSI FELÜLET erősen hozzá van nyomva a bőrhöz.

- Ellenőrizze a BŐRTÓNUS FIGYELMEZTETŐ JELZŐ LED-et. Ha gyors ütemben villog, az azt jelzi, hogy a BŐRSZÍN ÉRZÉKELŐ által mért bőrszín túlságosan sötét a biztonságos alkalmazáshoz. Próbálja meg a készüléket más testrészekben használni, vagy vegye fel a kapcsolatot a Silk'n™ ügyfélszolgálatával.
- Amennyiben a jelzőfény folyamatosan világít, miközben bármennyi jelzőfény szintén világít, ebben az esetben rendszerhiba lépett fel. Amennyiben ezek a problémák továbbra is fennállnak, vegye fel a kapcsolatot a Glide™ helyi ügyfélszolgálatával.
- Amennyiben ezek a problémák továbbra is fennállnak, vegye fel a kapcsolatot a Silk'n™ helyi ügyfélszolgálatával.
- Ellenőrizze, hogy a rendszerhiba jelzőfény világít-e, és a többi jelzőfény villog-e. Amennyiben igen, húzza ki a készülék csatlakozóját a konnektorból. A készülék használhatósági tartama lejárt. A készüléket szakszerűen ártalmatlanítani kell. Kérjük, hogy a kiöregedett készüléket az Önhöz legközelebbi elektronikai hulladékgyűjtőponton a biztonságos és hatékony ártalmatlanítás céljából adja le.



Soha ne próbálja meg felnyitni és megjavítani a Silk'n Glide™ készüléket. A javításokat kizárólag a hivatalos Silk'n Glide™ szervizközpontok végezhetik el.

A Silk'n Glide™ felnyitásokor veszélyes elektromos alkatrészekhez, illetve a villanó fényhez férhet hozzá, melyek súlyos sérüléseket és/vagy maradandó szemsérüléseket okozhatnak.

A Silk'n Glide™ felnyitásának megkísérlése esetén a készülék is megsérülhet, és a garancia érvényét veszti. Amennyiben a készülék megsérült vagy javítást igényel kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Silk'n Glide™ ügyfélszolgálatával.

## 12. Ügyfélszolgálat

A Silk'n™ termékekkel kapcsolatos további információkért nyissa meg a helyi Silk'n™ weboldalt: [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu) vagy [www.silkn.com](http://www.silkn.com).

Amennyiben a készülék megsérült, eltört vagy javításra szorul, vagy egyéb segítségre van szüksége, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi Silk'n™ ügyfélszolgálattal, vagy írjon a következő címre: [info@silkn.com](mailto:info@silkn.com).

Az USA-ban és a Kanadában élő vásárlók számára: 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, [contact@silkn.com](mailto:contact@silkn.com)  
Az egyéb országokban élő vásárlók számára: [info@silkn.com](mailto:info@silkn.com)

## 13. Specifikációk

Specifikációk, terület mérete	1,3 cm x 3 cm [3,9 cm <sup>2</sup> ]	
Sebesség	1. energiaszint - másodpercenként 1 villantás	
	2. energiaszint - 1,5 másodpercenként 1 villantás	
	3. energiaszint - 2,3 másodpercenként 1 villantás	
	4. energiaszint - 3 másodpercenként 1 villantás	
	5. energiaszint - 3,4 másodpercenként 1 villantás	
Technológia	Home Pulsed Light™	
Max. energiaszint	Max 5J/cm <sup>2</sup>	
Hullámhossz	475-1200 nm	
Töltési idő/áramforrás	Folyamatos használat	
Elektromos követelmények	100-240 VAC, 2 A	
Az lábszár kezeléséhez szükséges idő	10 perc	
Használat és biztonság	A börtönös-érzékelő zökkenőmentesen garantálja, hogy a készülék kizárólag az erre alkalmas börtípusok esetén kerüljön alkalmazásra.	
Csomag mérete	180 x 180 x 100 cm	
A rendszer súlya	200 gr	
Hőmérséklet	Használat	10°C - 35°C
	Tárolás	-40 - +70°C
Relatív páratartalom	Használat	30 - 75% relatív páratartalom
	Tárolás	10 - 90% relatív páratartalom
Légnyomás	Használat	700 - 1060 hPa
	Tárolás	500 - 1060 hPa
Adaptor Rated Model	KSA24A1200150HE In the UK KSA24A1200150HK   100-240V; 50-60Hz; 0,5A	

Home Skinovations Ltd. își rezervă dreptul de a face schimbări la produsele sau specificațiile sale în vederea îmbunătățirii performanțelor, fiabilității sau productivității acestora. Informațiile furnizate de Home Skinovations Ltd. sunt considerate a fi exacte și veridice la data publicării. Însă, Home Skinovations Ltd. nu-și asumă responsabilitatea pentru utilizarea acestor informații. Nu este acordată nicio autorizație, implicit sau altfel, cu privire la niciun brevet sau drepturi de brevet ale Home Skinovations Ltd.

Nicio parte a acestui document nu poate fi reprodusă sau transmisă în orice formă sau prin orice mijloace, electronic sau mecanic, pentru niciun scop, fără aprobarea expresă, în scris, a Home Skinovations Ltd.

Informațiile pot fi modificate fără nicio notificare prealabilă.

Home Skinovations Ltd. are depuse cereri de brevetare și în așteptare, mărci înregistrate, drepturi de autor, sau alte drepturi de proprietate intelectuală cu privire la aparatul care face subiectul prezentului document. Furnizarea acestui document nu vă conferă niciun fel de autorizație la aceste brevete, mărci înregistrate, drepturi de autor, sau alte drepturi de proprietate intelectuală, cu excepția celor prevăzute în mod expres în orice înțelegere scrisă încheiată de Home Skinovations Ltd.

Specificațiile pot fi modificate fără nicio notificare prealabilă.

Home Skinovations Ltd. Apolo Building, ShaarYokneam POB 533, Yokneam 20692, ISRAEL [www.silkn.com](http://www.silkn.com), [info@silkn.com](mailto:info@silkn.com)

## Cuprins

1. Înainte de a începe .....	62
1.1. Silk'n Glide™ descrierea aparatului .....	62
1.2. Conținutul pachetului .....	62
2. Destinația utilizării Silk'n Glide™ .....	63
3. Siguranță cu Silk'n Glide™ .....	63
4. Contraindicații .....	64
5. Nu utilizați Glide™ în cazul în care: .....	66
6. Evitați utilizarea Glide™ în cazul în care are loc una din următoarele situații .....	67
7. Efecte adverse posibile la utilizarea Silk'n Glide™ .....	68
8. Planificați epilarea cu Glide™ pentru a obține rezultate optime! .....	69
9. Primii pași în utilizarea Silk'n Glide™ .....	70
9.1. La ce să vă așteptați când faceți tratament cu Silk'n Glide™?™ .....	73
9.2. După tratamentul cu Silk'n Glide™ .....	73
10. Întreținerea Silk'n Glide™ .....	73
10.1. Curățarea Silk'n Glide™ .....	73
11. Depanare .....	74
11.1. "Aparatul meu Silk'n Glide™ nu pornește." .....	74
11.2. "Nu se emite un impuls luminos când apăș ÎNTRERUPĂTORUL EMITERE IMPULSURI" .....	74
12. Serviciul Clienti .....	75
13. Specificații .....	75

Înainte de prima utilizări a Silk'n Glide™, citiți cu atenție acest Manual de Utilizare în întregime. Acordați o atenție deosebită articolelor cu privire la procedeele de utilizare a aparatului, acționării aparatului, precum și procedeele de după utilizarea acestuia. Vă recomandăm să vă refamiliarizați cu informația necesară prin citirea acestui Manual de Utilizare înainte oricărei utilizări a Silk'n Glide™. Silk'n Glide™ este un aparat puternic. De aceea, trebuie să acordați o atenție specială siguranței la utilizare. Citiți cu atenție toate avertizările și precauțiile de siguranță și respectați-le cu strictețe la utilizarea Silk'n Glide™!


## 1. Înainte de a începe

**Silk'n Glide™ este un aparat pe bază de impulsuri luminoase pentru epilare permanentă destinat utilizării casnice.**

### 1.1 Descrierea aparatului Silk'n Glide™

APARATUL DE EPILAT Silk'n Glide™ include o SUPRAFAȚĂ DE TRATAMENT, un PANOU DE COMANDĂ și un DECLANȘATOR DE IMPULSURI.

- 1 Panou de comandă
- 2 Declanșator de impulsuri
- 3 Senzor de detectare a culorii pielii
- 4 Unitate de epilare
- 5 Buton central
- 6 Leduri indicatoare a nivelului de energie
- 7 Led Ready (pregătit pentru utilizare)/de avertizare a nuanței pielii



### 1.2 Conținutul pachetului

La deschiderea pachetului Silk'n Glide™, veți găsi următoarele piese:

- Aparat de epilat Silk'n Glide™
- Adaptor
- Acest Manual de Utilizare
- Cartea de garanție Silk'n

## 2. Destinația utilizării Silk'n Glide™

Silk'n Glide™ este destinat îndepărtării părului nedorit. Silk'n Glide™ este destinat, de asemenea, pentru un efect pe termen lung, sau pentru reducerea permanentă a părului. Reducerea permanentă a părului este definită ca o reducere durabilă, pe termen lung, a numărului recreșterii părului după o sesiune de tratamente de epilare.

Silk'n Glide™ poate fi utilizat la îndepărtarea părului corporal nedorit. Zonele ideale de pe corp pentru utilizarea Silk'n Glide™ includ fața, zona axilară, zona inghinală, brațele și picioarele, partea inferioară a umerilor și zona pieptului.

## 3. Siguranță cu Silk'n Glide™

**Siguranța se află pe primul loc atunci când este vorba de Silk'n Glide™.**

**Tehnologie HPL™ în Silk'n Glide™ - Siguranță crescută la un nivel mai scăzut de energie**

Tehnologia Home Pulsed Light™ are capacitatea de a realiza îndepărtarea părului pe termen lung la o fracțiune a nivelului de energie utilizată în alte echipamente de îndepărtare a părului bazate pe impulsuri luminoase. Nivelul scăzut de energie utilizat de Silk'n Glide™ reduce potențialul acestuia de a provoca daune sau complicații și contribuie la siguranța dvs generală.

**Silk'n Glide™ vă protejează pielea**

Îndepărtarea părului bazată pe impulsuri luminoase nu este adecvată pentru persoanele cu pielea de culoare naturală închisă sau cu pielea bronzată. Silk'n Glide™ conține un senzor built-in SKIN COLOR SENSOR de detectare a culorii pielii, destinat să măsoare nuanța suprafeței pielii și permite aplicarea numai pe o piele de o culoare adecvată. Această caracteristică unică de siguranță nu vă va permite să tratați zonele în care pielea este prea închisă la culoare sau prea bronzată.

În plus, SUPRAFAȚA DE TRATAMENT de 3 cm<sup>2</sup>, prin care sunt emise impulsurile de lumină, este încorporată în aparat. În acest fel, Glide™ vă protejează pielea, prin evitarea contactului direct cu SUPRAFAȚA DE TRATAMENT.


**Silk'n Glide™ vă protejează ochii**

Silk'n Glide™ este prevăzut cu o funcție integrată de siguranță pentru protejarea ochilor. Aparatul a fost conceput astfel încât impulsurile de lumină să nu poată fi emise atunci când SUPRAFAȚA DE TRATAMENT nu se află în contact cu pielea. Grație funcției de siguranță, tratamentul poate fi efectuat doar atunci când SUPRAFAȚA DE TRATAMENT se află în contact cu pielea.

## 4. Contraindicații

### Informații importante pentru siguranță – A se citi înainte utilizării!

Silk'n Glide™ nu este destinat pentru oricine. Citiți și luați în considerare informațiile cuprinse în secțiunile următoare înainte utilizării. Pentru informații suplimentare și consiliere personală, puteți vizita și site-urile [www.silkn.com](http://www.silkn.com), [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu) sau domeniul dvs. local Silk'n™. La anumite persoane, epilarea cu laser sau cu surse cu impulsuri luminoase poate avea ca rezultat o creștere mai accentuată a părului în zonele tratate. Conform datelor disponibile în acest moment, femeile mediteraneene, cele din Orientul Mijlociu, și cele din Asia de Sud, la care tratamentul a fost aplicat pe față și pe gât, reprezintă grupurile cu cel mai înalt nivel de risc.

Avertisment	Rezultate posibile	Tip de siguranță
<p>Nu utilizați Silk'n Glide™ pe o piele cu pigmentație închisă.</p> <p style="text-align: center;"><b>Nesigur!</b></p>  <p>Consultați diagrama nuanțelor pielii și părului de pe ambalaj</p>	<p>Tratarea pielii de culoare închisă cu Glide™ poate avea reacții adverse, cu efecte precum înroșirea pielii și senzații neplăcute pe piele</p>	<p>Un senzor unic de identificare a culorii (SKIN COLOR SENSOR) este încorporat în aparatul Glide™ pentru a măsura culoarea pielii tratate la începutul fiecărei sesiuni și uneori în timpul sesiunii de tratament. SKIN COLOR SENSOR este destinat să asigure faptul că impulsurile vor fi emise doar pe o piele de o nuanță adecvată.</p>
<p>Nu utilizați Silk'n Glide™ la nivelurile de energie 2-5 pe o piele bronzată sau imediat după expunerea la soare (inclusiv la aparatele de bronzare artificială).</p> <p>Nu expuneți la soare zonele tratate.</p>	<p>Tratamentul realizat cu Silk'n Glide™ la nivelurile de energie 2-5 înainte sau după orice expunere la soare poate avea efecte adverse, precum înroșirea pielii și o senzație de disconfort cutanat. Pielea bronzată, în mod special cea care a fost expusă la soare, conține o cantitate mare de melanină. Acest lucru este valabil pentru toate tipurile și nuanțele de piele, inclusiv cele care nu par să se bronzeze rapid.</p> <p>Prezența unei cantități mari de melanină expune pielea la un risc mai crescut atunci când este utilizată orice metodă de îndepărtare a părului pe bază de lumină.</p>	<p>Dacă aparatul nu va fi utilizat la cel mai scăzut nivel de energie, evitați expunerea la soare timp de 4 săptămâni înainte și 2 săptămâni după începerea tratamentului cu Silk'n Glide™! Expunerea la soare include expunerea directă neprotejată, în mod continuu, la razele soarelui, timp de mai mult de 15 minute, sau expunere neprotejată la lumina difuză a razelor soarelui timp de peste 1 oră în mod continuu. Pentru a proteja pielea recent tratată expusă la lumina soarelui, asigurați-o prin aplicarea integrală a unei creme de protecție solară SPF 30 sau mai mare, timp de 2 săptămâni după fiecare sesiune de epilare. Cel mai scăzut nivel de energie (1) al Silk'n Glide™ este conceput special pentru utilizarea în condiții de siguranță după expunerea la soare.</p> <p>Utilizarea Silk'n Glide™ poate fi continuată și după expunerea la soare, dar doar la cel mai scăzut nivel de energie.</p>

Avertisment	Rezultate posibile	Tip de siguranță
Nu utilizați niciodată Glide™ în zonele din jurul sau de lângă ochi.	Deși Glide™ poate fi utilizat pentru tratamentul părului facial, trebuie luate măsuri de precauție suplimentare pentru a evita contactul cu ochii.	Silk'n Glide™ este prevăzut cu o funcție integrată de siguranță pentru protejarea ochilor. Aparatul a fost conceput astfel încât impulsurile de lumină să nu poată fi emise atunci când SUPRAFAȚA DE TRATAMENT nu se află în contact cu pielea. Declanșatorul de impulsuri permite efectuarea tratamentului doar atunci când SUPRAFAȚA DE TRATAMENT se află în contact cu pielea.
Nu utilizați aparatul pe o piele tatuată sau pe pielea pe care s-a aplicat un machiaj permanent, pe zonele închise la culoare sau pe pete negre (precum pistrii, pete din naștere, alunițe sau negi) pe mamelon, în zona genitală sau pe buze.	Tratarea cu Glide™ a oricărei zone de culoare închisă sau cu pigmențatie ridicată poate provoca reacții adverse precum arsuri, pustule și modificări în culoarea pielii (hiper- sau hipopigmențatie).	Acoperiți zona cu un material care să nu absoarbă lumina precum pânză albă sau bandă medicală albă.
Nu utilizați aparatul în zone cu eczemă activă, psoriazis, leziuni, răni deschise sau infecții (stomatite herpetice), în afecțiuni dermatologice anormale provocate de boli de sistem sau metabolice (de exemplu, diabet)	Tratamentele pe bază de lumină pot provoca reacții adverse în zonele deja sensibile.	Așteptați ca zona afectată să se vindece înaintea utilizării Glide™.
O zonă de tratament unde există o istorie de erupții de herpes.	Tratamentele pe bază de impulsuri luminoase pot provoca reacții adverse în zonele deja sensibile.	Consultați medicul pentru a primi tratament preventiv înaintea utilizării Glide™.
Nu faceți tratament cu Glide™ dacă sunteți însărcinată sau dacă alăptați.	Modificările hormonale apărute în timpul sarcinii pot mări sensibilitatea pielii, accentuând riscul de efecte adverse.	
Nu faceți tratament în zonele în care intenționați să lăsați părul să crească.	Rezultatele sunt permanente.	
Toate piesele componente ale Glide™ se vor păstra departe de contactul cu apa! Nu plasați sau depozitați Glide™ în locuri de unde ar putea cădea, de unde ar putea fi împins sau pus într-o cadă, chiuvetă sau orice alt recipient care să conțină apă.	Contactul cu apa poate duce la electrocutare.	Nu utilizați Glide™ în timpul băii sau dacă este umed. Scoateți-l imediat din priză dacă a căzut în apă.

Avertisment	Rezultate posibile	Tip de siguranță
Nu încercați să demontați sau să reparați aparatul Glide™.	Demontarea aparatului Glide™ vă poate expune la contactul cu componente electrice periculoase și la impulsuri de energie luminoasă, ceea ce poate provoca răni și/sau leziuni iremediabile ale ochilor. De asemenea, poate provoca pagube aparatului ducând la anularea garanției.	Contactați Serviciul Clienți al Silk'n™ în cazul în care aveți un aparat deteriorat sau distrus care trebuie reparat.

## 5. Nu utilizați Glide™ în cazul în care:

Aparatul trebuie utilizat doar cu accesoriile, conectorii sau componentele livrate împreună cu acesta.	piesele anexe sau accesoriile nu sunt recomandate de Home Skinovations Ltd.	Oprți imediat utilizarea și contactați Serviciul Clienți al Silk'n™.
are un cablu sau o priză deteriorate.	Cablu de alimentare se va ține departe de suprafețe încălzite.	Oprți imediat utilizarea și contactați Serviciul Clienți al Silk'n™.
vedeți sau simțiți miros de fum în timpul utilizării.		Oprți imediat utilizarea și contactați Serviciul Clienți al Silk'n™.
nu funcționează corect sau dacă pare deteriorat.		Oprți imediat utilizarea și contactați Serviciul Clienți al Silk'n™.
SENZORUL DE CULOARE A PIELII este crăpat sau spart.		Oprți imediat utilizarea și contactați Serviciul Clienți al Silk'n™.
carcasa este crăpată sau desfăcută.		Oprți imediat utilizarea și contactați Serviciul Clienți al Silk'n™.

## 6. Evitați utilizarea Glide™ în următoarele cazuri:

Dacă aveți o istorie medicală de formațiuni de cicatrici cheloide.	Consultați medicul înaintea utilizării Glide™.
dacă suferiți de epilepsie.	
dacă suferiți de o boală asociată cu fotosensitivitatea precum porphyria (vampirism), erupție polimorfă la lumină, urticarie solară, lupus, etc.	
dacă aveți o istorie medicală de cancer de piele sau zone cu tumori potențiale maligne ale pielii.	
dacă ați făcut radioterapie sau tratamente chimioterapice în ultimele 3 luni.	
dacă suferiți de orice altă afecțiune datorită căreia, după părerea medicului dvs. tratamentul ar fi nesigur.	
în cazul în care pielea a fost tratată cu un medicament prescris de medic în ultimele 6 luni, consultați medicul.	

## 7. Efecte adverse posibile ale utilizării Silk'n Glide™

Dacă acest aparat este utilizat conform instrucțiunilor, efectele adverse și complicațiile asociate cu utilizarea Silk'n Glide™ sunt rare. Însă, fiecare tratament cosmetic, inclusiv cele proiectate pentru uz casnic, presupune un anumit grad de risc. De aceea este important să înțelegi și să accepți riscurile și complicațiile ce pot fi generate prin sistemele de epilare cu impuls luminos destinate utilizării casnice.

Reacție adversă	Grad de risc
<b>Disconfort ușor la nivelul pielii</b> – Deși epilarea prin impulsuri luminoase făcută acasă este, în general, foarte bine tolerată, majoritatea utilizatorilor simt o stare minimă de disconfort în timpul utilizării, de obicei descris drept o senzație de înțepătură moderată pe zonele de piele tratate. Senzația de înțepătură se simte de obicei în timpul tratamentului sau timp de câteva minute după aceea. Orice altă senzație neplăcută, cu excepția celei de disconfort minor descrisă anterior, este anormală. Aceasta presupune oprirea utilizării Glide™ din cauza intoleranței tratamentului de epilare sau din cauză că nivelul de energie setat este prea ridicat.	Minor
<b>Înroșire a pielii</b> – Pielea dvs. se poate înroși imediat după utilizarea Glide™ sau în 24 de ore după utilizarea Glide™. Roșeața dispare, în general, în 24 de ore. Consultați medicul în cazul în care roșeața nu dispare în 2 - 3 zile.	Minor
<b>Sensibilitate crescută a pielii</b> – Pielea zonei tratate este mai sensibilă, astfel încât puteți simți uscăciune sau descumare a pielii.	Minor
<b>Modificări pigmentare</b> – Glide™ are efect asupra tijeii firului de păr, în particular asupra celulelor pigmentate din folicul și din însuși foliculul de păr. Cu toate acestea, există riscul unei hiperpigmentări temporare (creșterea pigmentării sau "decolorare brună" - brown discoloration) sau hipopigmentării (albire) a pielii din jurul zonei tratate. Riscul modificării pigmentării pielii este mai ridicat la persoanele cu pielea de culoare mai închisă. De obicei, decolorarea sau modificările pigmentației pielii sunt temporare, iar hiperpigmentația sau hipopigmentația permanentă au loc foarte rar.	Rar
<b>Înroșire excesivă și inflamație</b> – În cazuri rare, pielea tratată se poate înroși foarte tare și se poate inflama. Aceasta se întâmplă, în general, în zonele sensibile ale corpului. Roșeața și inflamația ar trebui să dispară în 2 până la 7 zile și ar trebui tratate prin aplicarea frecventă de gheață pe zona respectivă. Curățarea ușoară este permisă, iar expunerea la soare trebuie evitată.	Rar

## 8. Îndepărtarea pe termen lung a părului conform conceptului creat de Silk'n Glide™

Un ciclu tipic de creștere completă a părului poate dura 18-24 luni. În această perioadă pot fi necesare sesiuni multiple cu Silk'n Glide™ pentru a se obține o îndepărtare pe termen lung a părului. Eficiența epilării poate fi diferită de la persoană la persoană, depinzând de zona corpului unde se face tratamentul, de culoarea părului și de modul în care este folosit Silk'n Glide™.

Plan tipic pentru epilare cu Silk'n Glide™ pe parcursul unui ciclu complet de creștere a părului:

Tratamente 1-4 - planificare la o distanță de două săptămâni

Tratamente 5-7 - planificare la o distanță de patru săptămâni

Tratamentele 8 + - se continuă tratamentele până la obținerea rezultatelor dorite

### Rezultate ce se pot aștepta după tratamentul pentru îndepărtarea părului

Tip de piele conform clasificării lui Fitzpatrick	Culoarea părului	Fluența luminii [J/cm <sup>2</sup> ]	Zona corpului <sup>2</sup>	Numărul mediu de tratamente <sup>1</sup>	Eficiență (% de epilare/recreștere) <sup>1</sup>
I-IV	Brun deschis spre brun	3-4.5	Gambă sau coapsă	Ședință 10-12, la aprox. 4 săptămâni distanță	60% reducere a părului
			Brațe		50% reducere a părului
			Zona inghinală (linia bikini)		60% reducere a părului
			Axilă		55% reducere a părului
I-IV	Brun spre negru	3-4.5	Gambă sau coapsă	Ședință 8-10, la aprox. 4 săptămâni distanță	70% reducere a părului
			Brațe		60% reducere a părului
			Zona inghinală (linia bikini)		70% reducere a părului
			Axilă		65% reducere a părului

1 Efectul individual depinde de tipul de păr, dar și de factori biologici care pot influența modul de creștere a părului. Unii pacienți pot răspunde mai rapid sau mai lent la numărul mediu de tratamente

2 Nu trebuie așteptate rezultate pe termen lung ale epilării după o ședință simplă sau chiar dublă de tratament. Durata de repaus necesară foliculilor de păr depinde de zona corpului unde s-a făcut tratamentul.

## 9. Începeți!

1. Scoateți aparatul de epilat Silk'n Glide™ și celelalte componente din cutie.
  2. Introduceți cablul ADAPTORULUI în locașul aparatului de epilat Silk'n Glide™.
  3. Introduceți ADAPTORUL în priză. Toate led-urile de pe PANOU DE COMANDĂ se vor aprinde și se vor stinge în mod repetat, într-o mișcare circulară.
- Aparatul dvs. Glide™ este gata de pornire.

### Faceți tratament cu Glide™ corect și în condiții de siguranță!

#### Alegeți suprafețele de tratament care nu au fost expuse recent la soare.

4. Pielea și zonele de tratament trebuie să fie rase, curate, uscate, fără urme de praf, deodorant sau alte substanțe contra transpirației. Nu utilizați ceară, nu smulgeți și nu pensați firele de păr. Raderea părului reprezintă un pas important pentru a obține rezultatele dorite! Cele mai bune rezultate vor fi obținute dacă vă radeți cu 3 zile înainte de tratament sau părul este de 1-2 mm - 3/32 inchii
5. Apăsăți BUTONUL CENTRAL. Aparatul va porni, LED-ul INDICATOR Nivel 1 de energie se va aprinde și se va auzi un sunet de ventilator.
6. La aproximativ 1 secundă de la apăsarea BUTONULUI CENTRAL, se va aprinde LED-ul READY/DE AVERTIZARE A NUANȚEI PIELII. Aparatul poate fi acum utilizat pentru declanșarea primului impuls, la cel mai scăzut nivel de energie.
7. Dacă sunteți la primul tratament, selectați nivelul de energie. Glide™ are 5 niveluri de energie, de la 1 (cel mai scăzut) la 5 (cel mai înalt). Pentru a selecta nivelul de energie adecvat pentru primul dvs. tratament, testați separat fiecare zonă pe care doriți să o epilați:

- **Plasați SUPRAFAȚA DE TRATAMENT pe piele și apăsați declanșatorul pentru a emite un impuls. Dacă nu ați simțit niciun fel de disconfort anormal, apăsați din nou BUTONUL CENTRAL. În acest fel se crește nivelul de energie. Declanșați un impuls în alt loc, la nivelul de energie 2.**
- **La aproximativ 1 secundă de la apăsarea BUTONULUI CENTRAL, se va aprinde LED-ul READY/DE AVERTIZARE A NUANȚEI PIELII (galben). Aparatul poate fi acum utilizat pentru declanșarea primului impuls, la cel mai scăzut nivel de energie.**
- **Repețați acest test pentru fiecare zonă a corpului unde intenționați să îndepărtați părul nedorit.**

8. Setezi nivelul de energie. Pentru a seta un nivel superior sau inferior de energie, apăsați în mod repetat BUTONUL CENTRAL pentru a crește nivelul de energie de la 1 la 5, și de la 5 direct înapoi la 1, până când se atinge nivelul de energie dorit. LED-urile INDICATOARE ALE NIVELULUI DE ENERGIE vor indica nivelul de energie setat. (Pentru detalii, consultați capitolul „Nivelul energiei” din acest manual).

#### Nivel de energie

Nivelul de energie determină intensitatea impulsurilor de lumină pe care Silk'n Glide™ le emite. Cu cât

nivelul de energie este mai crescut, cu atât tratamentul este mai eficient, dar crește și riscul apariției efectelor secundare și a complicațiilor.

Glide™ dispune de 5 niveluri de energie, de la 1 (cel mai scăzut) la 5 (cel mai ridicat), reprezentate de 5 led-uri indicatoare ale nivelului de energie

Nivelul de energie setat pentru tratamente determină numărul de impulsuri emise de aparat. Când Silk'n Glide™ se află în modul de funcționare ON, nivelul său de energie va fi resetat în mod automat la nivelul inferior. Numai un singur LED INDICATOR DE ENERGIE va fi în modul ON.

Pentru a seta nivelul de energie, apăsați în mod repetat BUTONUL CENTRAL pentru a crește nivelul de energie de la 1 la 5, și de la 5 direct înapoi la 1.

9. Aplicați SUPRAFAȚA DE TRATAMENT pe piele, având grijă ca pielea să fie întinsă în mod uniform. Atunci când SUPRAFAȚA DE TRATAMENT se află complet în contact cu pielea, LED-ul READY/DE AVERTIZARE A NUANȚEI PIELII începe să clipească rar.
10. Apăsați DECLANȘATORUL DE IMPULSURI. Aparatul va începe prin a determina nuanța pielii. Dacă nuanța este suficient de deschisă pentru o aplicare sigură, aparatul va declanșa un impuls de lumină pe piele, iar LED-ul READY/DE AVERTIZARE A NUANȚEI PIELII se va stinge.  
Veți vedea un flash de lumină strălucitoare și, în același moment veți auzi, un sunet slab asemănător cu un pocnet, zgomot normal în funcționarea aparatului. Veți simți o ușoară senzație de căldură însoțită de fumulături. Glide™ se va reîncărca imediat pentru impulsul următor.  
După câteva secunde (în funcție de nivelul de energie setat), LED-ul READY/DE AVERTIZARE A NUANȚEI PIELII, se va aprinde din nou și va începe să clipească rar atunci când aparatul intră din nou în contact cu pielea.
11. Îndepărtați UNITATEA DE EPILARE de pe zona de piele tratată.
12. Alegeți o metodă de aplicare pentru tratament. Tratamentul poate fi aplicat în două moduri: „Pulsing” (pulsare) și „Gliding” (alunecare) (pentru mai multe detalii, consultați schema metodelor de aplicare de mai jos).
  - Pentru metoda PULSING, urmați pașii 9-11 de mai sus în mod repetat, pe alte locuri, până când se acoperă întreaga suprafață.
  - Pentru metoda GLIDING, țineți apăsat DECLANȘATORUL DE IMPULSURI și treceți aparatul ușor peste suprafața tratată.



**În cazul în care apar pustule sau arsuri pe piele, OPRIȚI IMEDIAT UTILIZAREA!**

## Metode de aplicare

### PULSING

PULSING este cea mai eficientă tehnică de tratament la niveluri ridicate de energie, întrucât permite un control mai bun al zonelor tratate.

Atunci când se utilizează metoda pulsată, impulsurile emise de Glide™ trebuie administrate în linie, începând de la un capăt al fiecărei linii și avansând succesiv către celălalt capăt. În acest fel se evită aplicarea tratamentului în aceeași zonă de mai multe ori sau suprapunerea zonelor tratate.

Prin aplicarea metodei pulsate, pe suprafața tratată rămân semne temporare de presiune, datorate



**Încercați să evitați suprapunerea impulsurilor!**

**SUPRAFETEI DE TRATAMENT.** Ori de câte ori re poziționați SUPRAFAȚA DE TRATAMENT, utilizați aceste semne de presiune pentru a vă ghida și a plasa corect impulsul următor, evitând să lăsați spații între impulsuri sau să suprapuneți impulsurile.



**Nu tratați aceeași zonă a pielii mai mult de o dată pe sesiunea de epilare. Tratarea aceleiași zone de piele mai mult de o dată în aceeași sesiune crește riscul apariției efectelor adverse.**

### **GLIDING**

GLIDING este cea mai eficientă tehnică de tratament la niveluri scăzute de energie, întrucât asigură un tratament rapid și sigur.

Pentru metoda Gliding, țineți apăsat DECLANȘATORUL DE IMPULSURI și treceți aparatul ușor de-a lungul zonei tratate. Atunci când funcționează la un nivel scăzut de energie, aparatul are nevoie de doar 1-1,5 secunde pentru a se reîncărca între impulsuri și asigură o secvență continuă de flash-uri.



**În cazul în care apar pustule sau arsuri pe piele, OPRIȚI IMEDIAT UTILIZAREA!**

### **Senzor de detectare a culorii pielii**

Îndepărtarea părului pe bază de impulsuri luminoase pe o piele închisă la culoare poate produce efecte adverse precum arsuri, pustule și modificări ale culorii pielii (hiper- sau hipo-pigmentație).

Un senzor unic de identificare a culorii (SKIN COLOR SENSOR) este încorporat în aparatul Glide™ pentru a măsura culoarea pielii tratate la începutul fiecărei sesiuni și uneori în timpul sesiunii de tratament. SKIN COLOR SENSOR este destinat să asigure faptul că impulsurile vor fi emise doar pe o piele de o nuanță adecvată.

Dacă nu vedeți niciun impuls luminos iar LED-ul READY/DE AVERTIZARE A NUANȚEI PIELII clipește rapid, aceasta înseamnă că nuanța pielii dvs., măsurată de SENZORUL DE DETECTARE A NUANȚEI PIELII, este prea închisă pentru o utilizare în siguranță. Încercați să folosiți aparatul în altă zonă a corpului sau contactați serviciul de asistență al Silk'n™.

## 9.1 La ce să vă așteptați când faceți tratament cu Silk'n Glide™?

Pentru multe persoane, utilizarea Silk'n Glide™ poate fi prima lor experiență cu un aparat bazat pe tratament cu ajutorul impulsurilor luminoase, destinat utilizării casnice. Silk'n Glide™ este ușor de folosit, iar sesiunile de epilare sunt lejere. În timpul unei sesiuni de tratament cu Silk'n Glide™ este normal să simțiți și să auzim următoarele:

- **Un zgomot de ventilator** - Ventilatorul de răcire al Silk'n Glide™ produce un zgomot similar unui uscător de păr. Acest lucru este normal.
- **O mică pocnitură la fiecare impuls** - Atunci când un impuls de lumină HPL™ se activează, este normală producerea unei pocnituri slabe simultan cu emiteria razei luminoase.
- **O senzație de căldură și furnicăături** - Este normal să simțiți o senzație moderată de căldură și furnicăături de la energia luminoasă în timpul emiterii fiecărui impuls de lumină.
- **Pete roșiatice sau roz** - În timpul și imediat după sesiunea de tratament cu Silk'n Glide™ uneori pot apărea pe piele pete roșiatice sau roz. De obicei, acestea se observă mai ales în jurul firelor de păr.
- Înșă, dacă observați pete de un roșu puternic, pustule sau arsuri, opriți imediat utilizarea Silk'n Glide™.

## 9.2 După tratamentul cu Silk'n Glide™

1. După finalizarea procedurii, închideți aparatul Glide™, apăsând lung BUTONUL CENTRAL. Țineți minte ultimul nivel de energie utilizat, întrucât acesta nu va fi stocat și nu va fi activat atunci când veți porni din nou aparatul.
2. Deconectați cablul ADAPTORULUI de la priză.
3. După fiecare ședință de epilare se recomandă curățarea aparatului Silk'n Glide™, în special a UNITĂȚII DE EPILARE (a se vedea: "Curățarea Silk'n Glide™")
4. După curățare, se recomandă păstrarea aparatului Silk'n Glide™ în cutia originală și evitarea contactului acestuia cu apa.



### Îngrijirea pielii după sesiunile de epilare

**Nu expuneți la soare zonele tratate la nivelurile 2-5 de energie. Utilizați o cremă de protecție solară pentru a proteja pielea tratată pe toată perioada ședințelor de epilare și pentru cel puțin 2 săptămâni după ultima ședință de tratament cu Silk'n Glide™.**

## 10. Întreținerea Silk'n Glide™

### 10.1. Curățarea Silk'n Glide™

Se recomandă curățarea aparatului Silk'n Glide™ după fiecare ședință de epilare, în special a UNITĂȚII DE EPILARE.

1. Deconectați aparatul Silk'n Glide™ de la sursa electrică înainte de a-l curăța
  2. Folosiți un material textil curat și uscat și un detergent de curățare cu formulă specială pentru echipamentele electronice pentru a curăța cu grijă suprafața Silk'n Glide™ și în special UNITATEA DE EPILARE.
- Nu scufundați niciodată Silk'n Glide™ sau alte componente ale acestuia în apă!

## 11. Depanare

### 11.1 Aparatul Silk'n Glide™ nu pornește

- Verificați dacă ADAPTORUL este conectat corect la aparatul Silk'n Glide™.
- Verificați dacă ADAPTORUL este cuplat la priza din perete.

### 11.2. „Nu se emite niciun impuls luminos atunci când apăș DECLANȘATORUL DE IMPULSURI”

Asigurați-vă că LED-ul READY/DE AVERTIZARE A NUANȚEI PIELII clipește rar, întrucât acesta indică faptul că SUPRAFAȚA DE TRATAMENT se află în contact corect cu pielea, fiind apăsată ferm și uniform pe aceasta. Pentru siguranța dvs., DECLANȘATORUL DE IMPULSURI nu va emite un impuls decât dacă SUPRAFAȚA DE TRATAMENT este apăsată ferm pe piele.

- Verificați LED-ul INDICATOR DE AVERTIZARE A NUANȚEI PIELII. Dacă led-ul clipește rapid, aceasta înseamnă că nuanța pielii dvs., măsurată de SENZORUL DE DETECTARE A NUANȚEI PIELII, este prea închisă pentru o utilizare în siguranță. Încercați să folosiți aparatul în altă zonă a corpului sau contactați serviciul de asistență al Silk'n™.
- Dacă led-ul rămâne aprins, indiferent de câte alte led-uri mai sunt aprinse, aceasta înseamnă că există o eroare de sistem. Dacă problema persistă, contactați Serviciul local de asistență pentru clienți al Glide™.
- Dacă problemele persistă, contactați Serviciul local de asistență pentru clienți al Silk'n™.
- Verificați dacă led-ul indicator pentru erori de sistem este aprins și dacă celelalte led-uri clipeșc. Dacă se întâmplă acest lucru, scoateți aparatul din priză. Aparatul a ajuns la sfârșitul perioadei sale de viață. Aparatul trebuie eliminat conform normelor. Aparatele vechi trebuie predate la cel mai apropiat punct de colectare a echipamentelor electronice, astfel încât acestea să poată fi eliminate în condiții sigure și eficiente.



Nu încercați să demontați sau să reparați aparatul Silk'n Glide™. Reparațiile vor fi efectuate doar de centre autorizate de Silk'n Glide™.

Demontarea aparatului Glide™ vă poate expune la contactul cu componente electrice periculoase și la impulsuri de energie luminoasă, ceea ce poate provoca răniri și/sau leziuni iremediabile ale corpului și ochilor. Încercarea de a demonta aparatul Silk'n Glide™ poate provoca pagube aparatului, ducând la anularea garanției. În cazul unui produs spart sau deteriorat care necesită reparații, vă rugăm să contactați Serviciul Clienti al Silk'n Glide™.

## 12. Serviciul Clienți

Pentru mai multe informații despre produsele Silk'n™ vă rugăm să vizitați website-ul local, [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu) sau [www.silkn.com](http://www.silkn.com)

În cazul în care aparatul este spart, deteriorat necesitând reparații, sau pentru a obține asistență tehnică, va rugăm să contactați Serviciul local Clienți al Silk'n™ sau trimiteți un email la: [info@silkn.com](mailto:info@silkn.com)  
Pentru utilizatorii din SUA și Canada: 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, [contact@silkn.com](mailto:contact@silkn.com)  
Pentru utilizatorii din alte țări: [info@silkn.com](mailto:info@silkn.com)

## 13. Specificații

Specificații, mărimea punctului	1.3cm x 3cm [3.9cm <sup>2</sup> ]	
Viteză	nivel de energie 1 - 1 impuls la 1 secundă	
	nivel de energie 2 - 1 un impuls la fiecare 1,5 secunde	
	nivel de energie 3 - 1 impuls după 2,3 secunde	
	nivel de energie 4 - 1 impuls după 3 secunde	
	nivel de energie 5 - 1 impuls după 3,4 secunde	
Tehnologie	Home Pulsed Light™	
Nivel maxim de energie	Max 5J/cm <sup>2</sup>	
Lungimea de undă	475-1200nm	
Tip de încărcare/Sursă de alimentare	Operare continuă	
Cerințe electrice	100-240VAC, 2A	
Timpu necesar pentru tratamentul gambei	10 minute	
Operare și siguranță	Senzorul pentru detectarea nuanței pielii funcționează corect doar pe tipuri de piele adecvate	
Mărimea pachetului	180x180x100 cm	
Greutate sistem	200 gr	
Temperatură	Operare	10 °C la 35 °C
	Depozitare	-40 - +70°C
Umiditate relativa	Operare	30 - 75%rH
	Depozitare	10 - 90%rH
Presiune atmosferica	Operare	700 - 1060hPa
	Depozitare	500 - 1060hPa
Adaptor Rated Model	KSA24A1200150HE In the UK KSA24A1200150HK   100-240V; 50-60Hz; 0.5A	

Home Skinovations Ltd. si vyhrajuje právo provést změny u produktů nebo jejich specifikací za účelem zlepšení výkonu, spolehlivosti nebo výrobitelnosti. Informace dodané Home Skinovations Ltd. jsou v době publikace považovány za přesné a spolehlivé. Nicméně, Home Skinovations Ltd. nenese žádnou zodpovědnost za jeho použití. Na základě patentu nebo patentových práv Home Skinovations Ltd není udělena žádná licence.

Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována ani přenášena v jakékoli formě nebo jakýmkoliv prostředky, elektronicky nebo mechanicky, z jakéhokoli účelu, bez výslovného písemného schválení Home Skinovations Ltd.

Údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Home Skinovations Ltd. vlastní patenty a nevyřízené patentové přihlášky, obchodní značky, copyrighty nebo ostatní práva duševního vlastnictví, která se týkají předmětu tohoto dokumentu. Vlastnictví tohoto dokumentu vám neposkytuje žádnou licenci k těmto patentům, obchodním značkám, copyrightům nebo jiným právům duševního vlastnictví, není-li na základě písemné dohody s Home Skinovations Ltd. stanoveno jinak.

Údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Home Skinovations Ltd. Apolo Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 20692, IZRAEL [www.silkn.com](http://www.silkn.com), [info@silkn.com](mailto:info@silkn.com)

## Obsah

1. Než začnete .....	77
1.1. Popis přístroje Silk'n Glide™ .....	77
1.2. Obsah balení .....	77
2. Zamýšlené použití Silk'n Glide™ .....	78
3. Bezpečnost Silk'n Glide™ .....	78
4. Kontraindikace .....	79
5. Glide™ nepoužívejte pokud: .....	81
6. Vyhněte se použití Glide™ v případě, že dojde k následujícímu .....	82
7. Možné vedlejší účinky při použití Silk'n Glide™ .....	83
8. S pomocí Silk'n Glide™ dosáhnete těch nejlepších výsledků při odstraňování chloupků .....	84
9. První kroky se Silk'n Glide™ .....	85
9.1. Co mohu při ošetření Silk'n Glide™ očekávat? .....	88
9.2. Po ošetření se Silk'n Glide™ .....	88
10. Údržba Silk'n Glide™ .....	88
10.1. Čištění Silk'n Glide™ .....	88
11. Řešení problémů .....	89
11.1. "Můj Silk'n Glide™ se nespustil" .....	89
11.2. "Při stisknutí TLAČÍTKA IMPULZU nedejde k vyslání světla" .....	89
12. Zákaznický servis .....	90
13. Technické údaje .....	90

Před prvním použitím Silk'n Glide™ si přečtete celý Návod k použití.

Věnujte pozornost částem věnovaným použití zařízení, obsluze zařízení a postupům po použití. Doporučujeme, abyste se s tímto Návodem k použití seznámili před každým použitím Silk'n Glide™. Silk'n Glide™ je výkonné elektronické zařízení. Jako takové musí být používáno se speciálním přihlédnutím k bezpečnosti.

Před použitím si přečtete všechna varování a bezpečnostní opatření a při použití Silk'n Glide™ je dodržte.


## 1. Než začnete

**Silk'n Glide™ je zařízení pro trvalé odstranění chloupků pomocí využití laseru.**

### 1.1 Popis zařízení Silk'n Glide™

ZAŘÍZENÍ NA ODSTRANĚNÍ CHLOUPKŮ Silk'n Glide™ má OŠETŘOVACÍ PLOCHU, OVLÁDACÍ PANEL a SPOUŠTĚČ IMPULZŮ.

- ① Ovládací panel
- ② Spouštěč impulzů
- ③ Čidlo tónu pokožky
- ④ Ošetření povrchu
- ⑤ Střední tlačítko
- ⑥ Kontrolky nastavení úrovně energie
- ⑦ Kontrolka upozornění na odstín pleti/připraveno



### 1.2 Obsah balení

Po otevření balíčku Silk'n Glide™ naleznete následující části:

- Zařízení na odstranění chloupků Silk'n Glide™
- Adaptér
- Návod k použití
- Záruční list Silk'n

## 2. Zamýšlené použití Silk'n Glide™

Silk'n Glide™ je určen pro odstranění nechtěných chloupků. Silk'n Glide™ se rovněž používá pro ovlivnění dlouhodobé nebo trvalé ztráty chloupků. Trvalá ztráta chloupků je definovaná jako dlouhodobá stabilní ztráta chloupků, které po režimu ošetření opětovně rostou.

Silk'n Glide™ lze použít k odstranění nechtěných chloupků. Ideální tělesné plochy pro použití Silk'n Glide™ zahrnují obličej, podpaží, oblast třísel, paží a rukou, zadních částí ramen a hrudník.

## 3. Bezpečnost se Silk'n Glide™

**Bezpečnost je u Silk'n Glide™ na prvním místě**

**Technologie HPL™ se zabezpečením Silk'n Glide™ - vynikající bezpečnost s nižší spotřebou energie**

Technologie Home Pulsed Light™ dokáže dosáhnout dlouhodobého odstranění chloupků, díky čemuž dokáže dosáhnout dlouhodobých výsledků při využití zlomku energie v porovnání s ostatními zařízeními na odstraňování chloupků, která využívají laser. Nízké množství energie použité v Silk'n Glide™ snižuje potenciál působit zranění a komplikace a přispívá k celkové bezpečnosti.

**Silk'n Glide™ chrání vaši pokožku**

Technika odstraňování chloupků na bázi světla není vhodná pro přirozeně tmavší odstíny pleti nebo pro opálenou pokožku. Silk'n Glide™ přichází s vestavěným ČIDLEM KONTROLY POKOŽKY, které je navrženo tak, aby změřilo používaný povrch a umožnilo aplikaci pouze na vhodně odstíny pleti. Unikátní bezpečnostní funkce vám nedovolí provést ošetření v případě, že je pokožka příliš tmavá nebo opálená.

OŠETŘOVACÍ PLOCHA o rozměru 3cm<sup>2</sup>, která zprostředkovává impulzy světla, je vložena dovnitř zařízení. Zařízení Glide™ tak chrání vaši pokožku, jelikož není v přímém kontaktu s OŠETŘOVACÍ PLOCHOU a pletí.

**Silk'n Glide™ chrání vaše oči**


Silk'n Glide™ má vestavěnou bezpečnostní pojistku na ochranu očí. Byl navržen tak, aby světelné impulzy nevznikaly, když není OŠETŘOVACÍ PLOCHA ničím kryta (je v přímém styku se vzduchem). Bezpečnostní pojistka zajišťuje, aby ošetření probíhalo pouze ve chvíli, kdy je OŠETŘOVACÍ PLOCHA ve styku s pokožkou.

## 4. Kontraindikace

### Důležité bezpečnostní informace - Před použitím přečtěte!

Silk'n Glide™ není určen pro všechny. Před použitím si přečtěte informace uvedené v následující části. Pro další informace a personalizované rady navštivte [www.silk'n.com](http://www.silk'n.com), [www.silk'n.eu](http://www.silk'n.eu) nebo stránky místního prodejce Silk'n™.

Odstraňování chloupků laserem nebo intenzivním pulsním světlem může u některých osob způsobit zvýšený růst chloupků. Na základě dosud dostupných informací je toto riziko nejvyšší u žen pocházejících ze Středomoří, Středního východu a jižní Asie, které byly ošetřeny na obličej i a krku.

Varování	Možné důsledky	Bezpečnostní tip
<p>Silk'n Glide™ nepoužívejte na přirozeně tmavou pokožku.</p> <p>Není bezpečný!</p> 	<p>Ošetření tmavé pokožky s pomocí Glide™ může mít za následek nežádoucí účinky, např. zrudnutí a podráždění kůže.</p>	<p>Unikátní SENZOR BARVY POKOŽKY je zabudován do přístroje Glide™, aby změnil typ ošetřované pleti ještě na začátku ošetření a příležitostně i během něj. SENZOR BARVY POKOŽKY zajistí, že pulsy budou vysílány pouze na pokožku vhodného odstínu.</p>
<p>Stupeň výkonu 2 až 5 na Silk'n Glide™ nepoužívejte na opálenou pokožku nebo při nedávném vystavení slunci (včetně opalovacích strojů). Ošetřené oblasti nevystavujte slunci.</p>	<p>Ošetření zařízením Silk'n Glide™ na stupni výkonu 2 až 5 před vystavením slunci nebo po něm může mít negativní účinky jako zčervenání a svědění. Opálená pokožka, zejména těsně po vystavení slunci, obsahuje velké množství pigmentu melanin. To platí pro všechny typy pleti, včetně těch, které se na první pohled neopalují rychle. Přítomnost velkého množství melaninu pokožku vystavuje vyššímu riziku při použití jiného způsobu odstranění chloupků pomocí laseru.</p>	<p>Pokud používáte jiný než nejnižší stupeň výkonu, vyhybejte se vystavení přímému slunečnímu záření po dobu 4 týdnů před ošetřením a 2 týdnů po ošetření zařízením Silk'n Glide™.</p> <p>Mezi vystavení se slunci patří nechráněné vystavení se přímému slunečnímu světlu po dobu delší 15 minut nebo nechráněného vystavení rozptýlenému slunečnímu světlu po dobu delší 1 hodiny. Abyste ochránili již ošetřenou pokožku vystavenou slunci se ujistěte, že použijete SPF 30 nebo vyšší, po dobu dvou týdnů po každém odstraňování chloupků.</p> <p>Nejnižší stupeň výkonu Silk'n Glide (1) je určen pro obzvláště bezpečné použití i po vystavení slunci.</p> <p>Silk'n Glide™ můžete používat i po vystavení slunečním paprskům, avšak na nejnižším stupni výkonu.</p>

Varování	Možné důsledky	Bezpečnostní tip
<p>Glide™ nikdy nepoužívejte v okolí či blízkosti očí.</p>	<p>I když lze Glide™ použít pro ošetření chloupků na obličejí, je mu věnovat obzvláštní pozornost, a vyhnout se tak očím.</p>	<p>SilkN Glide™ má vestavěnou bezpečnostní pojistku na ochranu očí. Byl navržen tak, aby světelné impulzy nevznikaly, když není OŠETŘOVACÍ PLOCHA ničím kryta (je v přímém styku se vzduchem). Spouštěč impulzů zajišťuje, aby ošetření probíhalo pouze ve chvíli, kdy je OŠETŘOVACÍ PLOCHA ve styku s pokožkou.</p>
<p>Neošetřujte tetování ani permanentní make-up, pihy nebo tmavá místa (např. velké skvrny, mateřská znaménka, jizvy), bradavky, genitálie nebo rty.</p>	<p>Ošetření kterékoli oblasti, která je tmavá nebo má více pigmentu pomocí Glide™ může mít za následek nežádoucí účinky, např. popáleniny, puchýřky a změny barvy pokožky (hyper- nebo hypopigmentace).</p>	<p>Oblast zakryjte materiálem, který nevstřebává světlo, např. bílým oblečením nebo obvazem.</p>
<p>Neošetřujte aktivní ekzém, psoriázu, léze, otevřené rány nebo infekce, pokožku s abnormálními podmínkami způsobenými systemickými nebo metabolickými chorobami (např. diabetes).</p>	<p>Ošetření světlem může způsobit nežádoucí reakce na již citlivých oblastech.</p>	<p>Než použijete Glide™, počkejte dokud se zasažené oblasti neuzdraví.</p>
<p>Ošetřovaná plocha, na které se v minulosti objevila ohniska herpesu.</p>	<p>Ošetření světlem může způsobit nežádoucí reakce na již citlivých oblastech.</p>	<p>V souvislosti s ošetřením Glide™ se poradte se svým lékařem.</p>
<p>Glide™ nepoužívejte, jste-li těhotná nebo pokud kojíte.</p>	<p>Hormonální změny během těhotenství mohou zvýšit citlivost pokožky a riziko nežádoucích účinků.</p>	
<p>Nepoužívejte na oblasti, na kterých chcete růst chloupků zachovat.</p>	<p>Výsledky jsou trvalé</p>	
<p>Všechny části Glide™ uchovte mimo vodu! Nepokládejte Glide™ na místa, kde by mohl spadnout do odpaďu nebo do jiné nádoby obsahující vodu.</p>	<p>To může způsobit úraz elektrickým proudem.</p>	<p>Nepoužívejte Glide™: během koupání ve vaně nebo pokud zvlhne. Po pádu do vody ho okamžitě odpojte.</p>

<b>Varování</b>	<b>Možné důsledky</b>	<b>Bezpečnostní tip</b>
Zařízení Glide™ se nepokoušejte otevírat ani opravovat.	Otevření Glide™ vás může vystavit nebezpečným elektrickým komponentům a pulzní energii, a může dojít k vážnému fyzickému úrazu a/nebo trvalému poškození očí. Rovněž může dojít k poškození vašeho zařízení a zneplatnění záruky.	V případě, že dojde k rozbití nebo poškození zařízení a je třeba provést opravu, kontaktujte zákaznický servis Silk'n™.

## 5. Glide™ nepoužívejte pokud:

Glide™ funguje pouze se zástrčkou, nástavci a příslušenstvím, které byly dodány v balení společně se zařízením.	příslušenství není doporučeno Home Skinovations Ltd.	Přístroj okamžitě přestaňte používat a kontaktujte zákaznický servis Silk'n™.
má poškozený kabel nebo zástrčku.	Napájecí kabel uchovejte mimo dosah zahřátých povrchů.	Přístroj okamžitě přestaňte používat a kontaktujte zákaznický servis Silk'n™.
během používání uvidíte nebo ucítíte kouř.		Přístroj okamžitě přestaňte používat a kontaktujte zákaznický servis Silk'n™.
nefunguje správně nebo se zdá poškozený.		Přístroj okamžitě přestaňte používat a kontaktujte zákaznický servis Silk'n™.
je-li SENZOR BARVY POKOŽKY zlomený nebo rozbitý.		Přístroj okamžitě přestaňte používat a kontaktujte zákaznický servis Silk'n™.
vnější obal je rozbitý nebo se rozděluje.		Přístroj okamžitě přestaňte používat a kontaktujte zákaznický servis Silk'n™.

## 6. Glide™ přestaňte používat, jestliže dojde k následujícímu:

<p>pokud se vám v minulosti utvořily keloidní jizvy.</p>	<p>Před použitím Glide™ se obraťte na svého lékaře.</p>
<p>pokud trpíte epilepsií.</p>	
<p>máte-li onemocnění související s přecitlivělostí na světlo, např. porfyrii, lupus, atd.</p>	
<p>máte-li v anamnéze výskyt rakoviny kůže nebo oblasti s možnými kožními nádory.</p>	
<p>pokud jste během uplynulých 3 měsíců podstoupili chemoterapii.</p>	
<p>pokud došlo k jiným podmínkám, které by mohly dle vašeho lékaře způsobit, že ošetření by pro vás bylo nebezpečné.</p>	
<p>pokud vaše pokožka byla během posledních 6 měsíců ošetřena léky na předpis, obraťte se na svého lékaře.</p>	

## 7. Možné vedlejší účinky při použití Silk'n Glide™

Při použití v souladu s pokyny jsou vedlejší účinky a komplikace související s použitím Silk'n Glide™ neobvyklé. Nicméně, každá kosmetická péče, včetně těch určených pro domácí použití, zahrnuje určité míro nebezpečí. Proto je důležité, abyste se s nebezpečími a komplikacemi, ke kterým může dojít v případě použití systémů na odstraňování chloupků, dojit.

Nežádoucí účinky	Úroveň rizika
<p><b>Menší nepohodlí</b> I když je domácí epilace zpravidla dobře snášena, většina uživatelů cítí během použití mírné nepohodlí. Pichlavý pocit zpravidla trvá během samotné aplikace nebo několik minut po jejím ukončení. Cokoli nad rámec tohoto menšího nepohodlí je abnormální a znamená to, že buď byste neměli nadále používat Glide™, protože nejste schopni tolerovat samotnou depilaci, nebo že energetická úroveň nastavení je příliš vysoká.</p>	Menší nepohodlí
<p><b>Zarudnutí pokožky</b> Vaše pokožka může přímo po použití Glide™ nebo do 24 hodin od použití Glide™ zrudnout. Zrudnutí zpravidla zmizí do 24 hodin. Pokud zrudnutí nezmizí do 2 až 3 dnů, obraťte se na svého lékaře.</p>	Menší nepohodlí
<p><b>zvýšená přecitlivělost pokožky</b> Pokožka v zasažené oblasti je citlivější, proto může dojít k vysušení nebo zarudnutí pokožky.</p>	Menší nepohodlí
<p><b>Pigmentové změny</b> Glide™ se zaměřuje na vlasové váčky, zejména pigmentové buňky ve vlasových folikulech. Přesto zde existuje riziko dočasné hyperpigmentace (zvýšené množství pigmentu nebo hnědé zbarvení) nebo hypopigmentace (zesvětlení) na okolní pokožce. Toto nebezpečí změny pigmentace pokožky je vyšší u lidí s tmavším odstínem pleti. Zbarvení pokožky je zpravidla dočasné a k trvalé hyperpigmentaci nebo hypopigmentaci dochází zřídka.</p>	Vzácné
<p><b>Nadměrné zarudnutí a svědění</b> Ve vzácných případech může ošetřená pokožka výrazně zrudnout a svědit. Dochází k tomu častěji na citlivých částech těla. Zarudnutí může trvat 2 až 7 dnů a je třeba ho léčit častým přikládáním ledu. Jemné čišťení je v pořádku, ale je třeba se vyhnout vystavení se slunci.</p>	Vzácné

## 8. Naplánujte si odstranění chloupků pomocí Silk'n Glide™ a dosáhněte nejlepších výsledků

Typický úplný cyklus růstu vlasů může trvat 18-24 měsíců. Během tohoto období je třeba použít Silk'n Glide™ několikrát, aby tak bylo dosaženo dlouhodobého odstranění chloupků.

Efektivita odstranění chloupků se liší individuálně podle tělesné oblasti, barvy chloupků a způsobu použití Silk'n Glide™.

Typický plán pro odstranění chloupků pomocí Silk'n Glide™ v průběhu cyklu:

Ošetření 1-4 – v rozmezí dvou týdnů

Ošetření 5-7 – v rozmezí čtyř týdnů

Ošetření 8 + – dle potřeby, dokud není dosaženo požadovaných výsledků.

### Očekávaný výsledek ošetření při odstranění chloupků

Světlá plet	Barva vlasů	Lehká hustota [J/cm <sup>2</sup> ]	Anatomická oblast těla <sup>2</sup>	Průměrný počet ošetření <sup>1</sup>	Efektivita (% odstranění chloupků/opětovného růstu) <sup>1</sup>
I-IV	Světle hnědá až hnědá	3-4.5	Spodní a horní končetiny	Relace 10-12, přibl. v rozmezí čtyř týdnů.	60% ztráta chloupků
			Paže		50% ztráta chloupků
			Ohanbí		60% ztráta chloupků
			Podpaží		55% ztráta chloupků
I-IV	Hnědá až černá	3-4.5	Spodní a horní končetiny	Relace 8-10, přibl. v rozmezí čtyř týdnů.	70% ztráta chloupků
			Paže		60% ztráta chloupků
			Ohanbí		70% ztráta chloupků
			Podpaží		65% ztráta chloupků

1 Individuální reakce závisí na typu chloupků stejně jakož i na biologických faktorech, které mohou ovlivnit růst chloupků. Někteří pacienti mohou reagovat rychleji nebo pomaleji než v průběhu průměrného počtu ošetření.

2 Nelze očekávat dlouhodobé odstranění chloupků při jednom či dvojitěm ošetření. Průběh odpočinu pro vlasové váčky závisí na části těla.

## 9. Začínáme!

1. Z krabičky vyjměte ZAŘÍZENÍ PRO ODSTRAŇOVÁNÍ CHLOUPKŮ Silk'n Glide™ a ostatní komponenty.
2. Do zásuvky ZAŘÍZENÍ PRO ODSTRAŇOVÁNÍ CHLOUPKŮ Silk'n Glide™ zapojte kabel ADAPTÉRU.
3. Zapojte ADAPTÉR do elektrické zásuvky. Všechny kontrolky na OVLÁDACÍM PANELU se opakovaně zapnou a vypnou v kruhovém pohybu.  
Váš Glide™ je nyní připravený k použití

### S přístrojem Glide™ manipulujte bezpečně a správně!

#### Vyberte oblasti k ošetření, které nebyly v poslední době vystaveny slunci.

4. Pokožka ošetřených oblastí musí být oholená, čistá, suchá a bez zásypu nebo pudru, antiperspirantů nebo deodorantů. Nenatírejte voskem, ani chloupky nevytrhávejte. Holení je důležitým krokem pro dosažení požadovaných výsledků!  
Nejlépeších výsledků dosáhnete, když se oholíte 3 dny před ošetřením, nebo když jsou chloupky dlouhé 1-2 mm - 3/32 palců
5. Stiskněte STŘEDNÍ TLAČÍTKO. Zařízení se zapne na stupni výkonu 1; rozsvítí se KONTROLKA a spustí se zvuk větráku.
6. Asi za 1 vteřinu po stlačení STŘEDNÍHO TLAČÍTKA se rozsvítí KONTROLKA UPOZORNĚNÍ NA ODSTÍN PLETI/ PŘIPRAVENO. Zařízení je připraveno vypustit první impuls na nejnižším stupni výkonu.
7. Je-li to vaše první ošetření - Zvolte si libovolnou úroveň energie. Glide™ nabízí 5 úrovní energie od 1 (nejnižší) po 5 (nejvyšší). Pro výběr té správné úrovně otestujte každou oblast ošetření samostatně.

- **Na pokožku umístěte OŠETŘOVACÍ PLOCHU a stisknutím tlačítka vyšlete jeden impuls. Pokud necítíte nic nepříjemného, znovu stiskněte STŘEDNÍ TLAČÍTKO. Tím se zvýší stupeň výkonu. Vytvořte další impuls na jiném místě při výkonu na stupni 2.**
- **Pokračujte v testování při zvyšujících se úrovních energie dokud nedosáhnete nejvyšší úrovně, kdy se ještě cítíte pohodlně. Pokud se během jedné hodiny nedostaví žádné nežádoucí účinky, můžete začít s úplným ošetřením.**
- **Tento test opakujte na každé části těla, kterou máte v úmyslu ošetřit.**

8. Nastavte stupeň výkonu. Výkon zvýšíte či snížíte opakovaným stisknutím STŘEDNÍHO TLAČÍTKA ze stupně 1 na 5 a z 5 přímo na 1, dokud nedosáhnete požadovaného stupně výkonu. KONTROLKA STUPNĚ VÝKONU ukazuje nastavení výkonu. (Další informace naleznete v kapitole Stupně výkonu v této příručce.)

## Úroveň energie

Stupeň výkonu určuje intenzitu světelných impulzů Silk'n Glide™ na vaši pokožku. Čím vyšší stupeň výkonu, tím účinnější je odstranění chloupků a tím větší je riziko možných vedlejších účinků a komplikací.

Silk'n Glide™ nabízí 5 stupňů výkonu od 1 (nejnižší) po 5 (nejvyšší), představovaných 5 kontrolkami výkonu.

Nastavení stupně výkonu při ošetření určuje skutečný počet impulzů, který zařízení může vytvořit.

Při každé zapnutí Silk'n Glide™ se energetická hladina automaticky restartuje na nejnižší úroveň. Rozsvítí se pouze KONTROLKA ENERGETICKÉ ÚROVNĚ.

Výkon nastavíte opakovaným stisknutím STŘEDNÍHO TLAČÍTKA ze stupně 1 na 5 a z 5 přímo na 1

9. Položte OŠETŘOVACÍ PLOCHU na pleť. Zkontrolujte, že pokožka je napjata rovnoměrně. Jakmile je OŠETŘOVACÍ PLOCHA v kontaktu s pokožkou, začne pomalu blikat KONTROLKA UPOZORNĚNÍ NA ODSTÍN PLETI/PŘIPRAVENO.

10. Stiskněte SPOUŠTĚČ IMPULZŮ. Zařízení nejprve určí odstín vaší pleti. Pokud je pokožka dostatečně světlá na to, aby bylo použití bezpečné, vyšle zařízení světelný impulz na pokožku a KONTROLKA UPOZORNĚNÍ NA ODSTÍN PLETI/PŘIPRAVENO se vypne.

Uvidíte jasný záblesk světla a současně s tím zaslechnete pípnutí, což je běžný zvuk zařízení. Ucíťte mírné teplo a štípnutí.

Glide™ okamžitě dobije další impulz.

Za pár vteřin (v závislosti na nastavení stupně výkonu) se KONTROLKA UPOZORNĚNÍ NA ODSTÍN PLETI/PŘIPRAVENOSTI znovu rozsvítí a po doteku s pokožkou začne pomalu blikat.

11. Z ošetřené pokožky sejměte PŮVRCH PRO OŠETŘENÍ.

12. Zvolte způsob aplikace pro své použití. Glide™ lze použít dvěma způsoby: „Pulzování“, a „klouzání“ (další informace viz tabulka se způsoby aplikace níže).

- V případě PULZACE postupujte podle kroků 9 až 11 výše, místo po místě, dokud nepokryjete celou plochu.
- V případě KLOUZÁNÍ držte SPOUŠTĚČ IMPULZŮ stisknutý a pomalu klouzejte zařízením po ošetřované ploše.



**Pokud se na pokožce objevují puchýřky nebo popáleniny, OKAMŽITĚ ZAŘÍZENÍ PŘESTANTE POUŽÍVAT!**

## Způsoby aplikace

### PULZACE

PULZACE je nejlepší způsob práce při vysokém stupni výkonu, jelikož máte lepší kontrolu nad pokrytím pokožky.

Impulzy Glide™ musí být vedeny v řadách, počínaje koncem každého řádku a sekvenčním

postupováním na druhý konec. Pomáhá to předejít opakovanému ošetření stejné oblasti nebo překrývání oblastí.

Při pulzaci vytvoří OŠETŘOVACÍ PLOCHA Silk'n Glide™ dočasný otlak na ošetřované ploše. Při každé změně polohy OŠETŘOVACÍ PLOCHY vás tyto otlačky navedou, abyste našli správnou polohu pro další impuls, čímž se vyhnete mezerám či přesahům mezi pulzy.



**Snažte se předejít překrývání impulsů**



**Stejnou oblast pokožky neošetřujte více než jednou!**  
Ošetření stejné oblasti pokožky zvyšuje pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků.

## **KLOUZÁNÍ**

KLOUZÁNÍ je nejlepší způsob práce na nízkém stupni výkonu pro rychlé a efektivnější ošetření. Při klouzání držte stisknutý SPOUŠTĚČ IMPULZŮ, udržujte kontakt s pokožkou a klouzavým pohybem postupujte po ošetřované ploše. Na nízkém stupni výkonu trvá pouze 1 až 1,5 vteřinu, aby se zařízení mezi impulzy dobilo, takže ošetření je nepřerušované.



**Pokud se na pokožce objeví popáleniny nebo puchýře, OKAMŽITĚ ZASTAVTE POUŽÍVÁNÍ!**

## **Senzor barvy pokožky**

Odstranění chloupků na pokožce tmavšího tónu může mít za následek nežádoucí účinky, např. popáleniny, puchýře a změny barvy pokožky (hyper- nebo hypopigmentace).

Abyste předešlo takovému zneužití, detekuje unikátní SENZOR BARVY POKOŽKY na Silk'n Glide™ měří tón ošetřované pokožky a to na začátku každé relace a příležitostně i během ošetření. Pokud SENZOR BARVY POKOŽKY zjistí, že je tón pokožky pro aplikaci Silk'n Glide™, zařízení vysílání impulsů automaticky zastaví.

Pokud nevidíte žádné světelné impulzy a KONTROLKA ODSTÍNU POKOŽKY/PŘIPRAVENOSTI rychle bliká, pak je odstín vaší pleti, který naměřil SNÍMAČ ODSTÍNU PLETI, příliš tmavý a aplikace není bezpečná. Zkuste zařízení na jiné části těla nebo se obraťte na podporu Silk'n™.

### 9.1. Co můžete při ošetření Silk'n Glide™ očekávat?

Pro mnoho lidí může být použití Silk'n Glide™ jejich první zkušeností se zařízením pro odstraňování chloupků pomocí laseru. Silk'n Glide™ se používá snadno a odstranění chloupků se provádí rychle. Během použití Silk'n Glide™ je běžné zažít a cítit:

- **Hluk ventilátoru** - ventilátor v Silk'n Glide™ vytváří hluk podobný fénu. To je normální.
- **Zvuk při každém impulzu** – Při aktivaci impulzu HPL™ je běžné, že zaslechnete mírné pípnutí - ve stejný okamžik, kdy dojde k záblesku.
- **Pocit tepla a pálení** – Během každého světelného impulzu je normální, že ze zdroje světla cítíte teplo a pálení.
- **Mírné zarudnutí nebo zrudnění** - během a po použití Glide™ se občas zobrazí velmi mírná, narůžovělá barva pokožky. Zpravidla si toho můžete povšimnout v okolí chloupků.
- Pokud spatříte zarudnutí kůže, puchýře, přestante zařízení Silk'n Glide™ okamžitě používat.

### 9.2. Po ošetření Silk'n Glide™

1. Po skončení ošetření vypněte zařízení Glide™ delším stisknutím STŘEDNÍHO TLAČÍTKA. Nezapomeňte stupeň výkonu, který jste použili, protože nezůstane uložen, až Glide™ znovu spustíte.
2. ADAPTER odpojte ze zásuvky.
3. Po každém odstranění chloupků se doporučuje, abyste své zařízení Silk'n Glide™ vyčistili, zejména POVRCH PRO OŠETŘENÍ (Viz: "Čištění Silk'n Glide™").
4. Po čištění se doporučuje uložit vaše zařízení Silk'n Glide™ do původního obalu a uchovat ho mimo dosah vody.



#### Péče o pokožku po odstranění chloupků

**Plochy, které jste ošetřili stupněm výkonu 2 až 5, nevystavujte slunci. Ujistěte se, že na ošetřenou pokožku používáte krémy na opalování, a to po celé období odstraňování chloupků a nejméně 2 týdny po ošetření pomocí Glide™.**

## 10. Údržba Silk'n Glide™

### 10.1. Čištění Silk'n Glide™

Po každém odstranění chloupků se doporučuje, abyste své zařízení Silk'n Glide™ vyčistili, zejména POVRCH PRO OŠETŘENÍ.

1. Před čištěním odpojte Silk'n Glide™ ze sítě.
2. Použijte suchý, čistý hadřík a speciální čisticí prostředek pro elektronická zařízení a povrch Silk'n Glide™ jemně oťřete, zejména POVRCH PRO OŠETŘENÍ.

Silk'n Glide™ ani žádnou z jeho částí nikdy neponořujte do vody!

# 11. Řešení problémů

## 11.1. Můj Silk'n Glide™ se nespouští

- Zkontrolujte, zda je ADAPTER správně zapojený do spotřebiče Silk'n Glide™.
- Ujistěte se, zda je ADAPTER zapojený do elektrické zásuvky.

## 11.2. „Při stisknutí SPOUŠTĚČE IMPULZŮ nevznikne světelný impulz.“

Ujistěte se, KONTROLKA UPOZORNĚNÍ NA ODSTÍN PLETI/PŘÍPRAVENO pomalu bliká, abyste měli dobrý kontakt s pokožkou a OŠETŘOVACÍ PLOCHA byla rovnoměrně a pevně přitisknuta na pokožku. Pro vaše vlastní bezpečí se SPOUŠTĚČ IMPULZŮ aktivuje, pouze pokud je OŠETŘOVACÍ PLOCHA pevně přitisknuta na pokožku.

- Zkontrolujte KONTROLKU UPOZORNĚNÍ NA ODSTÍN PLETI. Pokud rychle bliká, znamená to, že odstín vaší pokožky, kterou naměřil SNÍMAČ ODSTÍNU PLETI, je příliš tmavý a aplikace není bezpečná. Zkuste zařízení na jiné části těla nebo se obraťte na podporu Silk'n™.
- Pokud kontrolka stále svítí, společně s jakoukoliv jinou kontrolkou, pak nastala systémová chyba. Pokud problém přetrvává, obraťte se na místní centrum zákaznické podpory Glide™.
- Pokud tyto problémy přetrvávají, obraťte se na místní centrum zákaznické podpory Silk'n™.
- Zkontrolujte, zdali svítí kontrolka systémové chyby a všechny ostatní kontrolky blikají. Pokud tomu tak je, odpojte zařízení od elektrického zdroje. Zařízení dosáhlo své životnosti. Zařízení je třeba řádně zlikvidovat. Staré zařízení odnese do nejbližšího sběrného dvora pro elektronická zařízení, kde jej bezpečně a správně zlikvidují.



Nepokoušejte se váš Silk'n Glide™ otevřít nebo opravit. Opravy mohou provádět pouze autorizovaní pracovníci center Silk'n Glide™.

Otevřením Silk'n Glide™ se můžete vystavit nebezpečným elektrickým komponentům a pulzní světelné energii, což může způsobit vážné úrazy a/nebo trvalé poškození zraku.

Budete-li se snažit otevřít Silk'n Glide™, zařízení se může poškodit a dojde k propadnutí vaší záruky.

Máte-li rozbité nebo poškozené zařízení, které je třeba opravit, kontaktujte zákaznický servis Silk'n Glide™.

## 12. Zákaznický servis

Pro více informací o Silk'n Glide™ vstupte na místní webovou stránku Silk'n Glide™, [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu) nebo [www.silkn.com](http://www.silkn.com).

Je-li váš spotřebič rozbitý, poškozený, potřebuje opravit nebo jinou uživatelskou asistenci, kontaktujte místní zákaznický servis Silk'n Glide™ nebo napište na [info@silkn.com](mailto:info@silkn.com).

Pro zákazníky z USA a Kanady: 1-877-DO-SILKN/1-877-367-4556, [contact@silkn.com](mailto:contact@silkn.com)

Pro zákazníky z jiných zemí: [info@silkn.com](mailto:info@silkn.com)

## 13. Technické údaje

Specifikace, Velikost místa	1,3 cm x 3 cm [3,9 cm <sup>2</sup> ]	
Rychlost	Stupeň výkonu 1 – 1 impulz každou 1 vteřinu	
	Stupeň výkonu 2 – 1 impulz každou 1,5 vteřinu	
	Stupeň výkonu 3 – 1 impulz každé 2,3 vteřiny	
	Stupeň výkonu 4 – 1 impulz každé 3 vteřiny	
Stupeň výkonu 5 – 1 impulz každé 3,4 vteřiny		
Technologie	Home Pulsed Light™	
Max. úroveň energie	Max. 5J/cm <sup>2</sup>	
Vlnová délka	475-1200 nm	
Doba dobíjení/Zdroj napájení	Plynulý proovz	
Požadavky na napájení	100-240VAC, 2A	
Čas pro ošetření spodních končetin	10 minut	
Obsluha a bezpečnost	Snímač odstinu pleti zajišťuje, aby se zařízení používalo pouze na vhodném odstinu pokožky.	
Velikost balení	180x180x100 cm	
Hmotnost systému	200 gr	
Teplota	Provoz	10 °C až 35 °C
	Skladování	-40 to +70°C
Relativní vlhkost	Provoz	30 až 75%rH
	Skladování	10 až 90%rH
Atmosférický tlak	Provoz	700 až 1060hPa
	Skladování	500 až 1060hPa
Adaptor Rated Model	KSA24A1200150HE In the UK KSA24A1200150HK   100-240V; 50-60Hz; 0.5A	

Podjetje Home Skinovations Ltd. si pridržuje pravico do sprememb izdelkov ali specifikacij zaradi izboljšanja učinkovitosti, zanesljivosti ali izdelovalnosti. Informacije, ki jih je pripravilo podjetje Home Skinovations Ltd., se smatrajo za natančne in zanesljive v času objave. Vendar podjetje Home Skinovations Ltd. ne prevzema nikakršne odgovornosti za uporabo le-teh. Posledično ali kakorkoli drugače niso podeljene nobene pravice patentne zaščite ali patentnih pravic podjetja Home Skinovations Ltd..

Nobene dela tega dokumenta se ne sme razmnoževati ali prenašati s kakršnimikoli sredstvi, elektronskimi ali mehanskimi, za noben namen, brez izrecnega pisnega dovoljenja podjetja Home Skinovations Ltd..

Podatki se lahko spremenijo brez poprejšnjega obvestila.

Home Skinovations Ltd. ima v lasti patente in patentne zahtevke na čakanju, blagovne znamke, avtorske pravice in druge pravice intelektualne lastnine v zvezi s temo tega dokumenta. Dobava tega dokumenta vam ne podeljuje nobene pravice do teh patentov, blagovnih znamk, avtorskih pravic in drugih pravic intelektualne lastnine, razen če sklenete izrecni pisi sporazum s podjetjem Home Skinovations Ltd..

Specifikacije se lahko spremenijo brez poprejšnjega obvestila.

Home Skinovations Ltd. Apolo Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 20692, ISRAEL [www.silkn.com](http://www.silkn.com), [info@silkn.com](mailto:info@silkn.com)

## Kazalo

1. Preden začnete .....	92
1.1. Opis naprave Silk'n Glide™ .....	92
1.2. Vsebina paketa .....	92
2. Predvidena uporaba naprave Silk'n Glide™ .....	93
3. Varnost z napravo Silk'n Glide™ .....	93
4. Kontraindikacije .....	94
5. Ne uporabljajte Glide™ če: .....	96
6. Izogibajte se uporabi Glide™ če velja katerokoli od .....	97
7. Možni stranski učinki uporabe Silk'n Glide™ .....	98
8. Načrtujte odstranjevanje dlačic z napravo Silk'n Glide™ za čim boljše rezultate! .....	99
9. Prvi koraki z napravo Silk'n Glide™ .....	100
9.1. Kaj naj pričakujem pri tretmajih z napravo Silk'n Glide™? .....	103
9.2. Po tretmaju s Silk'n Glide™ .....	103
10. Vzdrževanje Silk'n Glide™ .....	103
10.1. Čiščenje Silk'n Glide™ .....	103
11. Odpravljanje težav .....	104
11.1. "Moj Silk'n Glide™ se ne vključi." .....	104
11.2. "Ko pritisnem PULSE SWITCH se ne pojavi svetlobni pulz" .....	104
12. Podpora strankam .....	105
13. Specifikacije .....	105

Prosimo, da pred prvo uporabo naprave Silk'n Glide™ v celoti preberete Uporabniški priročnik. Posebno pozornost posvetite odsekom o postopkih uporabe naprave, o delovanju naprave in o postopkih po uporabi.

Priporočamo vam, da se s tem Uporabniškim priročnikom seznanite pred vsako uporabo naprave Silk'n Glide™.

Silk'n Glide™ je zmogljiva električna naprava. Zaradi tega jo je potrebno uporabljati s posebno pozornostjo na varnost.


Prosimo, da pred uporabo preberete vsa opozorila in varnostne ukrepe in da jih med uporabo naprave Silk'n Glide™ strogo upoštevate.

## 1. Preden začnete

**Silk'n Glide™ je naprava za trajno redčenje dlavic s pomočjo svetlobe, zasnovana za domačo uporabo.**

### 1.1 Opis naprave Silk'n Glide™

NAPRAVA ZA ODSTRANJEVANJE DLAČIC  
Silk'n Glide™ ima NEGOVALNO POVRŠINO,  
NADZORNO PLOŠČICO in SPROŽILEC  
IMPULZOV.

- 
- ① Nadzorna ploščica
  - ② Sprožilec impulzov
  - ③ Tipalo barve kože
  - ④ Površina svetila
  - ⑤ Osrednji gumb
  - ⑥ Kontrolne lučke ravni energije
  - ⑦ Svetlobni indikator za pripravljenost oz. opozorilo o barvi kože

### 1.2 Vsebina paketa

Ko boste odprli škatlo z napravo Silk'n Glide™, boste našli naslednje sestavne dele:

- Naprava za odstranjevanje dlavic Silk'n Glide™
- Adapter
- Ta Uporabniški priročnik
- Garancijska kartica Silk'n

## 2. Predvidena uporaba naprave Silk'n Glide™

Naprava Silk'n Glide™ je namenjena za odstranjevanje neželenih dlačic. Naprava Silk'n Glide™ je namenjena tudi za dolgoročno ali trajno redčenje dlačic. Trajno redčenje dlačic je določeno kot dolgoročno stabilno zmanjšanje števila dlačic, ki zrastejo po seriji tretmajev.

Silk'n Glide™ se lahko uporablja za odstranjevanje neželenih dlak po telesu. Za uporabo naprave Silk'n Glide™ so idealna področja obraz, pod pazduhe, področje bikinija, roke in noge, hrbet, ramena in prsi.

## 3. Varnost z napravo Silk'n Glide™

Pri Silk'n Glide™ je varnost na prvem mestu.

**HPL™ tehnologija v Silk'n Glide™ - Vrhunska varnost pri nizkih ravnih energije**

Tehnologija Home Pulsed Light™ lahko doseže dolgoročne rezultate pri odstranjevanju dlačic z le delcem ravnih energije, ki se uporablja pri ostalih napravah za odstranjevanje dlačic s pomočjo svetlobe. Nizka raven energije, ki jo uporablja Silk'n Glide™, zmanjšuje možnost povzročitve škodljivih posledic ali zapletov in prispeva k vaši splošni varnosti.

**Silk'n Glide™ varuje vašo kožo**

Odstranjevanje dlačic s pomočjo svetlobe ni primerno za naravno temnejše tipe kože ali za ogorelo kožo. Naprava Silk'n Glide™ je opremljena s TIPALOM BARVE KOŽE, ki je zasnovan tako, da meri barvo polti na površini, ki jo tretirate, in omogoča uporabo le na primerni polti. Ta edinstvena varnostna funkcija vam ne bo dopustila tretiranja, kjer je vaša polt pretemna ali preveč osončena.

NEGOVALNA POVRŠINA v velikosti 3 cm<sup>2</sup>, skozi katero potujejo svetlobni impulzi, je pomaknjena v notranjost naprave. To omogoča napravi Glide™, da ščiti vašo kožo, saj ni neposrednega stika med NEGOVALNO POVRŠINO in kožo.

**Silk'n Glide™ varuje vaše oči**


Silk'n Glide™ ima vgrajen varnostni sistem za zaščito oči. Narejen je bil tako, da se svetlobni impulz ne more sprožiti, ko je NEGOVALNA POVRŠINA obrnjena proti odprtemu prostoru. Varnostni sistem omogoča nego samo takrat, ko je NEGOVALNA POVRŠINA v stiku s tkivom.

## 4. Kontraindikacije

### Pomembne varnostne informacije - Pre uporabo preberite!

Silk'n Glide™ ni zasnovan za vsakogar. Prosimo, da pred uporabo preberete in upoštevate informacije v naslednjih odsekih. Za več informacij in osebno svetovanje lahko obiščete tudi [www.silkn.com](http://www.silkn.com), [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu) ali vašo lokalno domeno Silk'n™.

Odstranjevanje dlavic z laserjem ali napravo z intenzivnimi svetlobnimi impulzi lahko pri nekaterih ljudeh povzroči povečano rast dlavic. Na podlagi trenutno razpoložljivih podatkov sodijo v najbolj rizično skupino ženske z območja Sredozemlja, Bližnjega vzhoda in južne Azije, ki so uporabljale tretma na obrazu in vratu.

Opozorilo	Možne posledice	Varnostni nasvet
<p>Naprave Silk'n Glide™ ne uporabljajte na naravno temni koži.</p> <p style="text-align: right;">Ni varno!</p>  <p>Barvna lestvica za dlavice in polt se nahaja na paketu.</p>	<p>Uporaba naprave Glide™ na temni koži lahko povzroči škodljive učinke, kot je rdečica ali bolečine na koži.</p>	<p>Edinstveno TIPALO BARVE KOŽE je vgrajeno v Glide™ za merjenje barve polti tretirane kože na začetku vsakega tretmaja in občasno med tretmajem. TIPALO BARVE KOŽE zagotavlja, da bodo pulzi sproženi le na primerni polti.</p>
<p>Ne uporabljajte naprave Silk'n Glide™ na stopnjah energije 2-5, če je vaša koža ogorela ali pa je bila pred kratkim izpostavljena soncu (vključno s sončenjem v solarijih). Tretiranih področij ne izpostavljajte sončni svetlobi.</p>	<p>Uporaba naprave Silk'n Glide™ na stopnjah energije 2-5 pred ali po kakršnikoli izpostavljenosti soncu ima lahko škodljive učinke, kot sta rdečina in neprijeten občutek na koži. Ogorela koža vsebuje veliko pigmenta melanina zlasti po izpostavljenosti soncu. To velja za vse tipe kože in polti, tudi za tiste, ki se morda ne obarvajo tako hitro. Prisotnost velikih količin melanina zvišuje tveganje uporabe vseh metod odstranjevanja dlavic s pomočjo svetlobe.</p>	<p>Če uporabljate stopnjo energije, ki je višja od najnižje, se ne izpostavljajte soncu 4 tedne pred in 2 tedna po uporabi naprave Silk'n Glide™! Izpostavljenost sončni svetlobi vključuje tudi nezaščiten izpostavljenost neposredni sončni svetlobi nenehno za 15 minut ali več ali nezaščiten izpostavljenost razpršeni sončni svetlobi nenehno za 1 uro ali več. Da zaščitite pred kratkim tretirano kožo pred izpostavljenostjo sončni svetlobi, poskrbite za temeljito zaščito pred soncem s faktorjem SPF 30 ali višjim naslednja 2 tedna po vsakem tretmaju. Najnižja stopnja energije (1) na napravi Silk'n Glide™ je namenjena predvsem za varno uporabo tudi po izpostavljenosti soncu. Po izpostavljenosti soncu lahko nadaljujete z uporabo naprave Silk'n Glide™, vendar le na najnižji stopnji energije.</p>

Opozorilo	Možne posledice	Varnostni nasvet
Naprave Glide™ nikoli ne uporabljajte okrog ali v bližini oči.	Čeprav se Glide™ sme uporabljati za odstranjevanje obraznih dlačic, je potrebno pri uporabi na obrazu posebej paziti na oči.	Silk'n Glide™ ima vgrajen varnostni sistem za zaščito oči. Narejen je bil tako, da se svetlobni impulz ne more sprožiti, ko je NEGOVALNA POVRŠINA obrnjena proti odprtemu prostoru. Sprožilec impulzov omogoča nego samo takrat, ko je NEGOVALNA POVRŠINA v stiku s tkivom.
Ne tretirajte tetovaž ali trajnega make-upa, temno rjavih ali črnih pik (kot so večje pege, materina znamenja ali bradavice), prsnih bradavic, spolovil ali ustnic.	Tretiranje področij z napravo Glide™, ki so po barvi temnejša ali imajo več pigmenta, lahko povzroči škodljive učinke, kot so opekline, mehurčki in spremembe barve kože (hiper- ali hipopigmentacija).	Ta področja prekrijte s snovjo, ki ne bo absorbirala svetlobe, kot na primer bela tkanina ali medicinski lepilni trak.
Ne tretirajte aktivnih ekcemov, luskavice, poškodb, odprtih ran ali okužb (izpuščajev), nenormalnih stanj kože, ki jih povzročajo sistemske ali metabolične bolezni (na primer sladkorna bolezen).	Uporaba postopkov s pomočjo svetlobe lahko povzroča škodljive učinke na že tako občutljivih področjih.	Pred uporabo Glide™ počakajte, da prizadeto področje ozdravi.
Tretirano področje, ki je bilo v preteklosti prizadeto s herpesom.	Uporaba postopkov s pomočjo svetlobe lahko povzroča škodljive učinke na že tako občutljivih področjih.	Pred uporabo Glide™ se posvetujte z zdravnikom glede preventivnega zdravljenja.
Ne uporabljajte Glide™ v času nosečnosti in dojenja.	Hormonske spremembe med nosečnostjo lahko povišajo občutljivost kože in tveganje za pojav škodljivih učinkov.	
Ne tretirajte področij, kjer bi morda želeli rasti dlačic.	Rezultati so trajni.	
Sestavni deli naprave Glide™ ne smejo priti v stik z vodo! Naprave Glide™ ne postavljajte in ne hranite na mestih, kjer lahko pade, se prevrne ali pade v kad, umivalnik ali kakršnokoli posodo z vodo.	To lahko povzroči hud električni udar.	Naprave Glide™ ne uporabljajte: med kopanjem ali ko je soparno ali vlažno. Če pade v vodo, takoj izvlecite vtič iz vtičnice.

<b>Opozorilo</b>	<b>Možne posledice</b>	<b>Varnostni nasvet</b>
Ne poskušajte odpirati in popravljati vaše naprave Glide™.	Pri odpiranju naprave Glide™ lahko pridete v stik z nevarnimi električnimi sestavnimi deli in s pulzno svetlobno energijo. Oboje lahko povzroči hude telesne poškodbe in/ali trajne poškodbe oči. S tem lahko tudi poškodujete vašo napravo in prekinete garancijo.	Če imate pokvarjeno ali poškodovano napravo, ki potrebuje popravilo, se povežite s servisno službo Silk'n™.

## 5. Ne uporabljajte Glide™ če:

naprava deluje s pomočjo vtičavev, priključkov ali pripomočkov, ki niso bili priloženi v paketu z vašo napravo Glide™	pripomočki ali pribor niso priporočeni s strani podjetja Home Skinovations Ltd.	Takoj prenehajte uporabljati in se povežite s servisno službo Silk'n™.
je poškodovan kabel ali vtič.	Napajalni kabel hraniti stran od vročih površin.	Takoj prenehajte uporabljati in se povežite s servisno službo Silk'n™.
med uporabo vidite ali vohate dim.		Takoj prenehajte uporabljati in se povežite s servisno službo Silk'n™.
ne deluje pravilno ali izgleda poškodovana.		Takoj prenehajte uporabljati in se povežite s servisno službo Silk'n™.
je TIPALO BARVE KOŽE počeno ali zlomljeno.		Takoj prenehajte uporabljati in se povežite s servisno službo Silk'n™.
je zunanje ohišje počeno ali se odpira.		Takoj prenehajte uporabljati in se povežite s servisno službo Silk'n™.

## 6. Izogibajte se uporabi Glide™ če velja katerokoli od:

Če ste v preteklosti imeli keloidalne brazgotine.	Pred uporabo Glide™ se posvetujte z zdravnikom.
če imate epilepsijo.	
če imate bolezen, povezano s preobčutljivostjo na svetlobo, kot so na primer porfirija, polimorfna svetlobna erupcija, sončna urtikarija, lupus (kožna tuberkuloza) itd.	
če ste v preteklosti imeli kožnega raka ali področja potencialnih kožnih malignih sprememb.	
če ste prejeli radiacijsko terapijo (obsevanje) ali kemoterapijo v zadnjih 3 mesecih.	
če imate kakršnokoli stanje, ki po mnenju vašega zdravnika lahko predstavlja nevarnost za izvedbo tretmaja.	
če ste uporabljali zdravniško predpisana zdravila za kožo v zadnjih 6 mesecih, se posvetujte z vašim zdravnikom.	

## 7. Možni stranski učinki uporabe Silk'n Glide™

Pri uporabi v skladu z navodili so stranski efekti in zapleti, povezani z uporabo Silk'n Glide™ redki. Vendar vsak kozmetični postopek, vključno s takimi, ki so namenjeni za domačo uporabo, vključuje tudi nekaj tveganja. Zato je pomembno, da razumete in sprejemate tveganja in zaplete, ki lahko nastanejo pri sistemih za odstranjevanje dlačic s pomočjo pulzne svetlobe za domačo uporabo.

Škodljiv učinek	Stopnja tveganja
<b>Manjše neugodje –</b> Čeprav se postopke domačega odstranjevanja dlačic s pomočjo svetlobe v splošnem dobro prenaša, večina uporabnikov občuti blago neugodje med uporabo, ki ga običajno opisujejo kot blag občutek zbadanja na tretiranem področju kože. Občutek zbadanja običajno traja med samim tretmajem ali še nekaj minut zatem. Vse, kar je intenzivnejše od tega manjšega neudobja, je neobičajno in pomeni, da morate prenehati z uporabo naprave Glide™, ker ne morete prenašati postopka odstranjevanja dlačic, ali da je nastavitev ravni energije previsoka.	Manjša
<b>rdečica –</b> Vaša koža lahko pordi po uporabi Glide™ ali v naslednjih 24 urah po uporabi Glide™. Rdečica običajno preneha po 24 urah. Če rdečica ne preneha po 2 do 3 dneh, se posvetujte z zdravnikom.	Manjša
<b>povečana občutljivost kože –</b> Koža tretiranega področja je občutljivejša, zato se lahko pojavi suha koža ali luskvost.	Manjša
<b>spremenbe pigmenta –</b> Glide™ cilja na korenino dlačice, še posebej na pigmentne celice v mešičku dlačice in na mešičke same. Vseeno pa obstaja tveganje začasne hiperpigmentacije (povečane vsebnosti pigmenta ali rjavega obarvanja) ali hipopigmentacije (beljenja) okoliške kože. Tveganje sprememb pigmentacije kože je višje pri osebah s temnejšo poltjo. Običajno je obarvanje ali sprememba pigmenta v koži le začasno, trajna hiperpigmentacija ali hipopigmentacija nastopita poredko.	Redka
<b>pretirana rdečica in otekanje –</b> V redkih primerih postane tretirana koža rdeča in otečena. To je običajno na občutljivih delih telesa. Rdečica in otekanje mora prenehati v 2 do 7 dneh in ju je potrebno lajšati s pogostimi ledenimi obkladki. nežno čiščenje je dobrodošlo, vendar se je potrebno izogibati izpostavljenosti sončni svetlobi.	Redka

## 8. Dolgoročno odstranjevanje dlačic na način Silk'n Glide™

Tipičen poln ciklus rasti dlačic traja 18-24 mesecev. Med tem časom je potrebno več tretmajev s Silk'n Glide™, da dosežete dolgoročno odstranitev dlačic.

Učinkovitost odstranitve dlačic se razlikuje od osebe do osebe, dela telesa, barve dlačic in načina uporabe Silk'n Glide™.

Tipičen načrt odstranjevanja dlačic s Silk'n Glide™ med celotnim ciklusom rasti dlačic:

Postopki 1-4 – načrtujte jih v razmaku dva tedna

Postopki 5-7 – načrtujte jih v razmaku štiri tedne

Postopki 8+ – načrtujte jih po potrebi, dokler ne dosežete želenih rezultatov.

### Pričakovan rezultat tretmaja za odstranitev dlačic

Tip kože po Fitzpatricku	Barva dlačic	Svetlobni tok [J/cm <sup>2</sup> ]	Anatomsko področje telesa <sup>2</sup>	Povprečno število tretmajev <sup>1</sup>	Učinkovitost (% odstranjenih dlačic/ponovna rast) <sup>1</sup>
I-IV	Svetlo rjava do rjava	3-4.5	Spodnji ali zgornji del noge	Postopki 10-12 – približno v razmaku štiri tedne.	60% odstranitev dlačic
			Roke		50% odstranitev dlačic
			Bikini črta		60% odstranitev dlačic
			Pazduhe		55% odstranitev dlačic
I-IV	Svetlo rjava do rjava	3-4.5	Spodnji ali zgornji del noge	Postopki 8-10 – približno v razmaku štiri tedne.	70% odstranitev dlačic
			Roke		60% odstranitev dlačic
			Bikini črta		70% odstranitev dlačic
			Pazduhe		65% odstranitev dlačic

1 Posamezni odzivi so odvisni od tipa dlačic kot tudi bioloških faktorjev, ki lahko vplivajo na vzorce rasti. Nekateri pacienti se lahko odzovejo hitreje ali počasneje kot povprečno.

2 Pri enem ali dveh tretmajih ne morete pričakovati dolgotrajne odstranitve dlačic. Trajanje obdobja mirovanja mešičkov dlačic je odvisno tudi od dela telesa.

## 9. Začnimo!

1. Vzemite NAPRAVO ZA ODSTRANJEVANJE DLAČIC in druge sestavne dele naprave Silk'n Glide™ iz paketa.
2. Vtaknite kabel ADAPTERJA v priključek NAPRAVE ZA ODSTRANJEVANJE DLAČIC Silk'n Glide™.
3. Vtaknite ADAPTER v električno vtičnico. Vsi svetlobni indikatorji na NADZORNI PLOŠČICI se bodo postopoma in krožno vključili ter izključili.

Vaša naprava Glide™ je pripravljena na delovanje.

### Napravo Glide™ uporabljajte varno in pravilno!

**Izberite področja, kjer želite odstranjevati dlačice, ki niso bila pred kratkim osončena.**

4. Koža na področjih tretmaja naj bo obrita, čista, suha in brez delcev pudra, antiperspirantov in deodorantov. Ne voskajte, pulite ali odstranjujte dlačic s pinceto. Britje je pomemben korak za doseganje zelenih rezultatov! Najboljše rezultate boste dosegli, če se obrijete 3 dni pred tretmajem ali ko so dlake dolge 1-2 mm (3/32 in).
5. Pritisnite na OSREDNJI GUMB. Naprava se bo vključila, SVETLOBNI INDIKATOR za prvo stopnjo energije se bo prižgal in vklopil se bo zvok ventilatorja.
6. Približno sekundo po pritisku na OSREDNJI GUMB se bo vključil SVETLOBNI INDIKATOR ZA PRIPRAVLJENOST OZ. OPOZORILO O BARVI KOŽE. Takrat bo naprava pripravljena in lahko boste sprožili prvi impulz na najnižji stopnji energije.
7. Če je to vaš prvi tretma - izberite raven energije. Glide™ omogoča 5 ravni energije od 1 (najnižja) do 5 (najvišja). Za izbiro pravilne ravni energije za vaš prvi tretma, preizkusite več področij posebej:

- **Položite NEGOVALNO POVRŠINO na kožo in pritisnite na gumb, da sprožite en impulz. Če ne boste doživeli neobičajnega neugodja, ponovno pritisnite na OSREDNJI GUMB. S tem boste povečali stopnjo energije. Na drugem mestu sprožite en impulz na drugi stopnji energije.**
- **Nadaljujte s preizkušanjem pri zviševanju ravni energije, dokler ne dosežete najvišje ravni, pri kateri se še počutite udobno. Če po poteku ene ure ne zaznate škodljivih učinkov, lahko nadaljujete s tretmajem na tej ravni energije.**
- **Ta preizkus ponovite na vsakem delu telesa, kjer želite odstranjevati dlačice.**

8. Nastavite stopnjo energije. Za nastavev višje ali nižje stopnje energije večkrat pritisnite na OSREDNJI GUMB, da povečate stopnjo energije od 1 do 5 in od 5 neposredno do 1, dokler ne boste prišli do željene stopnje energije. SVETLOBNI INDIKATOR ZA STOPNJO ENERGIJE bo prikazal nastavljeno stopnjo energije. (Več informacij najdete v poglavju Stopnja energije v navodilih za uporabo.)

### Raven energije

Stopnja energije določa intenzivnost svetlobnega impulza, ki ga naprava Silk'n Glide™ sproži na vaši koži. Z višanjem stopnje energije naraščajo tudi rezultati odstranjevanja dlavic in tveganja za morebitne stranske učinke ter zaplete.

Glide omogoča 5 stopenj energije od 1 (najnižja) do 5 (najvišja), kar predstavlja 5 svetlobnih indikatorjev za stopnjo energije.

Nastavljena stopnja energije za nego določa število impulzov, ki jih lahko sproži naprava.

Vsakič, ko vključite napravo Silk'n Glide™, se bo raven energije samodejno nastavila na najnižjo vrednost. Svetila bo samo ena KONTROLNA LUČKA RAVNI ENERGIJE. Za nastavev stopnje energije večkrat pritisnite na OSREDNJI GUMB, da povečate stopnjo energije od 1 do 5 in od 5 neposredno do 1.

9. Položite NEGOVALNO POVRŠINO na kožo, ki mora biti enakomerno in gladko razpotegnjena. Ko bo NEGOVALNA POVRŠINA v popolnem stiku s kožo, bo SVETLOBNI INDIKATOR ZA PRIPRAVLJENOST OZ. OPOZORILO O BARVI KOŽE začel počasi utripati.
10. Pritisnite na SPROŽILEC IMPULZOV. Naprava bo najprej določila barvo vaše kože. Če je barva kože dovolj svetla za varno uporabo, bo naprava sprožila svetlobni impulz na vašo kožo in SVETLOBNI INDIKATOR ZA PRIPRAVLJENOST OZ. OPOZORILO O BARVI KOŽE se bo izključil. Videli boste svetel blisk in obenem zaslišali pridušen pok, ki je običajen zvok te naprave. Začutili boste nežen občutek toplote in ščemenje. Naprava Glide™ se bo takoj spet napolnila za naslednji pulz. Po nekaj sekundah (odvisno od nastavljene stopnje energije) se bo SVETLOBNI INDIKATOR ZA PRIPRAVLJENOST OZ. OPOZORILO O BARVI KOŽE ponovno vključil in ob ponovnem stiku s kožo začel počasi utripati.
11. Odmaknite POVRŠINO SVETILA od tretiranega področja kože.
12. Izberite željeno metodo za trenutno nego. Glide™ lahko uporabljamo na dva načina: "z impulzi" in "z drsenjem" (več informacij najdete v spodnjem opisu metod uporabe).
  - Metoda z impulzi: sledite zgornjim korakom 9-11 na drugem mestu in to ponavljajte, dokler ne bo celotno območje popolnoma prekrito.
  - Metoda z drsenjem: ves čas držite SPROŽILEC IMPULZOV navzdol in gladko drsite z napravo po želenem območju.



**Če se na vaši koži pojavijo mehurčki ali opekline, TAKOJ PRENEHAJTE Z UPORABO!**

### Metode uporabe

#### METODA Z IMPULZI

METODA Z IMPULZI je najboljša tehnika za delo z višjimi stopnjami energije, saj omogoča boljši nadzor nad obsegom kože.

Pri metodi z impulzi je potrebno impulze Glide™ izvajati v vrsticah; začnete na začetku vrstice in dosledno napredujete do konca vrstice ter se tako izognete večkratni negi enakega območja ali prekrivanju območij kože.

Pulzi z napravo Glide™ naj bodo razvrščeni po vrsticah, pri čemer pričnemo na začetku vrste in postopoma napredujemo proti koncu. Tak pristop omogoča boljši nadzor nad tretiranim obsegom kože in vam pomaga, da se izognete tretiranju enega področja kože večkrat ali prekrivanja preko področij kože.



**Poskušajte se izogniti prekrivanju pulzov!**



**Ne tretirajte istega področja kože več kot enkrat med tretmajem!  
Tretiranje istega področja kože več kot enkrat med tretmajem poveča verjetnost škodljivih učinkov.**

## **METODA Z DRSENJEM**

METODA Z DRSENJEM je najprimernejša za uporabo na nižjih stopnjah energije, saj tako dosežete hitrejšo in učinkovitejšo delovanje.

Pri metodi z drsenjem ves čas držite SPROŽILEC IMPULZOV navzdol in s počasnim drsenjem gladko premikajte napravo po obravnavanem območju, pri tem pa ohranite stik s kožo. Na nižjih stopnjah energije naprava potrebuje samo 1-1,5 sekunde, da se napolni med posameznima impulzoma, in tako omogoča neprekinjeno zaporedje impulzov.



**Če se na vaši koži pojavijo mehurčki ali opekline, TAKOJ PRENEHAJTE Z UPORABO!**

## **Tipalo barve kože**

Tretiranje temnejša kože lahko povzroči škodljive učinke, kot so opekline, mehurčki in spremembe barve kože (hiper- ali hipopigmentacija).

Da bi preprečili tako napačno uporabo, je v napravo Silk'n Glide™ vgrajeno TIPALO BARVE KOŽE za merjenje barve polti tretirane kože na začetku vsakega tretmaja in občasno med tretmajem. Če TIPALO BARVE KOŽE zazna polt, ki je pretemna za uporabo Silk'n Glide™, bo naprava samodejno prenehala oddajati svetlobne pulze.

Če ne opazite nobenega svetlobnega impulza in SVETLOBNI INDIKATOR ZA PRIPRAVLJENOST OZ. OPOZORILO O BARVI KOŽE hitro utripa, to pomeni, da je vaša barva kože, ki jo je izmeril SENZOR ZA BARVO KOŽE, pretemna za varno uporabo. Poskusite uporabiti napravo na drugem delu telesa ali kontaktirajte podporno skupino Silk'n™.

## 9.1. Kaj naj pričakujem pri tretmajih z napravo Silk'n Glide™?

Za mnoge bo uporaba Silk'n Glide™ prva izkušnja z napravami za odstranjevanje dlačic s pomočjo svetlobe. Naprava Silk'n Glide™ je enostavna za uporabo in tretmaji odstranjevanja dlačic so kratkotrajni. Med tretmajem s Silk'n Glide™ je normalno izkusiti in občutiti:

- **Zvok ventilatorja** – Ventilator za hlajenje v napravi Silk'n Glide™ povzroča podoben zvok kot sušilnik za lase. To je običajno.
- **Pridušen pok ob vsakem pulzu** – Ko se aktivira pulz svetlobe HPL™, je običajno, da obenem s svetlobnim bliskom zaslišite pridušen pok.
- **Občutek toplote in ščemenja** – Ob vsakem pulzu je normalno, da čutite blag občutek toplote in ščemenja zaradi svetlobne energije.
- **Rahlo obarvanje rdeče ali rožnato** – Med in takoj po tretmaju s Silk'n Glide™ ni nič nenavadnega, če zaznate zelo rahlo rožnato obarvanje kože. To je običajno najbolj opazno okrog samih dlačic.
- Vendar če opazite popolno pordečitev kože, mehurčke ali opekline, takoj prenehajte uporabo Silk'n Glide™.

## 9.2. Po tretmaju s Silk'n Glide™

1. Ko prenehate z uporabo naprave Glide™, jo izključite tako, da zadržite pritisak na OSREDNJI GUMB. Ne pozabite, katero stopnjo energije ste nazadnje uporabili, saj ta podatek ne bo več na voljo, ko boste ponovno vključili Glide™.
2. Iz vtičnice izvlecite kabel NAPAJALNIKA.
3. Po vsakem postopku odstranjevanja dlačic je priporočeno napravo Silk'n Glide™ očistiti, še posebej POVRŠINO SVETILA (Glej: "Čiščenje Silk'n Glide™").
4. Po čiščenju vam priporočamo, da shranite vašo napravo Silk'n Glide™ v originalno škatlo in jo hranite na suhem.



### Nega kože po tretmaju odstranjevanja dlačic

Ne izpostavljajte soncu predelov kože, na katerih ste uporabili stopnje energije 2-5. Negovano kožo zaščitite s kremo za sončenje v obdobju odstranjevanja dlačic in še vsaj 2 tedna po zadnji uporabi naprave Silk'n Glide™.

# 10. Vzdrževanje Silk'n Glide™

## 10.1. Čiščenje Silk'n Glide™

Po vsakem postopku odstranjevanja dlačic je priporočeno napravo Silk'n Glide™ očistiti, še posebej POVRŠINO SVETILA.

1. Pred čiščenjem izključite Silk'n Glide™ iz omrežja.
2. Uporabite suho, čisto krpo in posebno čistilo za elektronsko opremo, nežno obrišite površine naprave Silk'n Glide™, še posebej POVRŠINO SVETILA.

Naprave Silk'n Glide™ ali katerihkoli njenih delov nikoli ne potaplajte v vodo.

# 11. Odpravljanje težav

## 11.1. "Moj Silk'n Glide™ se ne vključi."

- Preverite, ali je ADAPTER pravilno povezan z napravo Silk'n Glide™.
- Preverite, ali je ADAPTER vtaknjen v električno vtičnico na zidu.

## 11.2. "Svetlobni impulz se ne pojavi, ko pritisnem na SPROŽILEC IMPULZOV"

Prepričajte se, da SVETLOBNI INDIKATOR ZA PRIPRAVLJENOST OZ. OPOZORILO O BARVI KOŽE počasi utripa, saj je tako dosežen dober stik s kožo, in da se NEGOVALNA POVRŠINA enakomerno ter trdno dotika kože. Zaradi vaše varnosti bo SPROŽILEC IMPULZOV aktiviral impulz samo takrat, ko se bo NEGOVALNA POVRŠINA trdno dotikala kože.

- Preverite SVETLOBNI INDIKATOR ZA OPOZORILO O BARVI KOŽE. Če hitro utripa, to pomeni, da je vaša barva kože, ki jo je izmeril SENZOR ZA BARVO KOŽE, pretemna za varno uporabo. Poskusite uporabiti napravo na drugem delu telesa ali kontaktirajte podporno skupino Silk'n™.
- Če je indikator ves čas vključen, skupaj z nekaterimi drugimi svetlobnimi indikatorji, potem je prišlo do sistemske napake. Če težava ni odpravljena, kontaktirajte lokalni center za podporo strankam Glide™.
- Če te težave niso odpravljene, kontaktirajte lokalni center za podporo strankam Silk'n™.
- Preverite, ali je svetlobni indikator za sistemsko napako vključen in vse ostale luči utripajo. Če je temu tako, odklopite napravo iz vira energije. Izdelek je dosegel stopnjo izrabljenosti. Z njim je potrebno ustrezno ravnati. Vaše stare pripomočke odnesite v najbližji zbiralni center elektronskih odpadkov za varno in učinkovito odstranitev.



Ne poskušajte odpirati in popravljati vaše naprave Silk'n Glide™. Popravila lahko izvaja samo pooblaščen servis za naprave Silk'n Glide™.

Pri odpiranju naprave Silk'n Glide™ lahko pridete v stik z nevarnimi električnimi sestavnimi deli in s pulzno svetlobno energijo. Oboje lahko povzroči hude telesne poškodbe in/ali trajne poškodbe oči.

Če poskusite odpreti napravo Silk'n Glide™, jo lahko poškodujete in prekinete garancijo.

Če imate pokvarjeno ali poškodovano napravo, ki potrebuje popravilo, se povežite s servisno službo Silk'n Glide™.

## 12. Podpora strankam

Za več informacij glede izdelkov Silk'n™, prosimo, obiščite vašo lokalno spletno stran Silk'n™, [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu) ali [www.silkn.com](http://www.silkn.com).

Če je vaša naprava pokvarjena, poškodovana, potrebuje popravilo ali kakršnokoli drugo uporabniško pomoč, prosimo, da se obrnete na lokalno podporo strankam Silk'n™ ali nam pišete na: [info@silkn.com](mailto:info@silkn.com).

Za stranke v ZDA in Kanadi: 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, [contact@silkn.com](mailto:contact@silkn.com)

Za stranke v drugih državah: [info@silkn.com](mailto:info@silkn.com)

## 13. Specifikacije

Specifikacije, velikost točke		1.3cm x 3cm [3,9cm <sup>2</sup> ]
Hitrost		1. stopnja energije - 1 impulz vsako sekundo
		2. stopnja energije - 1 impulz vsake 1,5 sekunde
		3. stopnja energije - 1 impulz vsake 2,3 sekunde
		4. stopnja energije - 1 impulz vsake 3 sekunde
		5. stopnja energije - 1 impulz vsake 3,4 sekunde
Tehnologija		Home Pulsed Light™
Najvišja raven energije		maks. 5J/cm <sup>2</sup>
Valovna dolžina		475-1200nm
Čas polnjenja / vir energije		Stalno delovanje.
Električne zahteve		100-240VAC, 2A
Čas, potreben za tretma spodnjega dela nog		10 minut
Delovanje in varnost		Senzor za barvo kože zagotavlja neprekinjeno uporabo le na ustreznih tipih kože
Velikost embalaže		180 x 180 x 100 cm
Teža sistema		200 g
Temperatura	Delovno	10 °C do 35 °C
	Hramba	-40 do +70°C
Relativna vlažnost	Delovno	30 do 75%rH
	Hramba	10 do 90%rH
Atmosferski tlak	Delovno	700 do 1060hPa
	Hramba	500 do 1060hPa
Adaptor Rated Model		KSA24A1200150HE In the UK KSA24A1200150HK   100-240V; 50-60Hz; 0.5A

Home Skinovations Ltd. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w swoich produktach lub specyfikacjach w celu optymalizacji wydajności, niezawodności lub produkcji. Informacje przedstawione przez Home Skinovations Ltd. są uznane za precyzyjne i zgodne ze stanem faktycznym w chwili publikacji. Jednakże firma Home Skinovations Ltd. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Firma Home Skinovations Ltd nie udziela żadnej licencji w sposób domyślny ani żaden inny w ramach swoich praw patentowych.

Żadna z części niniejszego dokumentu nie może być reprodukowana lub publikowana w żadnej formie ani przy użyciu żadnych środków, elektronicznych lub mechanicznych, niezależnie od celu, bez uzyskania wcześniejszej zgody Home Skinovations Ltd na piśmie.

Dane mogą podlegać zmianom bez wcześniejszego powiadomienia.

Firma Home Skinovations Ltd. posiada patenty oraz bieżące wnioski patentowe, znaki handlowe, prawa autorskie lub inne intelektualne prawa własności związane z treścią niniejszego dokumentu. Otrzymanie tego dokumentu nie uprawnia użytkownika w żaden sposób do roszczenia sobie prawa licencyjnego względem tych patentów, znaków towarowych, praw autorskich lub innych intelektualnych praw własności, z wyjątkiem tych jednoznacznie przyznanych na piśmie przez firmę Home Skinovations Ltd.

Specyfikacje podlegają zmianom bez wcześniejszego powiadomienia.

Home Skinovations Ltd. Apolo Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 20692, IZRAEL [www.silkn.com](http://www.silkn.com), [info@silkn.com](mailto:info@silkn.com)

## Spis treści

<b>1. Przed użyciem</b> .....	107
1.1. Opis urządzenia Silk'n Glide™ .....	107
1.2. Zawartość opakowania .....	107
<b>2. Przeznaczenie urządzenia Silk'n Glide™</b> .....	108
<b>3. Zasady bezpiecznego korzystania z Silk'n Glide™</b> .....	108
<b>4. Przeciwwskazania</b> .....	109
<b>5. Nie korzystaj z Glide™ jeżeli:</b> .....	111
<b>6. Unikaj korzystania z Glide™ jeżeli zastosowanie ma jeden z poniższych punktów</b> .....	112
<b>7. Możliwe skutki uboczne stosowania Silk'n Glide™</b> .....	113
<b>8. Zaplanuj depilację włosów przy pomocy Glide™, aby osiągnąć jak najlepsze wyniki</b> .....	114
<b>9. Pierwsze kroki z Silk'n Glide™</b> .....	115
9.1. Czego należy spodziewać się w przypadku zabiegów przy użyciu Silk'n Glide?™ .....	118
9.2. Po zabiegu przy użyciu Silk'n Glide™ .....	118
<b>10. Konserwacja Silk'n Glide™</b> .....	118
10.1. Czyszczenie Silk'n Glide™ .....	118
<b>11. Wykrywanie i rozwiązywanie problemów</b> .....	119
11.1. „Mój Silk'n Glide™ nie włącza się.” .....	119
11.2. „Impuls światła nie jest emitowany, nawet po naciśnięciu PRZEŁĄCZNIKA IMPULSU” .....	119
<b>12. Obsługa klienta</b> .....	119
<b>13. Specyfikacje</b> .....	120

Przed pierwszym użyciem Silk'n Glide™ prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym podręcznikiem użytkownika. Szczególną uwagę należy poświęcić częściom poświęconym procedurom korzystania z urządzenia, jego obsługi oraz procedur po zakończeniu użycia.

Zalecamy ponowne zapoznanie się z treścią podręcznika przed każdym użyciem Silk'n Glide™.

Silk'n Glide™ jest potężnym urządzeniem elektrycznym. W związku z tym, należy poświęcić szczególną uwagę kwestiom bezpieczeństwa.

Prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi ostrzeżeniami i środkami bezpieczeństwa przed użyciem urządzenia Silk'n Glide™ i ich ścisłe przestrzeganie.


## 1. Przed użyciem

**Silk'n Glide™ to urządzenie emitujące światło w celu trwałej redukcji owłosienia, przeznaczone do użytku domowego.**

### 1.1. Opis urządzenia Silk'n Glide™

DEPILATOR Silk'n Glide™ składa się z EMITERA, PANELU KONTROLNEGO i PRZEŁĄCZNIKA IMPULSÓW.

- ① Panel sterowania
- ② Przełącznik impulsów
- ③ Czujnik koloru skóry
- ④ Okienko świetlne
- ⑤ Główny włącznik
- ⑥ Wskaźniki poziomu mocy
- ⑦ Wskaźnik ostrzegawczy czujnika odcienia skóry/stanu gotowości



### 1.2. Zawartość opakowania

Otwierając opakowanie Silk'n Glide™ znajdziesz w nim:

- Depilator Silk'n Glide™
- Zasilacz
- Podręcznik użytkownika
- Karta gwarancyjna Silk'n

## 2. Przeznaczenie urządzenia Silk'n Glide™

Silk'n Glide™ służy do usuwania zbędnego owłosienia. Silk'n Glide™ jest także przeznaczone do skutecznej, długoterminowej lub trwałej redukcji owłosienia. Trwała redukcja owłosienia jest zdefiniowana przez długoterminową, stałą redukcję ilości włosów ponownie odrastających po serii zabiegów.

Silk'n Glide™ można stosować do usuwania niepożądanego owłosienia na ciele. Strefy ciała szczególnie przeznaczone do poddania zabiegom przy użyciu Silk'n Glide™ to twarz, pachy, strefa bikini, ramiona i ręce, plecy i klatka piersiowa.

## 3. Zasady bezpiecznego korzystania z Silk'n Glide™

W przypadku Silk'n Glide™ bezpieczeństwo znajduje się na pierwszym miejscu.

Technologia HPL™ zastosowana w Silk'n Glide™ - doskonale bezpieczeństwo przy niższym poziomie mocy. Dzięki technologii Home Pulsed Light™ możliwe jest osiągnięcie długotrwałego usunięcia włosów przy niższym zużyciu energii w stosunku do innych urządzeń wykorzystujących światło do depilacji. Niskie zużycie energii w Silk'n Glide™ redukuje ryzyko wystąpienia obrażeń lub komplikacji i zwiększa ogólne bezpieczeństwo.

### Silk'n Glide™ chroni Twoją skórę

Depilacja światłem nie jest przeznaczona dla osób o naturalnie ciemnej karnacji ani opalonych. Silk'n Glide™ posiada wbudowany CZUJNIK KOLORU SKÓRY, który dokonuje pomiaru skóry na danej powierzchni i umożliwia wykonanie zabiegu wyłącznie na skórze o odpowiednim odcieniu. Ta unikalna funkcja bezpieczeństwa nie pozwoli wykonać zabiegu w miejscach, w których skóra jest zbyt ciemna lub zbyt opalona.

Co więcej, EMITER o powierzchni 3 cm<sup>2</sup>, dostarczający impulsy światła, jest cofnięty do wnętrza urządzenia. To pozwala Glide™ chronić skórę przez niedopuszczenie do bezpośredniego zetknięcia EMITERA ze skórą.

### Silk'n Glide™ chroni Twoje oczy

Silk'n Glide™ ma wbudowane zabezpieczenia chroniące oczy. Został zaprojektowany tak, by nie dopuścić do emisji impulsów światła, gdy EMITER jest skierowany w otwartą przestrzeń. Zabezpieczenia umożliwiają wykonanie zabiegu wyłącznie wtedy, gdy EMITER kontaktuje się bezpośrednio z tkanką.

## 4. Przeciwwskazania

### Ważne informacje bezpieczeństwa – przeczytaj przed użyciem!

Silk'n Glide™ nie jest przeznaczone dla wszystkich. Prosimy o przeczytanie i uwzględnienie informacji z poniższego rozdziału przed użyciem urządzenia. W celu uzyskania szczegółowych informacji oraz indywidualnych porad zapraszamy na [www.silkn.com](http://www.silkn.com), [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu) lub Twoją lokalną domenę Silk'n™. W przypadku niektórych osobników, usuwanie włosów za pomocą lasera bądź silnych źródeł światła pulsacyjnego może doprowadzić do przyspieszonego porostu włosów. Badania wskazują, że grupa najbardziej narażoną na taką reakcję są kobiety pochodzenia Śródziemnomorskiego, Blisko Wschodniego i z Azji Południowej, w przypadku stosowania na twarzy i szyi.

Ostrzeżenie	Możliwe skutki	Wskazówka bezpieczeństwa
<p>Nie należy używać Silk'n Glide na skórze o naturalnie ciemnej karnacji.</p> <p><b>Niebezpieczne!</b></p>  <p>Proszę spojrzeć na diagram koloru włosów i skóry znajdujący się na opakowaniu.</p>	<p>Poddawanie ciemnej skóry zabiegom przy użyciu Glide™ może spowodować wystąpienie skutków ubocznych oraz uczucie dyskomfortu.</p>	<p>Urządzenie Glide™ posiada wbudowany unikalny CZUJNIK KOLORU SKÓRY, umożliwiającą pomiar odcienia skóry poddawanej zabiegowi na początku każdej sesji i ewentualnie także w trakcie zabiegu. CZUJNIK KOLORU SKÓRY gwarantuje, że impulsy mogą być emitowane wyłącznie w przypadku odpowiedniego odcienia skóry.</p>
<p>Nie należy stosować depilatora Silk'n Glide™ ustawionego na poziom mocy 2-5 na opaloną skórę ani w wypadku niedawnej ekspozycji na słońce (w tym po wizytach w solarium).</p> <p>Nie wystawiać skóry poddanej zabiegowi na działanie promieni słonecznych.</p>	<p>Wykonanie zabiegu depilatorem Silk'n Glide™ ustawionym na poziom mocy 2-5 przed lub po wystawieniu skóry na słońce może spowodować wystąpienie efektów niepożądanych, takich jak zaczerwienienie lub inne dolegliwości ze strony skóry. Skóra opalona, szczególnie wskutek ekspozycji na działanie promieni słonecznych, zawiera duże ilości barwnika - melaniny. Odnosi się to do wszystkich typów skóry i karnacji, w tym także tych, które z reguły nie opalają się zbyt szybko. Obecność dużych ilości melaniny naraża skórę w przypadku zastosowania dowolnej metody depilacji przy użyciu światła.</p>	<p>W wypadku używania urządzenia ustawionego na poziom mocy inny niż najniższy, należy unikać ekspozycji na słońce przez 4 tygodnie przed wykonaniem, i 2 tygodnie po wykonaniu zabiegu za pomocą Silk'n Glide™. Narażenie na działanie promieni słonecznych obejmuje narażenie na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez 15 minut bez filtra ochronnego lub na działanie rozproszonych promieni słonecznych przez 1 godzinę bez filtra ochronnego. Aby chronić skórę poddaną zabiegowi przed działaniem promieni słonecznych, należy natoczyć krem z filtrem ochronnym SPF 30 lub wyższym, przez okres 2 tygodni od każdego zabiegu. Najniższy poziom mocy Silk'n Glide™ (1) został zaprojektowany specjalnie do bezpiecznego użytku nawet po ekspozycji na słońce. Po ekspozycji na słońce można używać Silk'n Glide™, ale wyłącznie ustawionego na najniższy poziom mocy.</p>

Ostrzeżenie	Możliwe skutki	Wskazówka bezpieczeństwa
Nigdy nie korzystać z Glide™ wokół i w pobliżu oczu.	Chociaż, Glide™ można stosować do usuwania owłosienia z twarzy, należy zachować szczególną ostrożność w przypadku takich zabiegów, aby unikać kontaktu z oczami.	SilkN Glide™ ma wbudowane zabezpieczenia chroniące oczy. Został zaprojektowany tak, by nie dopuścić do emisji impulsów światła, gdy EMITER jest skierowany w otwartą przestrzeń. Przełącznik impulsów umożliwia wykonanie zabiegu wyłącznie wtedy, gdy EMITER kontaktuje się bezpośrednio z tkanką.
Nie poddawać zabiegom skóry z tatuażami lub makijażem permanentnym, ciemnobrazowymi lub czarnymi znamionami (np. duże piegi, znamiona po łożyszeniu, pieprzyki etc.), na sutki, genitalia lub usta.	Poddawanie zabiegowi przy pomocy Glide™ jakichkolwiek miejsc, które są ciemniejsze lub mają więcej pigmentu może spowodować wystąpienie skutków ubocznych, takich jak poparzenia, pęcherze lub przebarwienia skóry (hiper- lub hypopigmentacja).	Zakryć daną strefę materiałem, który nie będzie absorbował światła, np. białą szmatką lub białym plastrem medycznym.
Nie poddawać zabiegowi skóry z aktywną egzemą, łuszczycą, zmianami skórnymi, otwartymi ranami lub infekcjami (opryszczka), specjalnymi stanami skóry spowodowanymi przez choroby ogólnoustrojowe lub metaboliczne (na przykład cukrzyca).	Zabiegi świetlne mogą spowodować wystąpienie skutków ubocznych w już wrażliwych miejscach.	Przed użyciem Glide™ odczekać aż dane miejsce zostanie wyleczone / zagoi się.
Strefa poddawana zabiegowi, która wcześniej nosiła objawy opryszczki.	Zabiegi świetlne mogą spowodować wystąpienie skutków ubocznych w już wrażliwych miejscach.	Skonsultuj się z lekarzem, aby przepisał terapię prewencyjną przed użyciem Glide™.
Nie stosować Glide™ w przypadku ciąży lub karmienia piersią.	Zmiany hormonalne w trakcie ciąży mogą zwiększyć wrażliwość skóry i podnieść ryzyko wystąpienia skutków ubocznych.	
Nie stosować w miejscach, w których możesz chcieć, by włosy odrósły.	Skutki są trwałe.	
Trzymać wszystkie części Glide™ z dala od wody! Nie umieszczać ani nie przechowywać Glide™ w miejscach, w których może spaść, zostać zepchnięte lub umieszczone w wannie, zlewie lub innym zbiorniku z wodą.	Mogłoby to doprowadzić do silnego porażenia prądem.	Nie stosować Glide™ : w trakcie kąpieli lub gdy otoczenie jest wilgotne. Natychmiast wyłączyć urządzenie jeśli spadnie do wody.

Ostrzeżenie	Możliwe skutki	Wskazówka bezpieczeństwa
Nie próbuj demontować lub naprawiać samodzielnie Glide™.	Otwieranie obudowy Glide™ może spowodować narażenie na kontakt z niebezpiecznymi podzespołami elektrycznymi oraz energią impulsów światła, co może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała i/lub trwałego uszkodzenia oczu. Może to także doprowadzić do uszkodzenia urządzenia i utraty gwarancji.	Prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta Silk'n™ jeżeli urządzenie uległo uszkodzeniu lub w przypadku konieczności naprawy.

## 5. Nie korzystaj z Glide™ jeżeli:

Urządzenie działa wyłącznie z zatyczkami, dodatkami i akcesoriami dostarczonymi wraz z Twoim Glide™.	akcesoria lub nakładki nie są zalecane przez Home Skinovations Ltd.	Natychmiast wstrzymaj zabieg i skontaktuj się z działem obsługi klienta Silk'n™.
urządzenie ma uszkodzony przewód lub wtyczkę.	Trzymać kabel zasilający z dala od gorących powierzchni.	Natychmiast wstrzymaj zabieg i skontaktuj się z działem obsługi klienta Silk'n™.
widzisz lub czujesz dym w trakcie eksploatacji.		Natychmiast wstrzymaj zabieg i skontaktuj się z działem obsługi klienta Silk'n™.
nie działa prawidłowo lub jeżeli wygląda na uszkodzoną.		Natychmiast wstrzymaj zabieg i skontaktuj się z działem obsługi klienta Silk'n™.
jego CZUJNIK KOLORU SKÓRY jest uszkodzony.		Natychmiast wstrzymaj zabieg i skontaktuj się z działem obsługi klienta Silk'n™.
zewnątrzna obudowa jest pęknięta lub uszkodzona.		Natychmiast wstrzymaj zabieg i skontaktuj się z działem obsługi klienta Silk'n™.

## 6. Unikaj korzystania z Glide™ jeżeli zastosowanie ma jeden z poniższych punktów:

Jeżeli kiedykolwiek miałeś blizny koloidowe.	Przed użyciem Glide™ skontaktuj się ze swoim lekarzem.
jeżeli cierpisz na epilepsję.	
jeżeli cierpisz na chorobę związaną z fotoczułością, taką jak porfiria, wielopostaciowe osutki świetlne, pokrzywkę świetlną, lupus itp.	
jeżeli w przeszłości cierpiełeś na raka skóry lub też miałeś zmiany skórne o charakterze nowotworowym.	
jeżeli zostałeś poddany radio- lub chemioterapii w ciągu ostatnich 3 miesięcy.	
jeżeli cierpisz na inne dolegliwości, z powodu których wedle Twojego lekarza, wykonywanie zabiegów byłoby ryzykowne.	
jeżeli Twoja skóra była leczona przy pomocy leków na receptę w ciągu ostatnich 6 miesięcy, prosimy o skonsultowanie się ze swoimi lekarzem.	

## 7. Możliwe skutki uboczne stosowania Silk'n Glide™

W przypadku stosowania zgodnie z instrukcjami, skutki uboczne i komplikacje związane z używaniem Silk'n Glide™ występują bardzo rzadko. Jednakże każdy zabieg kosmetyczny, także ten przeprowadzany w domu, wiąże się z jakimś ryzykiem. Dlatego też niezwykle ważne jest, by użytkownik rozumiał i akceptował powiązane rodzaje ryzyka i komplikacje, które mogą wystąpić w przypadku stosowania systemów do depilacji opartych na impulsach światła, do użytku domowego.

Działania niepożądane	Stopień ryzyka
<p><b>Delikatne uczucie dyskomfortu na skórze</b> – Chociaż działanie urządzenia do depilacji przy pomocy światła do użytku domowego jest zazwyczaj bardzo dobrze tolerowane, większość użytkowników odczuwa delikatny dyskomfort w trakcie użycia, zazwyczaj opisywany jako umiarkowane mrowienie miejsc poddanych zabiegowi. Uczucie mrowienia zazwyczaj towarzyszy w trakcie samej aplikacji i kilka minut po jej zakończeniu. Wszelkie odczucia poza tym delikatnym dyskomfortem nie są normalne i oznaczają, że albo należy przerwać zabieg przy pomocy Glide™, ponieważ nie tolerujesz tej metody depilacji lub też że poziom mocy jest za duży.</p>	Delikatne
<p><b>zaczervenienie skóry</b> - Po użyciu Glide™ lub w ciągu 24 godzin od użycia Glide™ skóra może ulec zaczerwienieniu. Zaczerwienienie zazwyczaj znika po upływie 24 godzin. Skonsultuj się z lekarzem, jeżeli zaczerwienienie nie zniknie w ciągu 2 - 3 dni.</p>	Delikatne
<p><b>Zwiększona wrażliwość skóry</b> – Skóra w miejscach poddanych zabiegowi jest bardziej delikatna, w związku z czym możesz zauważyć jej wysuszenie lub złuszczenie.</p>	Delikatne
<p><b>zmiany pigmentacji</b> - Glide™ kieruje się na trzon włosa, w szczególności na pigmentowane komórki w cebulce włosa i na samą cebulkę włosa. Jednakże istnieje ryzyko tymczasowej hiperpigmentacji (zwiększonej ilości pigmentu lub brązowych przebarwień) lub hipopigmentacji (białych plam) na przylegającej skórze. Ryzyko zmian w pigmentacji skóry jest wyższe w przypadku osób o ciemniejszej karnacji. Zazwyczaj przebarwienia lub zmiany w pigmentacji skóry są tymczasowe, a trwałe hiper- lub hipopigmentacja mają miejsce bardzo rzadko.</p>	Rzadkie
<p><b>silne zaczerwienienie i pieczenie</b> - W rzadkich przypadkach skóra poddana zabiegowi może ulec silnemu zaczerwienieniu i opuchnięciu. Ma to miejsce w czułych strefach ciała. Zaczerwienienie i opuchlizna powinny zniknąć w ciągu 2-7 dni i należy je często i regularnie okładać lodem. Delikatne czyszczenie jest w porządku, ale należy unikać narażenia na słońce.</p>	Rzadkie

## 8. Długotrwałe usuwanie włosów przy pomocy Silk'n Glide™

Typowy wzrost cyklu włosa może zająć od 18 do 24 miesięcy. W tym czasie wymaganych może być kilka sesji Silk'n Glide™ w celu osiągnięcia długoterminowego usuwania owłosienia.

Wydajność depilacji zależy od konkretnej osoby oraz miejsca na ciele, koloru włosów oraz sposobu użycia Silk'n Glide™.

Typowy plan depilacji przy użyciu Silk'n Glide™ w trakcie pełnego cyklu wzrostu włosa:

Zabiegi 1-4 – zaplanuj w odstępie dwóch tygodni

Zabiegi 5-7 – zaplanuj w odstępie czterech tygodni

Zabiegi 8+ – planuj zgodnie z potrzebą, aż do osiągnięcia pożądaných wyników.

### Zakładany wynik zabiegów depilacji

Typ skóry wg klasyfikacji Fitzpatricka	Kolor włosów	Strumień światła [J/cm <sup>2</sup> ]	Anatomiczna strefa ciała <sup>2</sup>	Średnia ilość zabiegów <sup>1</sup>	Skuteczność (% usuwania włosów/ponownego wzrostu) <sup>1</sup>
I-IV	Jasnobrązowy do brązowy	3-4,5	Górna i dolna część nóg	Sesji 10-12, ok. co cztery tygodnie	60% redukcji włosów
			Ramiona		50% redukcji włosów
			Strefa bikini		60% redukcji włosów
			Okolice pachowa		55% redukcji włosów
I-IV	Brązowy do czarny	3-4,5	Górna i dolna część nóg	Sesji 8-10, ok. co cztery tygodnie	70% redukcji włosów
			Ramiona		60% redukcji włosów
			Strefa bikini		70% redukcji włosów
			Okolice pachowa		65% redukcji włosów

1 Indywidualne wyniki zależą od typu włosa jak również czynników biologicznych, które mogą mieć wpływ na wzór wzrostu włosa. Niektórzy pacjenci mogą reagować szybciej lub wolniej na działanie zabiegów.

2 Nie można oczekiwać trwałej depilacji już po jednej lub dwóch sesjach zabiegowych. Czas trwania okresu odpoczynku dla cebulek włosa zależy także od strefy owłosienia.

## 9. Przygotowanie

1. Wymij DEPILATOR Silk'n Glide™ i pozostałe elementy z opakowania.
2. Podłącz przewód ADAPTERA do gniazdka DEPILATORA Silk'n Glide™.
3. Podłącz ADAPTER do gniazdka elektrycznego. Światła wszystkich wskaźników na PANELU KONTROLNYM kilkakrotnie kolejno zapalają się i zgasną, powodując wrażenie ruchu po okręgu. Twoje urządzenie Glide™ jest teraz gotowe do użycia.

### Korzystaj z Glide™ w bezpieczny i odpowiedni sposób!

**Wybierz miejsca, które poddasz zabiegowi i które nie było w ostatnim czasie wystawiane na działanie promieni słonecznych.**

4. Skóra w miejscach poddawanych zabiegowi musi być ogolona, czysta, sucha i wolna od wszelkich pudrów, antyperspirantów i dezodorantów. Nie woskować, nie wrywać ani nie wyskubywać włosów. Golenie jest niezwykle ważne dla zapewnienia żądanych wyników! Najlepsze wyniki można uzyskać, gdy golenie wykonano na 3 dni przed zabiegiem lub gdy długość włosów wynosi 1-2 mm.
5. Naciśnij GŁÓWNY WŁĄCZNIK. Urządzenie włączy się, zapali się WSKAŹNIK 1. poziomu mocy i rozlegnie się dźwięk pracującego wentylatora.
6. Po około 1 sekundzie od naciśnięcia GŁÓWNEGO WŁĄCZNIKA, zapali się WSKAŹNIK OSTRZEGAWCZY CZUJNIKA ODCIENIA SKÓRY/STANU GOTOWOŚCI. Od tej chwili urządzenie jest gotowe dostarczyć pierwszy impuls o najniższym poziomie mocy.
7. Jeżeli jest to Twój pierwszy zabieg - wybierz poziom mocy. Glide™ można ustawić na jednym z 5 poziomów mocy od 1 (najniższego) do 5 (najwyższego). Aby wybrać odpowiedni poziom mocy dla pierwszego zabiegu, przetestuj każde miejsce poddawane zabiegowi oddzielnie:

- **Zbliż OKIENKO ŚWIETLNE do skóry i naciśnij spust, aby wygenerować jeden impuls. W wypadku braku nietypowych negatywnych wrażeń, ponownie wcisnij GŁÓWNY WŁĄCZNIK. To zwiększy poziom mocy. Wygeneruj pojedynczy impuls na 2. poziomie mocy w innym miejscu ciała.**
- **Kontynuuj testowanie, zwiększając poziom mocy, aż osiągniesz najwyższy poziom mocy, przy którym będziesz czuć się komfortowo. Jeżeli w ciągu godziny nie odnotujesz żadnych skutków ubocznych, możesz rozpocząć pełny zabieg przy tym poziomie mocy.**
- **Powtórz ten test dla każdej części ciała, którą chcesz poddać zabiegowi.**

8. Ustaw poziom mocy. Aby ustawić wyższy lub niższy poziom mocy, należy kilkakrotnie wcisnąć GŁÓWNY WŁĄCZNIK zwiększając poziom mocy od 1 do 5, a następnie bezpośrednio zmniejszając od 5 do 1, aż do ustawienia pożądanego poziomu mocy. WSKAŹNIKI POZIOMU MOCY wskażą ustawienie poziomu mocy. (Szczegóły znajdują się w rozdziale "Poziom mocy" tego podręcznika użytkownika).

## Poziom mocy

Intensywność impulsu świetlnego dostarczanego skórze przez Silk'n Glide™ zależy od poziomu mocy. W miarę wzrostu poziomu mocy, zwiększa się zarówno skuteczność usuwania włosów, jak i ryzyko możliwych efektów niepożądanych i komplikacji.

Glide umożliwia wybór jednego z 5 poziomów mocy, od 1 (najniższego) do 5 (najwyższego), każdy reprezentowany przez jeden z 5 wskaźników poziomu mocy:

Liczba impulsów generowana przez urządzenie zależy od ustawienia poziomu mocy.

Po włączeniu Silk'n Glide™ jego poziom mocy zostanie automatycznie wyzerowany do najniższego. Włączony będzie tylko jeden WSKAŹNIK POZIOMU MOCY.

Aby ustawić poziom mocy, należy kilkakrotnie wcisnąć GŁÓWNY WŁĄCZNIK zwiększając poziom mocy od 1 do 5 i zmniejszając od 5 do 1.

9. Zbliż EMITER do skóry, upewniwszy się, że została równo naciągnięta i wygładzona. Gdy tylko EMITER dotknie skóry, WSKAŹNIK OSTRZEGAWCZY CZUJNIKA ODCIENIA SKÓRY/STANU GOTOWOŚCI zacznie powoli migać.
10. Naciśnij PRZEŁĄCZNIK IMPULSÓW. Najpierw urządzenie określi odcień Twojej skóry. Jeżeli odcień Twojej skóry jest wystarczająco jasny, by rozpocząć zabieg, urządzenie wygeneruje impuls świetlny, zaś WSKAŹNIK OSTRZEGAWCZY CZUJNIKA ODCIENIA SKÓRY/STANU GOTOWOŚCI zgaśnie.  
Zobaczysz jasny rozbłysk światła i jednocześnie usłyszysz delikatny dźwięk trzaśnięcia, co jest normalne dla tego urządzenia. Poczujesz delikatne ciepło i mrowienie.  
Glide™ natychmiast naładuje się dla kolejnego impulsu.  
Po kilku sekundach (zależnie od ustawienia poziomu mocy) ponownie zapali się WSKAŹNIK OSTRZEGAWCZY CZUJNIKA ODCIENIA SKÓRY/STANU GOTOWOŚCI i zacznie powoli migać po ponownym przystawieniu do skóry.
11. Zdejmij OKIENKO ŚWIETLNE z miejsca poddawanego zabiegowi.
12. Wybierz tryb aplikacji dla zabiegu. Glide™ można stosować w dwóch trybach: Pulsacyjnym i "Ciągłym" (szczegóły w poniższej ramce dotyczącej trybów aplikacji).
  - W trybie PULSACYJNYM, kroki 9-11 należy powtarzać w kolejnych miejscach skóry aż do pełnego pokrycia całego obszaru.
  - W trybie CIĄGŁYM należy trzymać wciśnięty PRZEŁĄCZNIK IMPULSÓW i płynnie przesuwać urządzenie po obszarze skóry poddawany zabiegowi.



**Jeżeli na skórze pojawią się pęcherze lub poparzenia, NATYCHMIAST WSTRZYMAJ ZABIEG!**

## Tryby aplikacji PULSACYJNY

Tryb PULSACYJNY jest techniką przeznaczoną do pracy przy wyższych poziomach mocy, gdyż umożliwia lepszą kontrolę stopnia pokrycia skóry.

Podczas pracy w trybie pulsacyjnym, impulsy generowane przez Glide™ należy aplikować rzędami,

rozpoczynając zawsze od tego samego końca rzędu i posuwając się sekwencyjnie do drugiego końca, co ułatwia uniknięcie ponownego poddania zabiegowi tego samego obszaru skóry lub nakładania się obszarów skóry poddawanych zabiegowi.

Podczas pracy w trybie pulsacyjnym, EMITER Silk'n Glide™ odciska czasowo widoczne ślady w obszarze poddawanych zabiegowi. Przesuwając EMITER należy za każdym razem używać tych śladów w celu właściwego umiejscowienia urządzenia przed aplikacją kolejnego impulsu - uniknięcia zarówno przerw pomiędzy, jak i nakładania się impulsów.



**Unikaj nakładania się działania impulsów!**



**Nie poddawaj tego samego miejsca zabiegowi usuwania włosów więcej niż jeden raz w trakcie jednego zabiegu! Wielokrotne poddawanie zabiegowi tego samego kawałka skóry w trakcie jednej sesji zwiększa ryzyko wystąpienia skutków ubocznych.**

## CIĄGŁY

Tryb CIĄGŁY to najlepszy sposób pracy przy ustawionym niskim poziomie mocy, zapewniający szybki i skuteczniejszy zabieg.

W trybie Ciągłym należy trzymać PRZEŁĄCZNIK IMPULSÓW wciśnięty i powolnym ruchem ślizgowym, utrzymując stały kontakt urządzenia ze skórą, płynnie przesuwając je po powierzchni poddawanej zabiegowi. Przy niższych poziomach mocy urządzenie potrzebuje tylko 1-1,5 sekundy na ponowne naładowanie się pomiędzy impulsami i dostarcza nieprzerwaną serię błysków.



**Jeżeli na skórze pojawią się pęcherze lub poparzenia, NATYCHMIAST WSTRZYMAJ ZABIEG!**

## Czujnik koloru skóry

Depilacja światłem w przypadku skóry ciemniejszego koloru może spowodować wystąpienie skutków ubocznych, takich jak poparzenia, pęcherze oraz przebarwienia (hiper- lub hipopigmentacja).

Urządzenie Silk'n Glide™ posiada wbudowany unikalny CZUJNIK KOLORU SKÓRY, umożliwiający pomiar odcienia skóry poddawanej zabiegowi na początku każdej sesji i ewentualnie także w trakcie zabiegu. Jeżeli CZUJNIK KOLORU SKÓRY wykryje, że odcień skóry jest zbyt ciemny do zastosowania Silk'n Glide™, urządzenie automatycznie przestanie emitować impulsy. Brak impulsu światła i szybkiego miganie WSKAŹNIKA OSTRZEGAWCZEGO CZUJNIKA ODCIENIA SKÓRY/STANU GOTOWOŚCI oznacza, że twój odcień skóry, zmierzony przez CZUJNIK ODCIENIA SKÓRY, jest zbyt ciemny, aby bezpiecznie wykonać zabieg. Spróbuj użyć urządzenia na innej części ciała lub skontaktuj się z pomocą techniczną Silk'n™.

### 9.1. Z czego należy spodziewać się w przypadku zabiegów przy użyciu Silk'n Glide™?

Dla wielu osób, użycie Silk'n Glide™ może być pierwszym zetknięciem z urządzeniem wykorzystującym światło do depilacji do użytku domowego. Silk'n Glide™ jest prostym w obsłudze urządzeniem, a sesje zabiegowe mijają szybko. W trakcie sesji Silk'n Glide™ można doświadczyć i odczuć:

- **Dźwięk wiatraka** – wiatrak chłodzący w Silk'n Glide™ powoduje dźwięki zbliżone do suszarki. Jest to zupełnie normalne.
- **Dźwięk trzaśnięcia przy każdym impulsie** – W chwili aktywowania impulsu światła HPL™, można usłyszeć dźwięk przypominający lekkie trzaśnięcie.
- **Uczucie ciepła i mrowienia** – w trakcie każdego impulsu można odczuwać lekkie uczucie ciepła lub mrowienia powodowane przez energię światła.
- **Delikatne zaczerwienienie lub zaróżowienie** – W trakcie i po sesji zabiegowej przy użyciu Silk'n Glide™ można zauważyć lekkie zaróżowienie skóry. W szczególności wokół włosów.
- Jednakże w przypadku stwierdzenia silnego zaczerwienienia skóry, pęcherzyków lub poparzeń, natychmiast wstrzymać zabieg Silk'n Glide™.

### 9.2. Po zabiegu przy użyciu Silk'n Glide™

1. Po zakończeniu pracy z Glide™, wyłącz urządzenie, naciskając przez dłuższą chwilę GŁÓWNY WYŁĄCZNIK. Upewnij się, że pamiętasz ostatnio stosowane ustawienia poziomu mocy, gdyż nie są one przywrócone po ponownym włączeniu Glide™.
2. Odłączyć kabel zasilający z gniazdka elektrycznego.
3. Po każdej sesji depilacji zaleca się czyszczenie urządzenia Silk'n Glide™, w szczególności OKIENKA ŚWIETLNEGO (Patrz: „Czyszczenie Silk'n Glide™”).
4. Po wyczyszczeniu zaleca się przechowywanie urządzenia Silk'n Glide™ w oryginalnym opakowaniu, z dala od wody.



#### Pielęgnacja skóry po zabiegu

**Nie należy ekspozować obszarów skóry poddanych zabiegowi na poziomie mocy 2-5 na działanie promieni słonecznych. Przez cały okres usuwania owłosienia oraz przez co najmniej 2 tygodnie po ostatnim użyciu Silk'n Glide™ należy dokładnie chronić skórę filtrem przeciwsłonecznym.**

## 10. Konserwacja Silk'n Glide™

### 10.1. Czyszczenie Silk'n Glide™

Po każdej sesji depilacji zaleca się czyszczenie urządzenia Silk'n Glide™, w szczególności OKIENKA ŚWIETLNEGO.

1. Odłącz Silk'n Glide™ od źródła zasilania.
  2. Użyj suchej, czystej ściereczki i specjalnego środka do czyszczenia sprzętu elektronicznego, aby delikatnie przetrzeć powierzchnię Silk'n Glide™, a w szczególności OKIENKA ŚWIETLNEGO.
- Nigdy nie zanurzać Silk'n Glide™ ani żadnych jego części w wodzie!

## 11. Wykrywanie i rozwiązywanie problemów

### 11.1. „Mój Silk'n Glide™ nie włącza się.”

- Upewnij się, że zasilacz jest prawidłowo podłączony do urządzenia Silk'n Glide™.
- Upewnij się, że zasilacz jest podłączony do gniazdka elektrycznego na ścianie.

### 11.2 “Impuls światła nie jest emitowany, nawet po naciśnięciu PRZEŁĄCZNIKA IMPULSU

Upewnij się, że WSKAŹNIK OSTRZEGAWCZY CZUJNIKA ODCIENIA SKÓRY/STANU GOTOWOŚCI miga powoli, co oznacza właściwy kontakt urządzenia ze skórą oraz że EMITER jest równomiernie i mocno przyciśnięty do skóry. Dla Twojego bezpieczeństwa PRZEŁĄCZNIK IMPULSÓW wygeneruje impuls wyłącznie wtedy, gdy EMITER jest mocno przyciśnięty do skóry.

- Sprawdź WSKAŹNIK OSTRZEGAWCZY CZUJNIKA ODCIENIA SKÓRY/STANU GOTOWOŚCI. Jeżeli miga szybko, oznacza to, że twój odcień skóry, zmierzony przez CZUJNIK ODCIENIA SKÓRY, jest zbyt ciemny, aby bezpiecznie wykonać zabieg. Spróbuj użyć urządzenia na innej części ciała lub skontaktuj się z pomocą techniczną Silk'n™.
- Jeżeli światło pali się w sposób ciągły wraz z dowolną liczbą innych wskaźników, oznacza to błąd systemu. Jeżeli problem będzie się utrzymywał, skontaktuj się z lokalnym działem obsługi klienta Glide™.
- Jeżeli problem będzie się utrzymywał, skontaktuj się z lokalnym działem obsługi klienta Silk'n™.
- Sprawdź, czy pali się wskaźnik błędu systemu i czy inne światła migają. Jeżeli tak, odłącz urządzenie od źródła zasilania. Urządzenie osiągnęło swój koniec przydatności do użycia. Należy się go pozbyć w odpowiedni sposób. Entregue o seu equipamento usado no ponto de recolha de resíduos eletrónicos da sua zona para que seja eliminado de forma segura e eficiente.



Nie próbuj demontować lub naprawiać samodzielnie urządzenia Silk'n Glide™. Tylko autoryzowane centra serwisowe Silk'n Glide™ są uprawnione do przeprowadzania napraw.

Otwieranie obudowy Silk'n Glide™ może spowodować narażenie na kontakt z niebezpiecznymi podzespołami elektrycznymi oraz energią impulsów światła, co może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała i/lub trwałego uszkodzenia oczu. Próba otwierania Silk'n Glide™ może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia i utraty gwarancji. Prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta Silk'n Glide™, jeżeli urządzenie uległo uszkodzeniu lub w przypadku konieczności naprawy.

## 12. Obsługa klienta

Szczegółowe informacje o produktach Silk'n™ można znaleźć na lokalnej stronie internetowej Silk'n™, [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu) lub [www.silkn.com](http://www.silkn.com).

W przypadku uszkodzenia lub konieczności naprawy, czy też wszelkiej innej pomocy, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta Silk'n™, pod adresem: [info@silkn.com](mailto:info@silkn.com).

Klienci z USA i Kanady: 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, [contact@silkn.com](mailto:contact@silkn.com)

Klienci z innych krajów: [info@silkn.com](mailto:info@silkn.com)

## 13. Specyfikacje

Specy., Rozmiar miejsca	1,3cm x 3cm [3,9cm <sup>2</sup> ]	
Prędkość	poziom mocy 1 - 1 impuls co 1 sekundę	
	poziom mocy 2 - 1 impuls co 1,5 sekundy	
	poziom mocy 3 - 1 impuls co 2,3 sekundy	
	poziom mocy 4 - 1 impuls co 3 sekundy	
	poziom mocy 5 - 1 impuls co 3,4 sekundy	
Technologia	Home Pulsed Light™	
Maks. poziom mocy	Maks. 5J/cm <sup>2</sup>	
Długość fali	475-1200nm	
Czas ładowania/ Źródło zasilania	Ciągła operacja	
Wymogi elektryczne	100-240VAC, 2A	
Czas zabiegu depilacji dolnej części nóg	10 minut	
Obsługa i bezpieczeństwo	Czujnik koloru skóry działa w sposób właściwy tylko względem odpowiednich typów skóry	
Rozmiar opakowania	180x180x100 cm	
Waga systemu	200 g	
Temperatura	Obsługa	Od 10°C do 35°C
	Przechowywanie	-40 do +70°C
Względna wilgotność	Obsługa	30 do 75%rH
	Przechowywanie	10 do 90%rH
Ciśnienie atmosferyczne	Obsługa	700 do 1060hPa
	Przechowywanie	500 do 1060hPa
Adaptor Rated Model	KSA24A1200150HE In the UK KSA24A1200150HK   100-240V; 50-60Hz; 0.5A	



Class II equipment



WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment



CE Mark



Do not use this appliance in a wet surrounding


Degree of protection against ingress water: ordinary


This device is not suitable for use in the presence of flammable anesthetic mixture with air or with Oxygen or Nitrous Oxide.


# 1. Summary of Test Results


Test	Standard	Class/ Severity level	Test result
<b>Documentation</b> (IEC 60601-1-2 sections 4 and 5)			
General requirements General requirements for EMC	section 4.1.1.	--	Complies
External labels	section 5.1	--	Complies
Conformity of Users' Manual	section 5.2.1	--	Complies
Accuracy of Technical Description	section 5.2.2	--	Complies
<b>Emission</b> (IEC 60601-1-2 section 6.1)			
Conducted emission Freq. range: 150 kHz - 30 MHz	sec. 6.1.1 & CISPR 11	Group 1 Class B 230 VAC mains; 120 VAC mains	Complies
Radiated emission Freq. range: 30 - 1000 MHz	sec. 6.1.1 & CISPR 11	Group 1 Class B	Complies
Harmonic current emission test	sec. 6.1.3.1 & IEC 61000-3-2	230AC mains	Test NA
Voltage changes, Voltage fluctuations and Flicker test	sec. 6.1.3.2 & IEC 61000-3-3	230AC mains	Complies
<b>Immunity</b> (IEC 60601-1-2 section 6.2)			
Immunity from Electrostatic discharge (ESD)	sec. 6.2.2 & IEC 61000-4-2	6 kV contact discharges & 8 kV air discharges	Complies
Immunity from radiated electromagnetic fields	sec. 6.2.3 & IEC 61000-4-3	3.0 V/m 80 MHz ÷ 2.5 GHz, 80% AM, 1kHz	Complies
Immunity from Electrical Fast transient (EFT)	sec. 6.2.4 & IEC 61000-4-4	± 2.0 kV Tr/Th – 5/50 ns, 5 kHz on 230AC mains	Complies
Immunity from Surge	sec. 6.2.5 & IEC 61000-4-5	± 1.0 kV DM/ 2.0kV CM Tr/Th – 1.2/50 (8/20) µs on 230 VAC mains	Complies
Immunity from conducted disturbances induced by radio-frequency fields	sec. 6.2.6 & IEC 61000-4-6	3.0 V <sub>RMS</sub> 0.15+ 80 MHz, 80% AM 1kHz	Complies
Immunity from Voltage interruptions	sec. 6.2.7 & IEC 61000-4-11	100 % - 10 ms; 60% - 100 ms; 30% - 500 ms; 100% - 5sec on 230/ 120VAC mains	Complies

Electronics and Telematics  
Laboratory  
April 7, 2013

  
Approved: Eng. Yuri Rozenberg  
Position: Head of EMC Branch

  
Name: Alexander Karlinas  
Position: Testing Engineer

  
Written by: Galit Gorodetsky  
Position: Technical Writer

  
Name: Michael Feldman  
Position: Testing Engineer

PB106630A



  
HomeSkinovations™  
info@silkn.com  
www.silkn.com